



2013

Katalog



ISO 9001:2009

Jako wyłączny dystrybutor marki HERDEGEN w Polsce przedstawiamy historię naszego partnera.

Jest to historia, która od lat odwołuje się do tych samych wiodących wartości:

rodziny, innowacji, partnerstwa i jakości...

W 1860 roku Auguste Herdegen rozpoczął w Paryżu produkcję modnych lasek spacerowych oraz parasoli. W rzeczy samej, w tamtych czasach modne dodatki do stroju były czymś wprost niezbędnym i jak najbardziej naturalnym. Zatem w 1900 roku w Firmie pracowało już ponad 100 robotników.

W roku 1924 z końcem wojny jego syn, Paul był w stanie stworzyć pierwszą laskę dla niewidomych.

W 1936, rząd wprowadził restrykcje ograniczające możliwości posiadania lasek z powodu rosnącej fali demonstracji i powtarzających się przypadków używania ich przez demonstrantów przeciwko policji. W związku z tym, a także zmieniającymi się nawykami użytkowników HERDEGEN rozpoczął ewolucję laski spacerowej, jako pomocy dla inwalidów.

W 1957, Jean Herdegen - wnuk, zaprojektował i wyprodukował pierwszą łokciową kulę inwalidzką we Francji. Pozostały asortyment, jak trójnogi, balkoniki i podpórki stopniowo wprowadzano do produkcji, aby zwiększyć ofertę pomocy do chodzenia.

W latach 1980, HERDEGEN rozoczął wielką ekspansję, dzięki Antoine Herdegen - prawnukowi założyciela. On to rozwinął w zakresie nieporównywalnym z jakimkolwiek wcześniejszym okresem rozwoju firmę, wprowadzając do niej nowoczesne rozwiązania techniczne, know-how, oraz produkcję wyrobów medycznych i rehabilitacyjnych zgodnych z najnowszymi standardami światowymi. Szeroki wybór pomocy takich jak fotele sanitarne, zautomatyzowane łóżka szpitalne i do opieki domowej, materace, pomoce łazienkowe czy w codziennym życiu... wszystko to jest odpowiedzią na postępujące starzenie się społeczeństwa na świecie, i związane z nim zapotrzebowanie na wyposażenie zarówno szpitalne jak i do użytku domowego. W międzyczasie osobnym torem rozpoczął się rozwój linii wyrobów ortopedycznych, obecnie znanych i na polskim rynku pod marką **ATHENAX**.

Obecnie, HERDEGEN jest największym na świecie producentem kul inwalidzkich i jednym z głównych niezależnych dostawców produktów rehabilitacyjnych do użytku domowego w Europie. Dzięki zachowanej niezależności, po tych 152 latach Duch Rodziny wciąż jest w firmie obecny; wszyscy jej pracownicy wspólnymi staraniami dostarczają światu najwyższej jakości produkty i usługi.

Kilka światowych nowości z historii firmy:

W 1990 roku słynna miękka nasadka podwyższająca sedes CONTACT PLUS. W 2001 rewolucyjna bi-komponentowa kula inwalidzka ADVANCE, niezaprzeczalny dowód możliwości innowacyjnych firmy. W 2002 nowa kula inwalidzka EVOLUTION, w 2004 ulepszony model ADVANCE II, w 2008 nowa kula inwalidzka dla dzieci TIKI oraz fotel sanitarny EVEN, w 2009 nowa linia foteli sanitarnych BEST UP a w 2012 nowe łóżko do opieki domowej AMPLITUDE.

Jakość jako codzienna troska:

Procesy produkcyjne w HERDEGEN podlegają ciągłemu nadzorowi służb jakościowych oraz niezależnym testom instytucji certyfikujących. Znakomita większość produktów spełnia wymagania europejskich lub międzynarodowych standardów (ISO, EN CE...). Identyfikacja wszystkich procesów oraz pojedynczego produktu zapewnia pełen profesjonalizm oraz możliwość śledzenia każdego etapu jego powstawania.

Przewracanie kartek tego katalogu jest jak przeglądanie kartek starego domowego albumu ze zdjęciami, skłaniającego do refleksji nad historią firmy, pisaną codziennie, słuchając użytkowników, profesjonalnych dystrybutorów, lekarzy, sprzedawców w dużych salonach i małych sklepikach, gdzie wszyscy oni traktowani są jako długoterminowi partnerzy.

HERDEGEN w liczbach:

- Założona w 1860 roku
- 22000 metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej
- Eksport do 50 krajów na całym świecie
- 185 pracowników
- 2500 dystrybutorów na świecie
- 2000 pozycji katalogowych

ASTON - jako autoryzowany dystrybutor marki HERDEGEN istnieje na polskim rynku od 1998 roku. Jako poważny i solidny partner od początku naszego istnienia bierzemy aktywny udział w rozwoju HERDEGEN, mając niemały wpływ na jego kierunek, charakterystykę nowych produktów, rozwój linii ofertowej, ewolucję istniejących pozycji asortymentu, czego przykładem może być choćby wprowadzenie do produkcji linii kul inwalidzkich PROGRESS - jest to model opracowany specjalnie z myślą o rynku polskim, jako odpowiedź na sugestie naszych partnerów. Czerpiąc wzór z HERDEGEN, także i my jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym odbiorcom, dużym i małym, lekarzom a także użytkownikom naszych produktów za wszelkie słowa wsparcia, krytykę, radę, bo to dzięki nim możemy się rozwijać w ciągłym dążeniu do doskonałości.

Przeglądając wspólnie z Państwem ten katalog pragniemy wszystkim podziękować za długoletnie wsparcie i dobrą radę.

Fotele komfortowe pionizujące

Strona 04



Sypialnia

Strona 20



Toaleta

Strona 36



Łazienka

Strona 54



Pomoce codzienne

Strona 72



Mobilność

Strona 82


1

Fotele komfortowe pionizujące



HERDEGEN od wielu lat projektuje i produkuje fotele z funkcją pionizacji i rozkładania, zapewniając komfort i samodzielność niepełnosprawnym, osobom o ograniczonej mobilności oraz będącym w jesieni życia. Nabyte doświadczenie gwarantuje wysoką jakość i funkcjonalność, a także satysfakcję najbardziej wymagającego użytkownika. Przedstawiamy szeroki wybór foteli, o różnych rozwiązaniach napędu, które - w zależności od oczekiwań - zapewniają prostotę użytkowania lub wiele kombinacji ustawień, dla najlepszej wygody. Zwracamy też uwagę na modele wyposażone w system masażu Shiatsu, który z powodzeniem naśladuje delikatne, kompleksowe ruchy profesjonalnego masażysty. Fotele są produkowane we Francji, z dwuletnią gwarancją na wszelkie wady produkcyjne i materiałowe.

Dostępne w 14 kolorach:
skóra syntetyczna



alcantara



welur klasyczny



kolory dla fotela Stylea



Prosty w użyciu pilot zdalnego sterowania, pozwala osiągnąć dowolną pozycję fotela używając tylko dwóch przycisków - „góra” i „dół”.



PRESTIGE



Najwyższy wymiar komfortu. Oparcie składa się z trzech niezależnych bloków, z możliwością wyjmowania wypełnienia, co ułatwia najlepsze dostosowanie do potrzeb użytkownika. Dwie kieszenie boczne. Prestige to fotel z pojedynczym napędem.

pojedynczy blok oparcia



zdejmowane poszycie siedziska i podnóżka

Prestige jest dostępny w dwóch wersjach:
Prestige **ref.485*****
Prestige Mini **ref.485 4****



pozycja relaks
Prestige sapin **ref.485113**



pozycja pionizująca
Prestige cherry **ref.485006**

Dane techniczne

Model	Prestige	Prestige mini
Waga kg	70	67
Wysokość siedziska nad podłogą mm	520	510
Wysokość całkowita mm	1040	1000
Wysokość oparcia mm	660	610
Szerokość zewnętrzna mm	940	920
Szerokość siedziska wewnątrz mm	490	470
Głębokość całkowita mm	930	920
Głębokość siedziska wewnątrz mm	550	510
Głębokość w pozycji rozłożonej mm	1720	1640
Wysokość podłokietników nad podłogą	700	700

MANTANA



CLASSIC



Mantana ocean
ref.486132

Unikalny i wyjątkowy design, a także właściwości: siedzisko tego fotela wykonane jest z pianki visco-elastycznej z pamięcią kształtu ALOVA® dzięki czemu oferuje ponadprzeciętny komfort a także wspomaga leczenie problemów z cyrkulacją krwi. Wyposażony w regulację głębokości oparcia - dwie pozycje.

Mantana to fotel z pojedynczym napędem.



Alova siedzisko/poduszka visco-elastyczna ref 410 159
Zintegrowana z siedziskiem w fotelu Mantana Alova



Mantana Alova ocean
ref.486 532

Pozycja pionizująca

Mantana dostępny jest także w wersji z siedziskiem standardowym ref.486***

Wypełnienie oparcia wykonano z pianki o wysokiej sprężystości Bultex®



Pozycja relaks

Dane techniczne

Model	Mantana	Mantana Alova
Waga kg	60	60
Wysokość siedziska nad podłogą mm	480	480
Wysokość całkowita mm	1100	1100
Wysokość oparcia mm	700	700
Szerokość zewnętrzna mm	950	950
Szerokość siedziska wewnątrz mm	560	560
Głębokość całkowita mm	900	900
Głębokość siedziska wewnątrz mm	520	520
Głębokość w pozycji rozłożonej mm	1680	1680
Wysokość podłokietników nad podłogą	650	650



Classic cherry ref.484006

Komfort łatwy w użyciu. Klasyczny design i najwyższe walory użytkowe w przystępnej cenie. Gwarantuje łatwy i bezpieczny transfer z pozycji leżącej do stojącej.

Classic to fotel z pojedynczym napędem.



Zdejmowane poszycie siedziska i podnóżka

Classic dostępny jest w 3 wielkościach:

Standard, Mini, oraz Micro dla osób o bardzo niskim wzroście



Mini ref.484 4**



Micro ref.484 3**

Classic terracotta ref.484133
Pozycja relaks



Dane techniczne

Model	Classic	Classic Mini	Classic Micro
Waga kg	54	52	50
Wysokość siedziska nad podłogą mm	500	480	480
Wysokość całkowita mm	1040	1020	1000
Wysokość oparcia mm	700	660	620
Szerokość zewnętrzna mm	840	810	770
Szerokość siedziska wewnątrz mm	560	530	510
Głębokość całkowita mm	950	880	840
Głębokość siedziska wewnątrz mm	550	500	490
Głębokość w pozycji rozłożonej mm	1670	1650	1610
Wysokość podłokietników nad podłogą	600	590	590

SUCCESS



DERBY



Success to fotel z pojedynczym napędem.

Success beige **ref.487130**

Success Standard dostępny jest także w wersji z systemem masażu Shiatsu **ref.4872****



Success dostępny jest także w wersji z siedziskiem visco-elastycznym Alova

Dostępny w 3 wielkościach: Standard, Mini, oraz Micro dla osób o bardzo niskim wzroście.

Mini **ref.4874****
Micro **ref.4873****



Success Micro forest **ref.487301**

pozycja pionizująca



Success amande **ref.487131**



Derby to fotel z pojedynczym napędem.

Derby cafe **ref.488135**

pozycja pionizująca



Derby beige **ref.488130**

Derby dostępny jest także w wersji z systemem masażu Shiatsu **ref.4882****

Dane techniczne

Model	Success	Success mini	Success micro
Waga kg	54	52	50
Wysokość siedziska nad podłogą mm	460	450	450
Wysokość całkowita mm	1040	1020	1000
Wysokość oparcia mm	710	660	620
Szerokość zewnętrzna mm	840	810	770
Szerokość siedziska wewnątrz mm	560	530	510
Głębokość całkowita mm	920	860	840
Głębokość siedziska wewnątrz mm	520	470	460
Głębokość w pozycji rozłożonej mm	1670	1650	1610
Wysokość podłokietników nad podłogą	600	590	590

Dane techniczne

Model	Derby	Derby masaż
Waga kg	55	60
Wysokość siedziska nad podłogą mm	460	480
Wysokość całkowita mm	1000	1100
Wysokość oparcia mm	720	700
Szerokość zewnętrzna mm	970	950
Szerokość siedziska wewnątrz mm	510	560
Głębokość całkowita mm	780	900
Głębokość siedziska wewnątrz mm	580	520
Głębokość w pozycji rozłożonej mm	1660	1680
Wysokość podłokietników nad podłogą	620	650

STYLEA I



Ekonomiczny model zachowujący pełną funkcjonalność fotela komfortowego i pionizującego w atrakcyjnej cenie.

Wyposażony w 3 indywidualne poduszki wypełniające, z możliwością dowolnej ich regulacji oraz pełne podparcie nóg.

Stylea I to fotel z pojedynczym napędem.

pozycja rozłożona maksymalny kąt to aż 170°



STYLEA I dostępna jest w trzech specjalnych kolorach:

Beige	ref.480130
Chocolat	ref.480135
Bronze	ref.480131



130 135 131



pozycja pionizująca

Dane techniczne

Model	Stylea I
Waga kg	55
Wysokość siedziska nad podłogą mm	480
Wysokość całkowita mm	1050
Wysokość oparcia mm	660
Szerokość zewnętrzna mm	820
Szerokość siedziska wewnątrz mm	510
Głębokość całkowita mm	970
Głębokość siedziska wewnątrz mm	520
Głębokość w pozycji rozłożonej mm	1630
Wysokość podłokietników nad podłogą	600



STYLEA II



Fotel o podwójnym, niezależnym napędzie - oparcie regulowane jest niezależnie od podnóżka - dzięki temu oferuje najwięcej kombinacji ustawień aby zapewnić maksymalny komfort użytkownika.

STYLEA II posiada 3 indywidualne poduszki wypełniające, z możliwością dowolnej ich regulacji oraz pełne podparcie nóg.

pozycja pionizująca



pozycja siedząca z rozłożonym podnóżkiem

STYLEA II dostępna jest w trzech specjalnych kolorach:

Beige	ref.490130
Chocolat	ref.490135
Bronze	ref.490131



130 135 131



pozycja rozłożona maksymalny kąt to aż 170°

Dane techniczne

Model	Stylea II
Waga kg	65
Wysokość siedziska nad podłogą mm	480
Wysokość całkowita mm	1050
Wysokość oparcia mm	660
Szerokość zewnętrzna mm	820
Szerokość siedziska wewnątrz mm	510
Głębokość całkowita mm	970
Głębokość siedziska wewnątrz mm	520
Głębokość w pozycji rozłożonej mm	1630
Wysokość podłokietników nad podłogą	600

BRITANY



PRIMEA

Wygodny fotel o klasycznym kształcie i kolorach wykończenia.

Wyposażony w kieszeń na podręczne drobiazgi po prawej stronie, pokrycie siedziska jest zdejmowane co znakomicie ułatwia utrzymanie czystości.

Ergonomiczny kształt oparcia zapewnia odciążenie partii lędźwiowo-krzyżowych oraz wsparcie dla głowy.

Fotel posiada dwa kółka w części tylnej.



Britany Vanilla welur ref.492031



Britany Plum welur ref.492033



Britany Strawberry welur ref.492034

Dane techniczne

Model	Britany
Waga kg	54
Wysokość siedziska nad podłogą mm	500
Wysokość całkowita mm	1040
Wysokość oparcia mm	670
Szerokość zewnętrzna mm	770
Szerokość siedziska wewnątrz mm	510
Głębokość całkowita mm	920
Głębokość siedziska wewnątrz mm	530
Głębokość w pozycji rozłożonej mm	1630
Wysokość podłokietników nad podłogą	590

Elegancja i nowoczesność - tradycyjny wygląd połączony z wysokim poziomem komfortu potęgowanym przez profilowany kształt oparcia, które zdaje się obejmować użytkownika.

Po prawej stronie kieszeń na gazety i podręczne drobiazgi.



Primea Chocolate alcantara ref.480235



kieszeń boczna

pozycja pionizująca



pozycja rozłożona 170°



Dane techniczne

Model	Primea
Waga kg	60
Wysokość siedziska nad podłogą mm	480
Wysokość całkowita mm	1040
Wysokość oparcia mm	700
Szerokość zewnętrzna mm	740
Szerokość siedziska wewnątrz mm	500
Głębokość całkowita mm	760
Głębokość siedziska wewnątrz mm	520
Głębokość w pozycji rozłożonej mm	1620
Wysokość podłokietników nad podłogą	600

SCOTTY



ALIZE



Połączenie tradycyjnej konstrukcji drewnianej z nowoczesnymi funkcjami sterowania elektrycznego pozwala zastosować wygodne rozwiązania także w klasycznie urządzonych wnętrzach, zachowując elegancję wystroju pomieszczenia.

Scotty bronze ref.494031



Scotty terracota ref.494033



kieszień boczna

drewniane wykończenie



Dane techniczne

Model	Scotty
Waga kg	54
Wysokość siedziska nad podłogą mm	480
Wysokość całkowita mm	1030
Wysokość oparcia mm	700
Szerokość zewnętrzna mm	620
Szerokość siedziska wewnątrz mm	460
Głębokość całkowita mm	760
Głębokość siedziska wewnątrz mm	520
Głębokość w pozycji rozłożonej mm	1540
Wysokość podłokietników nad podłogą	600



ALIZE wyposażony jest w zintegrowany system masażu SHIATSU. Oparcie regulowane ręcznie.

Dostępne tylko w wykonaniu skóra syntetyczna, czarna lub biała.

ALIZE z systemem masażu Shiatsu skóra syntetyczna, biała. wyposażony w hocker. ref.491110

ALIZE z systemem masażu Shiatsu skóra syntetyczna, czarna. wyposażony w hocker. ref.491111



kieszonka do przechowywania pilota systemu masażu



Dane techniczne

Model	Alize	Hocker
Waga kg	26	5
Wysokość siedziska nad podłogą mm	440	360
Wysokość całkowita mm	1060	360
Wysokość oparcia mm	780	nie dotyczy
Szerokość zewnętrzna mm	680	390
Szerokość siedziska wewnątrz mm	540	nie dotyczy
Głębokość całkowita mm	780	490
Głębokość siedziska wewnątrz mm	540	490
Głębokość w pozycji rozłożonej mm	1400	nie dotyczy
Wysokość podłokietników nad podłogą	520	nie dotyczy

MASAŻ



AKCESORIA

Funkcje masażu w naszych fotelach obsługiwane są za pomocą osobnego, dedykowanego pilota wyposażonego w zróżnicowane, pre-definiowane programy masażu, który umożliwia też sterowanie ręczne całym przebiegiem masażu. Aby korzystać z funkcjonalności masażu należy zdjąć wierzchnie oparcie Bultex z fotela. Po zakończeniu masażu, łatwo umieścić je z powrotem dzięki mocowaniu rzepami.



dedykowany pilot do obsługi funkcji masażu



Dostępne programy masażu:

Shiatsu
rolki masujące poruszają się wzdłuż grzbietu, aby rozluźnić napięte mięśnie począwszy od szyi, aż do mięśni otaczających część lędźwiową kręgosłupa.



Uciskanie
obracające się rolki masujące automatycznie poruszają się w górę i w dół, uciskając i stymulując mięśnie wzdłuż całego kręgosłupa.



Punkt
funkcja umożliwiająca masaż tylko wybranej partii ciała.



Wibracje
fotele wyposażone są także w funkcję wibracji w siedzisku, co w połączeniu z masażem części grzbietowej zapewnia doskonały relaks, a także ułatwia eliminację toksyn z ciała poprzez stymulację krążenia krwi.

Fotele z opcjonalną funkcją masażu:
DERBY - ref.4882**
SUCCESS - ref.4872**

Poduszka pod odcinek lędźwiowy
ze zdejmowanym pokrowcem terracota ref.498333



Zaglówek
tylko do Success i Classic cappucino ref.498005



Pokrowiec na siedzisko
wodoodporny i niepalny, PVC doskonała ochrona przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem ref.4984**



Zestawienie danych technicznych

	welur					skóra syntetyczna			alcantara					
*** dodać 3 cyfry ref.	toffee	forest	blue	cappuccino	cherry	black	marine	sapin	beige	amande	ocean	terracota	cendre	coffee
** dodać 2 cyfry ref.	-000	-001	-002	-005	-006	-111	-112	-113	-130	-131	-132	-133	-134	-135
Success														
standard ref 487***	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
alova ref 4875**	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
mini ref 4874**	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
micro ref 4873**	ok	ok	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ok	x	ok
masaż ref 4872*	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Classic														
standard ref 484***	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
mini ref 4844**	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
micro ref 4843**	ok	ok	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ok	x	ok
Prestige														
standard ref 485***	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
mini ref 4854**	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Mantana														
standard ref 486***	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
alova ref 4865**	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Derby														
standard ref 488***	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
masaż ref 4882**	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Stylea I i II ref 480*** oraz 490***	x	x	x	x	x	x	x	x	ok	bronze	x	x	x	ok
Alize	x	x	x	x	x	black 491111	x	x	x	x	x	x	x	x
Scotty ref 4940**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	bronze	x	ok	x	x
Britany ref 4920**	Vanilla 492030	ok	Plum 492033	x	Raspberry 492034	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Primea	Chocolate ref 480 235													

	Success			Classic			Prestige			Mantana		Stylea	Alize		Scotty	Britany	Primea
Model S* = Standard	S*	mini	micro	S*	mini	micro	S*	mini	Derby	S*	Alova	I oraz II		Hocker			
waga kg	54	52	50	54	52	50	70	67	55	60	60	65	26	5	54	54	60
wysokość siedzisko/podłóże mm	460	450	450	500	480	480	520	510	460	480	480	480	440	360	480	500	480
wysokość oparcia mm	710	660	620	700	660	620	660	610	720	700	700	660	780	x	700	670	700
szerokość wewnętrzna mm	560	530	510	560	530	510	490	470	510	560	560	510	540	x	460	510	500
głębokość siedziska mm	520	470	460	550	500	490	550	510	580	520	520	520	540	490	520	530	520
wysokość podłokietniki/podłóże mm	600	590	590	600	590	590	700	700	620	650	650	600	520	x	600	600	600
maksymalna waga użytkownika kg	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	100	90	x	120	120	130
typ pianki oparcie kg/m3	17	17	17	17	17	17	17	17	25 HR	25 HR	25 HR	fibres	25	x	25	25	24
typ pianki siedzisko kg/m3	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	25	x	30	30	21

20

Sypialnia



Zgodnie z wymaganiami najnowszych norm z 2012 roku HERDEGEN zaprojektował łóżko medyczne **AMPLITUDE** z możliwością ustawienia w bardzo niskiej pozycji zwane także „łóżkiem Alzheimer”. Łóżka tego typu są przeznaczone specjalnie do celów opieki domowej, a rygorystyczna kontrola jakości używanych materiałów jak i zastosowanie wysokiej jakości napędu sprawia, że latami bezproblemowo służą użytkownikom, są też idealnym rozwiązaniem do użytku w wypożyczalniach.

AMPLITUDE charakteryzuje się wyjątkową łatwością demontażu, aby usprawnić dostawę do domu pacjenta. Mechanizm nożycowy, wyposażenie w 2 lub 3 napędy sprawi, że **AMPLITUDE** spełni wszelkie wymagania użytkowników z nawiązką.

- ultra szeroki zakres regulacji wysokości, od 22 do 85 cm (mechanizm opatentowany)
- jedyne łóżko na rynku ze zintegrowaną podstawą transportową. Nie wymaga narzędzi, nie wymaga miejsca do składowania elementów - podstawa transportowa stanowi integralną część łóżka (rozwiązanie chronione na rynku międzynarodowym dwoma patentami)
- łóżko spełnia wymagania normy IEC 60601-2-52:2009 Medyczne urządzenia elektryczne-część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego łóżek medycznych.



AMPLITUDE, fronty MDF, składane bariery boczne oraz wysięgnik z uchwytem - zestaw:
ref.466211 - 2 aktywatory
ref.476211 - 3 aktywatory

AMPITUDE, fronty *Design*, składane bariery boczne oraz wysięgnik z uchwytem - zestaw:
ref.466111 - 2 aktywatory
ref.476111 - 3 aktywatory



Nieprzeciętnie szeroki zakres regulacji wysokości:
od ultra niskiej, 22cm aż do 85,5cm, przy czym pod łóżkiem wciąż pozostaje 12cm, umożliwiając zastosowanie podnośnika.



elektrycznie regulowana funkcja łamania podnóżka w łóżku z 3 aktywatorami




stały podnóżek w łóżku z 2 aktywatorami



wyprostowany podnóżek w łóżku z 3 aktywatorami


Łatwa rozbudowa: łóżko 2-funkcyjne może być przekształcone w 3-funkcyjne poprzez proste dołożenie aktywatora - bez użycia narzędzi!



W najniższej pozycji barierki boczne składają się wzdłuż ramy łóżka nie dotykając podłogi a jednocześnie poniżej poziomu materaca, ułatwiając transfer.

Wymiary:

w pozycji transportowej: 42x90cm, wysokość 205cm
w pozycji użytkowej:
wysokość całk.: łóżko + 130cm
długość: 200cm
długość podstawy: 137cm
wysokość reg.: 22 do 85,5cm
szerokość: 90cm
max. obciążenie łóżka: 170kg
max. waga użytkownika: 135kg



łatwa blokada pilota:
wystarczy wyjąć klucz



koła wysokiej jakości



szerokie platformy pod materac



opatentowany mechanizm

Podstawa transportowa: wyjątkowy system transportu łóżka oferuje maksymalnie ułatwioną dostawę łóżka i jego montaż / demontaż bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Używając prostych klipsów wsuwasz lub wysuwasz mechanizm z ramy. Bez ryzyka obrażeń, zagubienia podstawy lub jej elementów, bez potrzeby szukania miejsca na jej składowanie - system ZAWSZE jest z łóżkiem, gotowy do użycia.

Montaż łóżka może przeprowadzić JEDNA OSOBA.

Łóżko wyposażone jest w dwa stanowiska do mocowania wyciągnika z uchwytem oraz jedno do pompy infuzyjnej, kroplówki.

Posiada 4 koła, w tym 2 z hamulcem.



podstawa transportowa zdemontowana



łożko na podstawie transportowej



podstawa transportowa w użyciu



Podstawa transportowa ma możliwość regulacji wysunięcia, dzięki czemu może być użyta jak stoper lub do zapobiegania uszkodzenia, porysowania ścian.

AMPLITUDE spełnia wymagania następujących norm:

- Medyczne urządzenia elektryczne, wymagania dotyczące łóżek medycznych IEC60601-2-52:2009
- Medyczne urządzenia elektryczne, część 2-52 - specyfikacja
- Wyroby medyczne, dyrektywa 93/42/EWG
- Biokompatybilność, zgodnie z EN ISO 10993-1
- Zarządzanie ryzykiem zgodnie z ISO



Elektrycznie regulowany zagłówek oraz uchwyty materaca po obu stronach zagłówka



Łatwy montaż, transport i przechowywanie




składane bariery boczne

dwa stanowiska do mocowania uchwyty z wyciągnikiem, po obu stronach zagłówka

maksymalne obciążenie uchwyty: **75kg**

ref.430002 - wyciągnik z uchwytem
ref.430202 - barierka składana, prawa
ref.430302 - barierka składana, lewa



Uchwyt na wyciągniku jest to pomoc dla osób leżących, zarówno do celów ćwiczeń rehabilitacyjnych jak i dla zapewnienia pewnej samodzielności przy zmianie pozycji na łóżku.

Dostarczany ze stabilną podstawą oraz chwytem regulowanym za pomocą taśmy.

UCHWYT NA WYSIĘGNIKU Z PODSTAWĄ
składany płasko
ref.430915 szary

Uchwyt jest łatwo składany, po złożeniu płaski, zajmuje bardzo mało miejsca.
Można np. wsunąć go pod łóżko



UCHWYT NA WYSIĘGNIKU Z PODSTAWĄ
ref.430914 szary + chrom

STOJAK DO KROPLÓWKI

Solidna konstrukcja, łatwe przemieszczanie. Prosta regulacja wysokości, możliwość używania 2 lub 4 haków, w zależności od potrzeb.

Można też używać do zawieszenia pomp czy sterowników.

wysokość regulowana w zakresie od 1,28 do 2,30m

ref.430800 - chrom
ref.430811 - turkusowy
ref.430812 - niebieski
ref.430814 - szary



zdejmowane
niezależnie haki

ZAGŁÓWEK Z PODUSZKĄ POD GŁOWĘ
5 pozycji regulacji wysokości
ref.420280



REDUKTOR DŁUGOŚCI ŁÓŻKA

Umieszczony na łóżku, pozwala na zmniejszenie jego długości dla zapewnienia oparcia stopom.
Przydatny w parze z zagłówkiem, zapobiega zsuwaniu się osoby leżącej.
Regulowana rama stalowa oraz podnózek, obsztyty łatwym do czyszczenia tworzywem.
ref.420500



UCHWYT DRABINKOWY
Pomaga osobie leżącej osiągnąć pozycję siedzącą
ref.820111


PODKŁADKI PODWYŻSZAJĄCE DO ŁÓŻKA

podstawione pod nogi zwykłego łóżka podwyższają je o 14cm, ułatwiając opiekę nad osobą leżącą
komplet 4szt.
ref.820110



OSŁONA NÓG DO ŁÓŻKA

Zapobiega kontaktowi nóg pacjenta z przykryciem łóżka, dostępna w 3 rozmiarach.



S	42x31cm	ref.420200
M	54x32cm	ref.420300
L	61x40cm	ref.420400

Stolik na łóżko TWIN EASY

Regulowane nachylenie części blatu, dzięki czemu nadaje się zarówno do spożywania posiłków jak i do czytania. Ponieważ blat jest dwuczęściowy, nawet podczas korzystania z funkcji czytania pozostaje mały blat poziomy, na którym można postawić np. filiżankę z herbatą.

Regulowany blat zaopatrzony jest w dolnej krawędzi w element zapobiegający zsuwaniu się książki.

ref.421118



wymiary blatów:
40x35,5cm + 20x35,5cm
grubość blatu: 12mm
nachylenie większego blatu
regulowane stopniowo, 4 pozycje
nachylenie maksymalne: 60°
wysokość stolika: 25cm
dopuszczalne obciążenie: 10kg

STOLIK WIELOFUNKCYJNY, składany

Blat w okleinie imitującej drewno orzechowe.

Stolik można używać zarówno w łóżku, jak i siedząc w fotelu.


Nóżki składane, dzięki czemu stolik zajmuje niewiele miejsca gdy nie jest używany - ma wtedy tylko 7,5cm wysokości

ref.421114




wymiary blatu:
60 x 40cm
grubość blatu: 20mm
wysokość stolika: 25cm
dopuszczalne obciążenie: 10kg

dostępny także w kolorze białym:
ref.421100



Duży zakres regulacji, laminowany blat z podwyższonymi krawędziami, zabezpieczającymi przedmioty przed zsuwaniem się. Łatwa regulacja wysokości za pomocą jednej tylko śruby. Nachylenie blatu regulowane bezstopniowo do 45° w każdą stronę za pomocą śruby z mechanizmem zaciskowym.

Potrzebuje wolnych 102mm wysokości pod łóżkiem.



regulacja kąta
pochylenia



regulacja
głębokości blatu



EASY ref.421014 kolor buk



EASY ref.421000 kolor popielaty

EASY
ekonomiczny stolik, z regulacją wysokości,
oraz nachylenia i pozycji poziomej blatu.
Do samodzielnego montażu.

**EASY LIFT**

Łatwa regulacja wysokości dzięki sprężynie gazowej - wystarczy przycisnąć dźwignię i zwolnić ją w pożądanym ustawieniu. Ten stolik nie posiada regulacji kąta nachylenia blatu.

ref.421050 kolor biały

ref.421054 kolor orzech



dźwignia regulacji
wysokości

Możliwość regulacji zarówno pochylenia podstawy, jak i samego blatu, a także wysokości czynią serię DIFFUSION niezwykle użyteczną i funkcjonalną w każdych warunkach używania, nie tylko przy łóżku, ale także np. przy fotelu.

Obramowanie z tworzywa zapobiega zsuwaniu się przedmiotów w pozycji pochylonej.



- 8 pozycji nachylenia blatu
- 3 pozycje pochylenia podstawy
- 4 koła, w tym 2 z hamulcem
- wysokość regulowana bezstopniowo

orzech
ref.421414

niebieski
ref.421413

biały
ref.421400



ref.421414 orzech

blat boczny 40x20cm
ref.4217**



W ofercie także mini blat boczny poziomy

ref.421800 zestaw: biały stolik z mini blatem

ref.421813 zestaw: niebieski stolik z mini blatem

ref.421814 zestaw: orzechowy stolik z mini blatem



Dla wymagających pacjentów oferujemy także stolik **DIFFUSION w wersji z blatem przedłużonym do 80cm**



ref.421314 orzech



ref.421300 biały

DIFFUSION w wersji dopasowanej do foteli pionizujących
Podstawa o wymiarach 80x40cm
ref.421514 orzech



Dane techniczne

Model	4210**	4211**	4214**	4213**	4217**	421118	42105*	421514
wymiary blatu cm	40x60	40x60	40x60	40x80	20x40	60x35,5	40x80	81x40
szerokość całkowita cm	40	40	44	44	20	36	80	40
długość całkowita cm	60	64	72	80	40	60	40	81
wysokość maks. cm	105	29	94	94	x	24,5	113	94
zakres regulacji cm	70 - 105	na	62 - 94	63 - 94	x	x	80 - 113	61-94
wymiary podstawy cm	40x72	40x64	44x72	44x72	x	x	40x66	40x80
waga kg	7	3,5	10	11	1,7	3,5	7	11
maksymalne obciążenie kg	10	10	10	10	1	10	10	10
grubość blatu mm	16	14	16	16	16	12	16	1.6

Pojawienie się w latach 50-tych ubiegłego wieku gąbki otworzyło nowe możliwości w wielu kierunkach nauki i techniki, oczywiście nie omijając także zastosowań w celu zwiększenia komfortu wypoczynku, a także czysto medycznych.



materac MONOBLOC


dostępny w różnych wysokościach, twardościach pianki oraz pokrowcach
wymiary 200x90cm, zestawienie wersji:

pianka: 27kg/m³, wysokość 8cm:
ref.412053 pokrowiec bawełniany

pianka: 27kg/m³, wysokość 12cm:
ref.412002 pokrowiec PVC
ref.412022 pokrowiec Techmaflex

pianka: 38kg/m³ wysokiej odbojności,
wysokość materaca 12cm:
ref.411002 pokrowiec PVC
ref.411022 pokrowiec Techmaflex

pokrowiec PVC




pokrowiec Techmaflex
welur, elastan



materac DUALBLOC HR-VISCO

dwuwarstwowy, wysokiej jakości materac, wykonany z podstawy HR - pianki wysokiej odbojności 38kg/m³ o wysokości 8cm oraz 6cm warstwy aktywnej pianki viscoelastycznej. Dzięki swoim właściwościom polecany w profilaktyce przeciwdrożynowej.
Wymiary 200x90cm



pianka: 38kg/m³ HR+VISCO 86kg/m³
wysokość materaca 14cm:
ref.410070 pokrowiec Techmaflex
ref.410071 pokrowiec elastanowy
ref.410072 pokrowiec welurowy

materac przeciwdrożynowy typu „GOFER”


Niezależne bloki zapewniają cyrkulację powietrza oraz równomierne rozłożenie nacisku, przez co materac jest szczególnie polecany w profilaktyce przeciwdrożynowej.

Wymiary: 200 x 90cm, wysokość: 17cm



pianka: 27kg/m³:
ref.410042 pokrowiec elastan
ref.410043 pokrowiec Techmaflex

pianka: 38kg/m³:
ref.410044 pokrowiec elastan
ref.410045 pokrowiec Techmaflex



PROTECTOR


Materac pneumatyczny to najbardziej zaawansowane rozwiązanie w leczeniu odleżyn. Wskazane dla osób stale leżących. Pompa realizuje ciągłą, naprzemienną zmianę ciśnienia powietrza w komorach materaca, przez co nacisk na poszczególne partie ciała także ulega ciągłym zmianom, minimalizując ryzyko powstawania odleżyn.

PROTECTOR I

materac pneumatyczny, bąbelkowy

zestaw z pompą zmiennociśnieniową
podkład:
200x90cm + 80cm wyłogi, 130 pęcherzyków
obciążenie do 110kg

pompa:
>4,5 l/min., zakres regulacji ciśnienia 40 do 100 mm Hg,
cykl: 10-12 minut, maks. pobór mocy: 7W
ref.410220




PROTECTOR II

materac pneumatyczny, rurowy

zestaw z pompą zmiennociśnieniową
podkład:
190x85cm + 11cm wysokości, 17 komorowy
obciążenie do 140kg

pompa:
>4,5 l/min., zakres regulacji ciśnienia 40 do 100 mm Hg,
cykl: 10-12 minut, maks. pobór mocy: 7W
ref.410230





Toaleta



OPEN

**FOTEL SANITARNY OPEN**

Dzięki szeroko rozmieszczonym podłokietnikom transfer pacjenta jak i jego obsługa są łatwe jak nigdy dotąd. Miękkie, komfortowe siedzisko jest w pełni zdejmowane, co czyni fotel wysoce przyjaznym dla użytkownika, zachowując przy tym najwyższy poziom higieny. Dostępny w czterech kolorach.



ref.300523 OPEN Ocean

**max
130kg**

dostępny w 4 kolorach:



Ocean Cactus Terracota Bordo

OPEN z regulacją wysokości



Regulacja wysokości
od 52 do 63cm
dostępny w kolorach:

Ocean ref.301523

Bordo ref.301522



regulacja wysokości za
pomocą klipsa



Pojemnik do fotela sanitarnego
ref.931114

Siedzisko jest umocowane do ramy za pomocą dwóch klipsów, dzięki czemu jest bardzo łatwe do zdjęcia, w celu czyszczenia, obsługi lub wymiany.



pojemnik można wyjmować zarówno
z góry jak i wysuwać z boku



BEST UP



Najmłodsze dziecko ponad dwudziestoletniego doświadczenia w konstrukcji foteli sanitarnych, linia BEST UP - połączenie nowoczesnego designu z najwyższą jakością.



BEST UP wózek sanitarny
ref.304724 kolor Terracota

- uchylne podłokietniki dla ułatwienia transferu
- regulowany i zdejmowany podnóżek
- komfortowe siedzisko

dostępny w 3 kolorach:




Ocean Cactus Terracota

ref.304723 Ocean
ref.304724 Terracota
ref.304726 Cactus



jakość i design



BEST UP z uchylnymi podłokietnikami
ref.304623 kolor Ocean

- komfortowe oparcie
- wszystkie elementy tapicerowane zgrzewane, dla zapewnienia maksymalnego poziomu higieny
- konstrukcja metalowa malowana proszkowo
- pojemnik w zestawie

dostępny w 3 kolorach:



Ocean Cactus Terracota

ref.304623 Ocean
ref.304624 Terracota
ref.304626 Cactus



BEST UP

BEST UP składany
ref.304523 kolor Ocean



wysokiej
jakości
komponenty



dostępny w 3 kolorach:



Ocean Cactus Terracota

ref.304523 Ocean
ref.304524 Terracota
ref.304526 Cactus

unikalny system składania, zapewniający równowagę i pewność w każdej sytuacji, a jednocześnie łatwe przechowywanie i transport




EVEN



- stałe, komfortowe podłokietniki
- unikalna konstrukcja, zapewniająca pełny dostęp od tyłu fotela

dostępny w 3 kolorach:



ref.303023 Ocean
ref.303024 Terracota
ref.303026 Cactus

EVEN
ref.303026 Cactus

EVEN
ref.303024 Terracota



wszystkie elementy tapicerowane są zgrzewane, dla zapewnienia najwyższego poziomu higieny



konstrukcja metalowa pokryta odporną powłoką proszkową w kolorze młotkowym



siedzisko mocowane za pomocą dwóch klipsów zapewnia łatwy demontaż w celu czyszczenia lub wymiany



pojemnik w zestawie



dostępne w trzech kolorach



CLUB, COMFORT, Nowy CLUB

CLUB


Wykonany z kształtowników kwadratowych, stałe, miękkie podłokietniki, dostarczany z pojemnikiem.
ref.333023 Ocean

**COMFORT**

jak CLUB, jednak z komfortowym, podwyższonym oparciem
ref.340024 Terracota



dostępny w 3 kolorach:



Ocean Cactus Terracota



Nowy CLUB
ekonomiczny model, prezentujący wszystkie zalety funkcjonalne pozostałych wersji
ref.320023 Ocean



CLUB i COMFORT

bariatryczne fotele sanitarne



Linia bariatrycznych foteli sanitarnych w specjalnym wykonaniu. Charakteryzują się solidną, wzmocnioną konstrukcją stalową, zwiększoną szerokością użytkową, oraz projektem uwzględniającym wygodę oraz odmienne wymagania osób o znacznym stopniu otyłości.

Wszystko dla zapewnienia maksymalnej stabilności i bezpieczeństwa wymagającego użytkownika przy zachowaniu komfortu i łatwej obsługi.

obciążenie maksymalne: 160kg



Club szerokość 55cm
ref.306126 kolor Cactus

Club szerokość 65cm
ref.306226 kolor Cactus

Club szerokość 75cm
ref.306326 kolor Cactus



wszystkie elementy tapicerowane są zgrzewane, dla zapewnienia najwyższego poziomu higieny



konstrukcja metalowa pokryta odporną powłoką proszkową w kolorze młotkowym



siedzisko mocowane za pomocą dwóch klipsów zapewnia łatwy demontaż w celu czyszczenia lub wymiany



pojemnik w zestawie



dostępne w trzech kolorach

Club XXL wózek sanitarny,
szerokość 65cm

ref.360123 kolor Ocean
ref.360124 kolor Terracota
ref.360126 kolor Cactus



model COMFORT charakteryzuje się zwiększoną powierzchnią oparcia. Pozostałe elementy i parametry takie same jak CLUB.

Zestawienie danych technicznych

model	Club	Aleane	Even	Comfort	Open	Best up	Nowy Club
waga kg	8,7	6,6	7,8	9	6,4	8 (składany 10) (wózek 14)	6,8
grubość siedziska cm	2,5+2,5	4,5+1,5	4,5+1,5	2,5+2,5	4,5+1,5	4,5+1,5	4,5+1,5
wymiary siedziska cm	44x45	39x44	45x46	44x45	44x39	44x40	44x40
wymiary otworu	26x21	26x21	26x21	26x21	26x21	26x21	26x21
wymiary pokrywy cm	44x46	40x44	40x44	44*46	40x44	33x28	40x44
wymiary oparcia cm	23x46	23x46	23x46	44x46	34x46	34x46	23x46
grubość oparcia cm	3	4	4	3	4,5	3 i 10	3
materiał siedziska	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
materiał oparcia	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC+PP	PVC
szerokość użytkowa cm	46	54	54	46	52	45	45
wymiary podłokietników cm	25x6,5	22x6	25x6,5	25x6,5	22x6	25x6,5	22x6
szerokość ramy cm	51	47	51	51	48	47 (składany 44)	51
głębokość ramy cm	51	47	48	51	48	52 (składany 45)	44
wysokość całkowita cm	98	87	88	98	87	94 (składany 96)	86
wysokość siedziska cm	50	50	50	50	52 - 63	48,5	47
regulowane wersje	x	x	x	x	tak	x	x
ilość stopni regulacji	x	x	x	x	7	x	x
skok regulacji wysokości	x	x	x	x	2,5	x	x
szerokość złożonego cm	x	x	x	x	x	składany 22	x
średnica koła cm	x	x	x	x	x	wózek 100	x
wymiary pojemnika cm	średnica 30cm, głębokość 16cm						
materiał ramy	stal malowana proszkowo w kolorze młotkowym						
wymiary profili konstrukcyjnych cm	2x2	ø2	ø2,5	2/2	ø2,5	ø2	ø2
maksymalna waga użytkownika kg	120	120	120	120	130	130	120
kolory	Ocean -23 Terracota-24 Cactus -26 Bordo-00 (kolor Bordo - tylko model Open)						

WÓZKI SANITARNE



ALUSTYLE



miękkie siedzisko

aluminium
brak ryzyka korozji

ALUSTYLE - fotel sanitarny 4 w 1

może być używany jako:

- fotel sanitarny
- podwyższenie sedesu
- rama bezpieczeństwa do sedesu
- fotel prysznicowy
- waga: 3,20 kg
- maksymalne obciążenie: 120 kg
- miękkie, wodoodporne siedzisko

wymiary:

szerokość zewnętrzna: 58cm

szerokość użytkowa: 47cm

głębokość: 50cm

wysokość regulowana: 43 do 55cm

ref.380004

pojemnik oraz osłona
przeciw-rozbrzyzgowa w zestawie



max
120kg

ALUSTYLE - fotel sanitarny 3 w 1

może być używany jako:

- fotel sanitarny
- podwyższenie sedesu
- rama bezpieczeństwa do sedesu
- waga: 7,5 kg
- maksymalne obciążenie: 100kg
- rama stalowa, malowana proszkowo

wymiary:

szerokość zewnętrzna: 56cm

szerokość użytkowa: 47cm

głębokość: 50cm

wysokość regulowana: 43 do 58cm

ref.380002


max
110kg

Uchylne podłokietniki oraz podnóżki ułatwiają transfer. Koła tylne wyposażone w hamulce.
ref.380201

podłokietniki wykonane
z miękkiego tworzywa

siedzisko z ABS ułatwia
utrzymanie higieny

zdejmowane
podnóżki



max
100kg

WÓZEK SANITARNY

z miękkim siedziskiem tapicerowanym
ref.380200

Model ref.	380200	380201
waga kg	14	12.8
grubość siedziska cm	3+2	x
wymiary siedziska cm	44x41	44x42
wymiary pokrywy cm	45x42	44x42
wymiary oparcia cm	30x47	30x47
materiał siedziska	PVC	ABS
materiał oparcia	PVC	PVC
szerokość użytkowa cm	45,5	46
wymiary podłokietników cm.	46x5	36x5
szerokość całkowita cm	55	55
głębokość całkowita cm	65	87
wysokość całkowita cm	95	97
wysokość siedziska cm	56	52
materiał ramy	stal	stal
średnica koła mm	128	125
kolor	granatowy	czarny

Seria nasadek podwyższających sedes CLIPPER bardzo szybko znajdzie swoje miejsce w każdej toalecie. Pasuje do każdej muszli sedesowej. Wykonane w całości z tworzywa sztucznego (polipropylen), zapewnią wiele lat bezproblemowego użytkowania.

Nasadki CLIPPER podwyższają toaletę o 11cm.



CLIPPER I

Wystarczy umieścić na muszli sedesowej, wyposażona w prowadnicę wewnętrzną, nie zawiera dodatkowych elementów mocujących.

waga: 1,1kg
ref.500400



CLIPPER II
unikalny i jedyny, wyjątkowo prosty sposób montażu do toalety za pomocą klipsów.

Pasuje do każdej muszli toaletowej.

waga: 1,2kg
ref.500410

**max
185kg**



CLIPPER III z pokrywą

waga: 1,6kg
ref.500411



dopasowanie do muszli za pomocą 4 klipsów:
7 stopni, dopasowanie do każdej muszli o szerokości krawędzi od 7 do 12 cm.



CLIPPER IV

z podłokietnikami, wyjmowanymi i uchylnymi, dla ułatwienia transferu

waga: 2,7kg

szerokość użytkowa, pomiędzy podłokietnikami - 56cm.

ref.500420



nasadki CLIPPER:
wymiary wewnętrzne: 22x25cm
wymiary zewnętrzne: 39x47cm

**max
110kg**

CLIPPER V

z pokrywą

waga: 3,1kg

ref.500421



CLIPPER

**CLIPPER VI**

z dodatkowymi, regulowanymi nogami, stanowiącymi solidną ramę wsporczą.
waga: 5,4kg
szerokość użytkowa, pomiędzy podłokietnikami: 54cm
szerokość całkowita, zewnętrzna: 60cm
ref.500430

**max
150kg**



CLIPPER VII
z pokrywą
waga: 5,8kg
ref.500431

regulacja wysokości nóg umożliwia dopasowanie ramy wsporczej do sedesu o wysokości mieszczącej się w zakresie od 42 do 54cm.



CONTACT PLUS®

Wykonane z najwyższej jakości pianki wtryskiwanej do wodoodpornej formy z PCV, pasują do wszystkich rodzajów sedesu zapewniając bezpieczne mocowanie.
Najwyższy komfort dzięki ergonomicznemu kształtowi i piance o bardzo wysokiej gęstości.
Certyfikowane i testowane dla obciążenia do 185 kg!
CONTACT PLUS podwyższa toaletę o 11cm.

Nasadka podwyższająca sedes **CONTACT plus**
waga: 2,1kg
wymiary wewnętrzne: 21x26cm
wymiary zewnętrzne: 37x42cm
ref.500200



**max
185kg**

nowoczesny proces produkcji zapewnia stuprocentową wodoodporność oraz bardzo wysoki komfort użytkowania.



Nasadka podwyższająca sedes **CONTACT Plus** wersja z pokrywą.
waga: 2,7kg
ref.500300



ALTIA TITAN

**ALTIA**

Trzy poziomy regulacji wysokości (6, 10 i 14 cm) dzięki czemu łatwo zaadaptować ją zarówno dla potrzeb różnych użytkowników jak i do poszczególnych etapów rehabilitacji. Mocowanie do muszli za pomocą śrub, oraz uchylane do tyłu podłokietniki, dla ułatwienia transferu.

szerokość całkowita (zewnętrzna): 60cm

szerokość użytkowa (między podłokietnikami): 50cm

wymiary podłokietników: 33 x 4,5cm

waga: 5,8kg

ref.500480



max
110kg

TITAN

wykonana z polipropylenu, pasuje do każdej toalety. łatwe i pewne mocowanie za pomocą śrub.

wysokość 7cm

ref.500100 waga: 0,8kg

wysokość 14cm

ref.500120 waga: 1,2kg



max
120kg



RAMA ASEKURACYJNA

Rama asekuracyjna do sedesu z czterema podporami

aluminiowa, bardzo lekka, z dwoma komfortowymi uchwytami-podłokietnikami.


cztery podpory zapewniają bardzo dobrą stabilność podczas siadania i wstawania.

szerokość zewnętrzna: 61 do 66cm

szerokość użytkowa: 52 do 57cm

wysokość regulowana: 65 do 77cm

ref.570806



max
138kg

Rama asekuracyjna do sedesu z dwiema podporami

aluminiowa, bardzo lekka, z dwoma komfortowymi uchwytami-podłokietnikami. dwie podpory z przodu, natomiast z tyłu mocowana do muszli - poręczny system zapewniający stabilność podczas siadania i wstawania.

szerokość zewnętrzna: 57 do 64cm

szerokość użytkowa: 48 do 56cm

wysokość regulowana: 66 do 75cm

ref.570805





Łazienka



ATLANTIS fotel obrotowy do wanny

- wyjmowane podłokietniki
- regulowane stabilizatory boczne zapewniające bezpieczne mocowanie na wannie
- konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo
- masywne siedzisko z tworzywa
- niebieskie nakładki anty-poślizgowe
- cztero-pozycyjna manetka blokująca

ref.540200

dostępna także wersja XL
z szeroką podstawą (76,6 cm)
ref.540201

max
130kg



ATLANTIS II fotel obrotowy do wanny
właściwości jak model Atlantis, jednak ten model
posiada stałe podłokietniki, bez możliwości
wyjmowania
ref.540210



INOX fotel obrotowy do wanny
konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
do wanny o szerokości do 70cm
podłokietniki stałe
ref.540285



max
100kg



MONOBLOK
pasuje do wanny o szerokości od 53 do 70cm
ref.540100

Dane techniczne

model	540100	540200	540201	540210	540285
waga kg	3,5	10	10	10	4,2
długość cm	70	70	76,6	76,6	78
szerokość całkowita cm	69	72	72	72	73
wysokość całkowita cm	53	56	56	56	52
wymiary siedziska cm	szerokość 40, oparcie 41, głębokość 50				40x34x40
głębokość całkowita cm	38	38	38	38	39
kąt obrotu	x	90°	90°	90°	90°
podłokietniki	x	zdejmowane		stałe	
szerokość użytkowa cm	46,5	48	50	55	52,5
maksymalna szerokość wanny cm	69	72	72	72	73
maksymalna waga użytkownika kg	100	130	130	130	100
materiał	stal zabezpieczona antykorozyjnie				stal nierdzewna

**WÓZEK PRYSZNICOWY**

- składany podnóżek
- wodoodporne, hermetyczne koła
- konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo
- połączenia śrubowe nierdzewne
- szerokość użytkowa: 44cm
- szerokość zewnętrzna: 51cm
- głębokość całkowita: 58cm
- wysokość siedziska: 48cm
- waga: 6,3kg

ref.540300

wysokiej jakości
hermetyczne kołamax
100kgaluminium
brak ryzyka korozji**FOTEL PRYSZNICOWY
z regulacją wysokości**

- nogi z nasadkami antypoślizgowymi.
- konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo
- połączenia śrubowe nierdzewne
- szerokość użytkowa: 44cm
- szerokość zewnętrzna: 51 cm
- głębokość całkowita: 58cm
- regulacja wysokości siedziska od 48 do 58cm
- waga: 3,6kg

ref.540350



Ławka wgłębna do wanny serii OBANA występuje w dwóch wersjach - z oparciem i bez. Regulowana szerokość zawiesia w zakresie od 73 do 88cm zapewnia dopasowanie do większości dostępnych na rynku wanien. Wykonana z tworzywa sztucznego oraz chromowanej konstrukcji stalowej oferuje bardzo dobrą odporność na korozję.

- wymiary siedziska: 32 x 40cm
- wgłębienie (odległość między krawędzią wanny a poziomem siedziska: 14cm)

ławka wgłębna do wanny
OBANA
waga: 2,1kg
ref.528100max
130kgławka wgłębna do wanny **OBANA**
z oparciem
waga: 3kg
ref.528110**ŁAWKA NA WANNE**

wyposażona w uchwyt oraz gumowe stabilizatory zapewniające bezpieczne mocowanie na wannie.

wymiary 70x26cm, pasuje do wanny o szerokości od 40 do 65cm.

waga: 2,5kg

obciążenie do 200kg

ref.550800

max
200kg

Seria wysokiej jakości, eleganckich ławek kąpielowych, które doskonale dopasują się do każdej łazienki. Wykonane z tworzywa poliglass oraz aluminium, mogą być zanurzone w wodzie bez ryzyka korozji.
Regulacja szerokości, dostępne w dwóch kolorach: białym i granatowym.

ŁAWKA WGLĘBNA DO WANNY
pasuje do wanny o szerokości od 45 do 60cm
biała ref.520111
granatowa ref.520113




max
100kg

aluminium
brak ryzyka korozji




**ŁAWKA WGLĘBNA DO WANNY
z oparciem**
pasuje do wanny o szerokości od 45 do 60cm
biała ref.520211
granatowa ref.520213



ŁAWKA PRYSZNICOWA, UCHYLNA
składana, wyposażona w trzy punkty mocujące
wymiary użytkowe:
38cm szerokości i 48cm głębokości.
biała ref.520511
granatowa ref.520513

Do wanny o niestandardowych, skomplikowanych kształtach, np. narożnej, gdzie brak możliwości zawieszenia ławki wgłębnej proponujemy taborety NAUTICA, stawiane na dno wanny. Szerokość konstrukcji wsporczej jest regulowana w zakresie od 43 do 55cm - dla bezpieczeństwa użytkownika należy tak ją ustawić, aby była jak najbliżej boków wanny, co zapobiegnie przypadkowemu wywróceniu się.

TABORET DO WANNY
biały ref.520311
granatowy ref.520313



aluminium
brak ryzyka korozji

max
100kg



elementy zabezpieczające
wannę przed porysowaniem

**TABORET DO WANNY
z oparciem**
biały ref.520411
granatowy ref.520413



Dane techniczne

model	520111	520211	520311	520411	520511
materiał	aluminium i poliamid				
wymiary siedziska cm	37 x 36	36 x 31	36 x 38	36 x 38	36 x 39
wysokość siedziska cm	26	56	23	43	
regulacja szerokości cm	65 to 79	65 to 79	65 to 79	65 to 79	x
wysokość oparcia cm	x	38	x	19	x
waga kg	2,05	2,45	2,1	2,6	3
maksymalne obciążenie kg	100				

BLUE - linia taboretów łazienkowych wyposażonych w otwory odprowadzające wodę oraz miękką nakładkę piankową, zapewniającą wysoki komfort. Wykonane z aluminium oraz tworzywa, w pełni odporne na korozję, wyposażone w nasadki antypoślizgowe.

TABORET DO WANNY

może być stosowany także jako stopień ułatwiający wejście do wanny.
wysokość regulowana 26 do 31cm
ref.528000



TABORET DO WANNY z oparciem
wysokość regulowana 35 do 51cm
ref.528010



max
100kg

aluminium
brak ryzyka korozji

TABORET OKRĄGŁY
wysokość regulowana od 42 do 55cm
średnica 33cm
ref.528020



TABORET PRYSZNICOWY SKŁADANY
z regulacją wysokości od 42 do 46cm
ref.528005



aluminium
brak ryzyka korozji

max
100kg

TABORET PRYSZNICOWY SKŁADANY
z oparciem
regulacja wysokości od 42 do 46cm
ref.528015



Dane techniczne

model	528000	528005	528010	528015	528020
waga kg	1,6	2,3	2,7	3	1,5
szerokość siedziska cm	36	42	42	42	ø33
głębokość siedziska cm	29	30,5	30,5	30,5	x
grubość siedziska cm	3	3	3	3	x
grubość pianki wyściełającej cm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
wymiary pianki wyściełającej cm	28,5x21	28x24,5	28x24,5	28x24,5	ø33
wysokość całkowita cm	26-31	42-46	68-84	73-76	42-55
szerokość całkowita cm	44,5	42,5	42,5	42,5	x
głębokość całkowita cm	36,5	46	43	52	x
wysokość siedziska cm	26-31	42-46	35,5-51	42-46	42-55
średnica rurek konstrukcyjnych mm	28	22	28	22	28
maksymalne obciążenie kg	100	100	100	100	100

ŁAWKA NAŚCIENNA Z NOGAMI

składana, wyjątkowo stabilna - 4-punktowe mocowanie do ściany, a także dzięki zastosowaniu teleskopowych nóg o regulowanej wysokości od 40 do 55cm, które opierają się o podłogę.

wymiary siedziska: 28x48cm

waga: 5,35kg

ref.538500



max
110kg



widok w pozycji złożonej

ZESTAW UŁATWIONEGO DOSTĘPU DO WANNY

składa się ze stopnia oraz poręczy, ułatwia dostęp do wanny. Poręcz może być montowana zarówno z lewej jak i prawej strony stopnia.

stopień: wymiary 47x35cm, wysokość 24cm

poręcz: szerokość 34cm, wysokość 106cm

ref.550806



drewniany stopień



bezpieczne
mocowanie



CE

CE

SLIPY HIGIENICZNE

dostępne dwa rodzaje, w 6 rozmiarach każdy:

ref.67000* PVC pochłaniające zapachy, wciągane

ref.67001* dzianina puchowa pokryta PVC, zapinane na rzep

* oznacza rozmiar wg poniższego zestawienia:

0=38-40, 1=42-44, 2=46-48, 3=50-52, 4=54-56, 5=58-60



KACZKA MĘSKA
pojemność 1000ml
ref.580200



KACZKA DAMSKA
anatomiczna, pojemność 750ml
ref.580600



BIDET uniwersalny
nakładany na muszlę sedesową
ref.580500

Uchwyty naścienne zapewniają stabilność i ułatwiają poruszanie się, jednak dla własnego bezpieczeństwa należy pamiętać, aby przed zamontowaniem skonsultować się z fachowcem, który sprawdzi wytrzymałość ściany do której uchwyt będzie zamocowany i doradzi właściwe elementy mocujące.

UCHWYT UCHYLNÝ składany
zastosowanie - w pobliżu toalety. umożliwia łatwy transfer, a system mocowania zapewnia duże bezpieczeństwo i wygodę.

długość: 73cm

waga: 3kg

ref.570800

ref.570801 z wieszakiem do papieru toaletowego

max
120kg

- wykonane z rur stalowych pokrytych lakierem proszkowym
- bardzo łatwe składanie dzięki samoczynnej blokadzie magnetycznej
- zaokrąglone krawędzie podstawy mocującej redukują ryzyko urazu
- sześć otworów mocujących podstawę do ściany zapewnia zwiększoną stabilność i rozkład obciążeń

UCHWYT UCHYLNÝ składany, z regulowaną podporą
zastosowanie - w pobliżu toalety. umożliwia łatwy transfer, a system mocowania zapewnia duże bezpieczeństwo i wygodę. Dzięki przemyślanemu systemowi składania zajmuje minimalną ilość miejsca gdy nie jest używany.

długość: 73cm

wysokość podpory: 80 do 92cm

waga: 4kg

ref.570820

ref.570821 z wieszakiem do papieru toaletowego

max
130kg

wieszak do papieru
toaletowego
ref.570802



Linia uchwytów naściennych o optymalnej średnicy 32mm, wykonanych w całości z tworzywa sztucznego ABS o wysokiej wytrzymałości. Na całej powierzchni roboczej rowki antypoślizgowe dla zapewnienia bezpieczeństwa chwytu mokrą ręką.

100% tworzywo
brak ryzyka korozji

ref.573060 długość 60cm

ref.573045 długość 45cm

ref.573040 długość 40cm

ref.573030 długość 30cm




Uchwyty PROFILO wyposażone są w nakładkę na śruby mocujące do ściany. Dzięki temu uzyskujemy pełną izolację śrub od wilgoci oraz estetyczny wygląd!

UCHWYTY SYSTEMOWE



Pięć modułów bazowych oraz powlekane rury o różnej długości, pozwalają skonstruować dowolny potrzebny system wspomagania poruszania się, np. w ciągu korytarza, schodów itp. Rozwiązanie szczególne polecane do zastosowania przy kompleksowym dostosowywaniu budynków dla potrzeb niepełnosprawnych



rura systemowa:
ref.503011 długość 30cm
ref.504011 długość 40cm
ref.505011 długość 50cm
ref.506011 długość 60cm
ref.507011 długość 70cm

Rury systemowe są dostępne w długościach od 30 do 70cm, wykonane z aluminium, powlekane antypoślizgowym tworzywem w kolorze białym lub szarym. Średnica rury 26mm. Dobierając potrzebne moduły, łatwo stworzymy zestaw do dowolnego pomieszczenia, ponadto w razie potrzeby rury mogą być dowolnie skracane do pożądanej długości.

UCHWYT STALOWY powlekany tworzywem

średnica uchwyty - 26mm, dostarczany z kołkami mocującymi w komplecie. powleczony szarym, miękkim tworzywem, zapewniającym pewny chwyt i łatwym w czyszczeniu.


Dostępny w trzech długościach:

ref.570100 32 cm
ref.570200 42 cm
ref.570300 52 cm



FIT EASY

Linia uchwytów ściennych mocowanych za pomocą przyssawek - bez potrzeby użycia narzędzi czy wiercenia ścian. Bezpieczne użytkowanie zapewnia unikalny system „security indicator” sygnalizujący za pomocą kolorów, czy uchwyt jest pewnie umocowany. Uchwyt o średnicy 35mm, wyłożony miękkim tworzywem antypoślizgowym.



FIT EASY uchwyt ścienny z przyssawkami
ref.580700 długość 29cm
ref.580701 długość 41cm

FIT EASY uchwyt ścienny łamany
 Możliwość ustawienia dwóch części uchwyty pod dowolnym kątem, idealnie dopasowując do innych elementów wyposażenia łazienki i dla wygody użytkownika
ref.580702 długość 49cm

UCHWYT DO WANNY

mocowany na ścianie bocznej wanny, ułatwi samodzielną kąpiel.
 waga: 1,85kg
ref.550805



MATA POD PRYSZNIC Z EFEKTEM MASAŻU

wyposażona w przyssawki od spodu i wiele półkul od góry, wykonana z miękkiego PVC, oferuje efekt masażu stóp połączony z zabezpieczeniem przed upadkiem. Wyposażona w miękką szczotkę.

wymiary: 37x38 cm

ref.550802



MATA ANTY-POŚLIZGOWA DO WANNY

zaopatrzona w przyssawki od spodu. Powierzchnia górna z wybrzuszeniami, zapewniającymi efekt masażu.

wymiary: 102x40 cm

ref.550801



PRZYRZĄD DO MASAŻU STÓP



wyposażony w:

miękką szczotkę

pumeks

blok masujący

ref.550803



Przyrząd zaopatrzony jest od spodu w przyssawki, pozwalające bezpiecznie przyczepić go do podłogi kabiny prysznicowej. Staje się wtedy idealnym pomocnikiem w higienie i masażu stóp, bez potrzeby schylania się.

BALNEO FEET masażer do stóp

Prawdziwe SPA dla stóp, oferuje: masaż wibracyjny, masaż bąbelkowy, masaż rolkowy. Balneo Feet używa kombinacji bąbelków, wibracji, ruchu rolek oraz ciepła aby zapewnić niezwykłą terapię dla Twoich stóp.

Szczególnie docenią jego funkcjonalność ci, którzy muszą spędzać cały dzień na nogach.

ref.820850



BALNEO FEET PLUS masażer do stóp

Mnogość funkcji masażu i relaksacyjnych zadowoli każdego użytkownika, dodatkowo wyposażony jest w funkcję terapii poprzez nagrzewanie podczerwienią, co znakomicie pomaga uwolnić się od napięć mięśniowych, przeciążeń sportowych, problemu zimnych stóp spowodowanego złym krążeniem krwi. Wyposażony też w szczotkę masującą oraz nakładkę pumeksową.

ref.820851



pięć nasadek masujących:

pumeks

kulki

miękką szczotkę

mata masująca


mata rolkowa

nagrzewanie podczerwienią





Pomoce codzienne



Ergonomiczne podparcie pleców w pozycji siedzącej.

Wymusza prawidłową postawę dzięki opatentowanemu, niezależnemu systemowi przegubowemu. W domu, w pracy, w samochodzie - Twoje plecy są w troskliwych dłoniach. Regulowana wysokość, system wentylacji, łatwo zdejmowane pokrowce. Pasuje do każdego typu krzesła, fotela, także na kanapie. Zmniejsza do 50% napięcie mięśni.




BODYCARE
ref.420980



dla kogo BODYCARE:

- kierowcy, zwłaszcza zawodowi
- pracownicy biurowi
- cierpiący na bóle lędźwiowo-krzyżowe
- pacjenci na wózku inwalidzkim
- kobiety w ciąży
- uczniowie



PODUSZKA OBROTOWA z elastyczną podstawą

Pasuje do każdego krzesła, fotela, łóżka, w samochodzie, dzięki podstawie, która dopasowuje się do kształtu powierzchni, na której jest położona (np. profilowane fotele samochodowe). Bardzo płaska, ułatwia zajęcie pozycji siedzącej, gdy mamy ograniczony dostęp do siedzenia, poprzez niemal bezwysiłkowy obrót wraz z użytkownikiem siedzenia. Średnica 44cm, wysokość 2cm

**max
100kg**

PODUSZKA OBROTOWA
z elastyczną podstawą
ref.820119



PODUSZKA OBROTOWA na sztywnej podstawie

Doskonała pomoc asystująca transfer, np. z wózka na fotel. Sztywna podstawa z polipropylenu, natomiast poduszka z pianki pokrytej łatwo zdejmowalnym pokrowcem z ałcantary, obraca się niezależnie od podstawy o 360° stopni wokół własnej osi, umożliwiając łagodne i łatwe zajęcie pozycji. Średnica 39cm, wysokość 4cm

**max
90kg**



PODUSZKA OBROTOWA
na sztywnej podstawie
ref.820109

LIFT UP



Poduszka ułatwiająca wstawanie: dzięki sprężynie gazowej, znacząco wspomaga wstawanie z pozycji siedzącej - wystarczy zapoczątkować proces wstawania, a inteligentny mechanizm delikatnie wypchnie użytkownika w górę, z siłą do 70% wagi ciała.

Pokrowiec zdejmowany, z tkaniny trudno brudzącej się.

Wymiary: 37 x 50cm

Najlepiej działa dla użytkownika o wadze od 90 do 150kg

LIFT UP
ref.820150



łatwe przechowywanie
i transport




łatwo zdejmowany
pokrowiec

WÓZEK NA ZAKUPY
ref.820901 zielony



- 6 kół na specjalnym, obrotowym mechanizmie, aby pokonanie schodów stało się błahostką.
- stabilna, wytrzymała konstrukcja, wykonana z mocnych tworzyw sztucznych oraz rurek aluminiowych, jednocześnie bardzo lekka - waży zaledwie 2,8kg
- pojemny - z łatwością zmieścisz w nim tygodniowe zakupy, a dopuszczalna ładowność to aż 40kg
- w komplecie zawiera też uchwyt na parasol - na pewno się przyda
- bezpieczne zamknięcie
- wygodny uchwyt
- wymiary: 105 x 46 x 30cm
- złożony płasko, nie zajmuje wiele miejsca.



ref.820902
czarny



ref.820903
czerwony



Przenośny zestaw prysznicowy z nadmuchiwanym basenem

Praktyczna pomoc w domu, podróży, zalecana szczególnie dla osób świadczących mobilne usługi pielęgniarstwa oraz do użytku w opiece nad obłożnie chorymi.

Zasobnik wody ma kształt worka o wymiarach 51 x 33cm i pojemność 5 litrów, jest przystosowany do zawieszenia na stojaku do kroplówki lub na ścianie. Wąż prysznica, długości 82cm, wypływ wody sterowany pokrętką. Końcówka zapewnia wygodny, szeroki strumień.

Wymiary basenu: 47 x 42 x 25cm, pojemność 10 litrów.

Zestaw zawiera także akcesoria zabezpieczające przed zachlapaniem o wymiarach 75 x 61cm

PRZENOŚNY ZESTAW PRYSZNICOWY
ref.820116



ROTOR

Nadaje się do ćwiczeń ruchowych zarówno dolnych jak i górnych kończyn. Lekka rama oraz opaski mocujące stopy na pedałach zapewniają bezpieczeństwo użycia zarówno na podłodze jak i na łóżku. Opór regulowany śrubą.



ROTOR
ref.820029



POMOCNA DŁOŃ chwytaki

Wysokiej jakości, wytrzymałe chwytaki aluminiowe. Ząbkowana szczęka oraz elastyczna nasadka gumowa współpracują zapewniając pewny chwyt o łatwo regulowanym nacisku. Anatomicznie ukształtowany uchwyt i dźwignia wyzwala jąca.

ref.820066 długość 66cm

ref.820076 długość 86cm



**CHWYTAŁ Z ŁYŻKĄ
DO OBUWIA**
długość 80cm
ref.820077

ŁYŻKI DO OBUWIA przedłużone

ŁYŻKA DO OBUWIA

metalowa, chrom,
długość 47cm
ref.820300

końcówka wspomagająca
zdejmowanie obuwia



ŁYŻKA Canard
ref.100800



ŁYŻKA Main
ref.100804



ŁYŻKA Cerf
ref.100814



POMOC DO NAKŁADANIA SKARPETEK z tasiemkami

Prosty przyrząd wspomagający nakładanie skarpetek lub rajstop, gdy osiągnięcie własnych stóp nie jest już prostą czynnością. Składa się z elastycznej kształtki z tworzywa oraz długich, bawełnianych tasiemek (długość 88cm). Nakładamy skarpetkę na kształtkę, powodując jej wygięcie „w łódeczkę”, a następnie wsuwamy stopę, pociągając jednocześnie tasiemki w górę. Skarpetka zaczepiona o występy kształtki pozostaje na miejscu do czasu, gdy palce stopy osiągną koniec skarpetki, a następnie płynnie wysuwa się, pozostawiając skarpetkę tam, gdzie jej miejsce.

ref.820400



POMOC DO NAKŁADANIA SKARPETEK LUX

Teleskopowe, regulowane ramiona, długość 38 do 60cm, wspomaga zakładanie skarpetek lub rajstop na takiej samej zasadzie, jak model z tasiemkami.


ref.820500



LICZYDŁO DREWNIANE

Prosty przyrząd do masażu stóp. Stymuluje krążenie i przywraca energię.

ref.820801





OGRZEWACZ DO STÓP elektryczny

Praktyczne rozwiązanie problemu wiecznie zziębniętych stóp. Szybki i komfortowy ogrzewacz wyposażony w regulowany termostat oraz miękki, zdejmowany pokrowiec.

wymiary: 30 x 26 x 21cm

zasilanie: 230V, pobór mocy 50W

ref.820803

SZCZOTKA ERGONOMICZNA

Długi uchwyt, oraz kształt dopasowany tak, aby podczas codziennej higieny ułatwić dostęp do wszystkich partii ciała, zwłaszcza pleców.

długość: 41cm

ref.820800



SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE z zawieszką na szyję

Dzięki możliwości regulowanego zawieszenia na szyi ręce pozostają wolne, co czyni je niezwykle pomocnym przy robótach ręcznych i innych czynnościach wymagających użycia obu rąk przy dokładnej analizie wzrokowej. Wyposażone w dodatkową lupę o wielkim powiększeniu, co ułatwia dostrzeżenie szczegółów

ref.820114



OTWIERACZ DO PUSZEK

ref.820104



CHWYTAK DO OŁÓWKI

ref.820113



OTWIERACZ DO BUTELEK

gumowy, łatwo adaptuje się do wielu nakrętek

ref.820090





Mobilność



EVOLUTION



Anatomiczny uchwyt oraz najlepszy dobór kąta i powierzchni podparcia łokciowego zapewniają wysokie bezpieczeństwo i komfort podczas codziennego poruszania się.

**max
130kg**

ref.200000
Evolution antracyt

ref.200002
Evolution szara
z odblaskiem

Evolution antracyt dostępna
także w wersji
z odblaskiem
ref.202000

ref.200016 FUN orange

ref.200017 FUN turkus

ref.200015 FUN fiolet

FUN
wersje
kolorystyczne:

ref.200013 FUN ocean



ADVANCE

Pierwsza na świecie kula wykonana w technologii bi-materiałowej, korpus polipropylenowy z nałożoną w procesie technologicznym warstwą elastomeru, zapewnia niespotykany komfort użytkowania.

**max
140kg**

ref.200915
Advance fiolet

ref.200913
Advance ocean

ref.200916
Advance orange

ref.200917
Advance turkus

Dane techniczne

model	Advance	Evolution i Fun
waga kg	0,52kg	0,50kg
wysokość uchwyt do podłogi cm	76 do 101	76 do 101
średnica rękojeści cm	3,5	3,5
ilość stopni regulacji wysokości	11 co 2,5cm	11 co 2,5cm
maksymalne obciążenie kg	140	130
orientacyjny wzrost użytkownika cm	155 do 195	155 do 195
kąt podparcia	29°	28°
norma użyta przy testowaniu	EN ISO 11199-1	EN ISO 11199-1

PROGRESS



Kula łokciowa z podwójną regulacją. Regulacja odległości pomiędzy rękojeścią a podparciem przedramienia w zakresie od 16 do 23,5cm.

Występuje w dwóch odmianach:

- Progress 1 - z otwartym uchwytem
- Progress 2 - z uchwytem zamkniętym, uchylnym



Progress 2
ref.201700

max
150kg



Progress 1
ref.200700

od 2012 roku **ulepszona linia Progress**: poprawiono regulację wysokości, która jest teraz o wiele łatwiejsza, oraz zmieniono kompozycję uchwytu - obecnie tworzywo jest jeszcze wytrzymalsze, dzięki czemu **dopuszczalne obciążenie wynosi aż 150kg!**



TIKI



TIKI

kula łokciowa dla dzieci i nastolatków

ref.200510 fiolet/turkus

ref.200520 granat/orange

max
100kg



Nasadki gumowe



ref.920100
czarna
średnica 19/40mm



ref.920101
szara
średnica 19/40mm



ref.920201
Pivoflex
średnica 19/40mm



ref.920014
szara
średnica 17/40mm



ref.920019
czarna
średnica 17/40mm



ref.920314
szara
średnica 19/40mm



ref.920314
czarna
średnica 19/40mm

Dane techniczne

model	Progress 1	Progress 2	Tiki
waga kg	0.52	0.53	0,35
wysokość uchwyt do podłogi cm	76 do 101	76 do 101	55 do 78
średnica rękojeści cm	3,5	3,5	3,2
ilość stopni regulacji wysokości	11, co 2,5cm	11 co 2,5cm	
regulacja rękojeść / przedramię	16 do 23,5cm	16 do 23,5cm	11 do 16cm
ilość stopni regulacji uchwytu	4, co 2,5cm	4, co 2,5cm	3, co 2,5cm
maksymalne obciążenie kg	150	150	100
orientacyjny wzrost użytkownika cm	155 do 215	155 do 215	115 do 155
kąt podparcia	28°	28°	20°
norma użyta przy testowaniu	EN ISO 11199-1	EN ISO 11199-1	EN ISO 11199-1



LASKA TRÓJNÓG
ref.220300 chrom
ref.220317 turkus
ref.221317 turkus, dla dzieci

LASKA CZWÓRNÓG
chrom ref.220400
niebieski ref.220413
niebieski, dla dzieci ref.221413



LASKA ANATOMICZNA
z regulacją wysokości
12 poziomów
zakres regulacji: 70 do 94cm
ref.243603 prawa
ref.243604 lewa

LASKA ANATOMICZNA brązowa
z regulacją wysokości
12 poziomów
zakres regulacji: 70 do 94cm
ref.243623 prawa
ref.243624 lewa



LASKA ANATOMICZNA drewniana
uchwyt z tworzywa, drzewiec buk,
3-krotnie lakierowany
wysokość 92cm
ref.102023 prawa
ref.102024 lewa

LASKA BIAŁA, ZAGIĘTA
aluminium powlekane tworzywem
średnica rurki 16mm
ref.251090




LASKA BIAŁA
składana 3-częściowa
długość uchwytu 11,5cm
średnica rurki 19mm
ref.250500



LASKA BIAŁA
składana
uchwyt Mailloche
średnica rurki 14mm
dostępna w 5 długościach

ref.250900 100cm
ref.250910 110cm
ref.250912 120cm
ref.250913 130cm
ref.250914 140cm



KULA PACHOWA
ref.220802 wysoka
ref.220800 standard
ref.220801 niska



KULA DLA ARTRETYKÓW
Zastosowanie w przypadku schorzeń reumatycznych
oraz zaburzeń neurologicznych. Miękka podkładka w
przedramieniu mocowanym za pomocą taśm velcro, kąt
zgięcia łokcia zapewnia odciążenie dłoni i nadgarstka.
wysokość regulowana: 94 do 120cm
ref.220500



LASKI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
uchwyt T z tworzywa
regulacja za pomocą klipsa
zakres regulacji: 72 do 94cm
ref.250700 - aluminium
ref.250800 - brązowa



LASKA UCHWYT T Z TWORZYWA
drzewiec buk. 3-krotnie lakierowany
wysokość 92cm
ref.102000

ADVANCE



Linia lasek inwalidzkich wykonanych w technologii bi-materiałowej, znanej z naszych kul ADVANCE, gdzie na uchwyt z tworzywa nałożono w procesie technologicznym warstwę komfortowego elastomeru, dzięki czemu znacząco zwiększa się komfort użytkowania produktu. Wyposażone w regulację wysokości za pomocą przycisku, dostępne w dwóch wersjach - składana i standard.



**laska inwalidzka komfortowa
ADVANCE**

kolor niebieski

ref.250813 z regulacją wysokości

ref.250613 z regulacją wysokości i składana



**laska inwalidzka komfortowa
ADVANCE**

kolor zielony

z regulacją wysokości **ref.250817**

z regulacją wysokości i składana **ref.250617**




**laska inwalidzka komfortowa
ADVANCE**

kolor szary

ref.250811 z regulacją wysokości

ref.250611 z regulacją wysokości i składana

dla najwyższego komfortu używania,
laski serii ADVANCE wyposażone
są w nakrętkę przeciwstukową.



dane techniczne:

waga: 0,4kg

max. obciążenie: 110kg

regulacja wysokości:

standard: 74,5 do 97,5cm

składana: 82,5 do 92,5cm



LASKI SKŁADANE



**LASKA SKŁADANA z uchwytem T
brązowa**

regulacja wysokości: 88 do 98cm

ref.250280



**LASKA SKŁADANA z uchwytem Derby
brązowa**

regulacja wysokości: 83 do 93cm

ref.250281



LASKI TRADYCYJNE



LASKI OZDOBNÉ

uchwyt drewno

uchwyt tworzywo

kula



ref.100302
uchwyt T



ref.100322
uchwyt Derby



ref.100412
uchwyt czerwony



ref.100432
uchwyt niebieski



ref.100312
imitacja bambusa



ref.100422
uchwyt zielony



ref.102000
uchwyt T czarny



ref.100383
bursztyn



ref.100389
black&red



ref.100391
zebra



ref.102001
uchwyt T brąz



ref.100382
imit. rogu



ref.100390
leopard



ref.100388
perła



ref.100512
kość słoniowa



ref.100513
imit. rogu



ref.100514
bursztyn



ref.100708
golf

uchwyt zagięty



ref.100062
imit.bambusa



ref.100022
kasztan



ref.100122
3 złote pierścienie



ref.100102
czarne tworzywo



ref.100393
bursztyn



ref.100392
imit. rogu

Laski drewniane dostarczane są wraz z nasadką gumową, którą należy nałożyć na laskę po dopasowaniu jej wysokości do wzrostu użytkownika.

Stan nasadki gumowej wpływa na bezpieczeństwo użytkownika - trzeba pamiętać o regularnym sprawdzaniu ich stanu i wymianie, gdy są zużyte.

nasadki gumowe



ref.910000
□ 10 mm



ref.910100
□ 12 mm



ref.910200
□ 14 mm




ref.910300
□ 16 mm



ref.910400
□ 18/20 mm



laski Baton, wspinaczkowe



ref.100280



ref.100281

laski specjalne

ref.121030
Mailloche



ref.150020
z ukrytą fioletką
15ml



LASKI SPACEROWE



LASKA Z SIODEŁKIEM, czwórnóg
składana, łatwa do przenoszenia, aluminiowa konstrukcja z siodełkiem z mocnej tkaniny polipropylenowej.
wysokość siedziska: 55cm
waga: 0,9kg, obciążenie do 100 kg
ref.116801 czarna
ref.116800 zielona



LASKA Z SIODEŁKIEM, trójnóg
aluminiowa, składana, bardzo lekka
kolor czarny
wysokość siedziska: 55cm
waga: 0,5kg, obciążenie do 100kg
ref.116001



STOJAK DO LASEK de Luxe
drewniany, masywny i stylowy
mieści 12 lasek.
ref.210100



STOJAK DO LASEK
metalowy, na kołach,
mieści 25 lasek.
ref.210000



LASKI SPACEROWE LUXURY

TRADYCYJNA LASKA Z SIODEŁKIEM
aluminium i skóra.
wysokość od podłoża: 74cm
waga: 1,5kg, obciążenie do 120 kg
ref.110020



LASKA Z SIODEŁKIEM, polowa
siodełko skórzane,
trzy nogi drewniane, toczone i lakierowane
wymiary siodełka: 41x41x41cm
wysokość do podłoża 57cm
waga: 1,8kg, obciążenie do 120kg
ref.115460 wysokość 75cm
ref.115450 wysokość 65cm



LASKA Z SIODEŁKIEM, polowa
siodełko skórzane, trzy nogi stalowe ø20mm
wymiary siodełka: 41x41x41cm
wysokość do podłoża 58cm
waga: 1,4kg, obciążenie do 100kg
ref.115550





STANDARD

Model stały, przestawny, aluminium anodyzowane w kolorze szaro-niebieskim, wysokość regulowana za pomocą przycisków. Wzmocniona konstrukcja, solidne, wysokiej jakości rury aluminiowe oraz pewne uchwyty gumowe.

ref.221100 dla dorosłych
ref.221000 dla dzieci



**max
130kg**

Opcjonalnie dostępne
dwa koła z przodu.
ref.221099



NASADKA GUMOWA
do balkoników
ø wewnętrzna 27mm
ø zewnętrzna 42mm
ref.920619



SKŁADANY I KROCZĄCY

Balkonik naprzemiennego chodu, aluminium anodyzowane w kolorze szaro-niebieskim, wysokość regulowana za pomocą przycisków. Wzmocniona konstrukcja, najwyższa stabilność dzięki podwójnej ramie stalowej, solidne, wysokiej jakości rury aluminiowe oraz pewne uchwyty gumowe czynią ten balkonik nieporównywalnym wytrzymałościowo ze wszystkimi innymi dostępnymi na rynku.

ref.222000 dla dorosłych
ref.222100 dla dzieci



**max
130kg**



SKŁADANY STAŁY
identyczny pod względem konstrukcyjnym jak powyższy,
jednak przestawny, bez funkcji naprzemiennego chodu.
ref.223000 dla dorosłych
ref.223100 dla dzieci



Dane techniczne

model	221100 dla dorosłych	221000 dla dzieci
waga kg	1,8	1,2
wysokość użytkowa cm	80 do 90	71 do 81
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm	60	47
powierzchnia zajmowana na podłodze cm	47 x 65	35 x 52
średnica rurek konstrukcyjnych mm	25 x 1,25	25 x 1,25
ilość stopni regulacji wysokości	5	
norma użyta do testowania	EN ISO 11199-1	

Dane techniczne

model	222000	222100	223000	223100
waga kg	2,8	2,5	2,8	2,5
wysokość użytkowa cm	75 do 85	71 do 81	75 do 85	71 do 81
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm	50	47	50	50
powierzchnia zajmowana na podłodze cm	42 x 55	35 x 55	42 x 55	35 x 55
średnica rurek konstrukcyjnych mm	25 x 1,25			
ilość stopni regulacji wysokości	5			
norma użyta do testowania	EN ISO 11199-1			



BALKONIK STAŁY, PRZESTAWNY
aluminiowy,
wysokość regulowana za pomocą przycisku
ref. 221800

max
120kg



BALKONIK SKŁADANY Z 4 UCHWYTAMI
ułatwia przejście z pozycji siedzącej do stojącej
ref. 223840

Dane techniczne

model	221800	223840
waga kg	1,3	2,5
wysokość użytkowa cm	77 do 85	88 do 100
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm	51	51
powierzchnia zajmowana na podłodze cm	40 x 55	55 x 46
średnica rurek konstrukcyjnych mm	22	22
ilość stopni regulacji wysokości	5	

BALKONIK DO NAPRZEMIENNEGO CHODU
wielofunkcyjny
aluminiowy, wysokość regulowana za pomocą przycisku.
Może być używany zarówno jako balkonik kroczący, jak i składany a także jako stały, przestawny.
ref.222850



wystarczy tylko przestawić klips blokujący aby przekształcić balkonik ze stałego w kroczący.

max
100kg



BALKONIK PRZESTAWNY składany
Wyposażony w uproszczony mechanizm składania, za pomocą manetek.
ref.223860



manetka mechanizmu składania



Dane techniczne

model	222850	222860
waga kg	1,3	2,5
wysokość użytkowa cm	77 do 85	88 do 100
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm	48	48
powierzchnia zajmowana na podłodze cm	42 x 52	44 x 52
średnica rurek konstrukcyjnych mm	22	22
ilość stopni regulacji wysokości	5	8

PODPÓRKI 2-KOŁOWE



PODPÓRKA DWUKOŁOWA Z ŁAWKĄ

aluminiowa

Lekka (tylko 3,2kg!), wyposażona w dwa anatomiczne uchwyty z bezpieczną regulacją wysokości. Łatwe składanie dzięki centralnej osi. Komfortowa, miękka ławka pokryta PVC.

ref.243820

max
120kg



PODPÓRKA DWUKOŁOWA Z ŁAWKĄ

wyposażona w dwa anatomiczne uchwyty z bezpieczną regulacją wysokości. Łatwe składanie dzięki centralnej osi. Komfortowa, miękka ławka pokryta PVC.

ref.243800

PODPÓRKA DWUKOŁOWA DLA DZIECI

kolor niebieski, łatwa do składania dzięki centralnemu klipsowi blokującemu. Miękkie uchwyty, z bezpieczną regulacją wysokości.

ref.240113

max
80kg



PODPÓRKI 4-KOŁOWE Alustyle

ALUSTYLE

podpórka czterokołowa składana

Bardzo lekka, aluminiowa podpórka wyposażona w zdejmowany koszyk, blat i ławkę, hamulec na dwa koła z blokadą postojową.

ref.243850



max
130kg



Dane techniczne

model	243820	243800	240113	243850
waga kg	3,2	5,2	4	6
wysokość użytkowa cm	67 do 95	67 do 95	62 do 81	86 do 97
szerokość wewnętrzna, użytkowa cm	65	65	52	52
powierzchnia zajmowana na podłożu cm	65 x 52	65 x 52	52 x 50	59x 59
wysokość ławki nad podłożem cm	52	52	x	58
wymiary ławki	40 x 20	40 x 20	x	16 x 38
średnica kół mm		100		140

PODPÓRKI 4-KOŁOWE Modelito



Linia wysokiej jakości aluminiowych podpórek czteroślówowych. Bardzo kompaktowa konstrukcja, umoŹliwia transport i przechowywanie zajmujc minimaln przestrzec, dzieki moŹliwoŹci złoŹenia tylnych kół i łatwego zdjecia przednich. Siedzisko o regulowanej wysokoŹci oraz wygodne oparcie.



MODELITO CLASSIC XTRA
ref.243876

hamulec parkingowy

torba na zakupy z przodu

max
136kg

MODELITO ROLL
ref.243870

hamulec parkingowy

torba na zakupy z przodu

zdejmowane obrotowe koła



Dane techniczne

model	243876	243870
waga kg	7,2	7,8
wysokoŹ uŹytkowa cm	79 do 91	84 do 92
wysokoŹ siedziska nad podłozem cm	53	52 do 59
wymiary siedziska cm	44 x 20	38 x 29
szerokoŹ wewnętrzna, uŹytkowa cm	45	45
szerokoŹ zewnętrzna cm	63	60
Źrednica kół mm	180 przód 160 tył	200
wymiary w pozycji złoŹonej cm	83 x 28 x 63	75 x 32 x 63



PODPÓRKI 4-KOŁOWE

SHANGHAI

podpórka czteroślówowa składowa

WyposaŹona w zdejmowany koszyk, blat i ławkę, hamulec na dwa koła z blokadą postojow. Aby uŹywa ławki, wystarczy zdjac blat. Solidnie wykonana z rur stalowych.

ref.243840



max
120kg



TAIPEI

podpórka trójślówowa składowa

wyposaŹona w zdejmowany koszyk metalowy oraz polipropylenowy blat, dwa hamulce z systemem blokujcym.

ref.243830

Dane techniczne

model	243840	243830
waga kg	12,3	6,7
wysokoŹ uŹytkowa cm	79 do 99	80 do 90
szerokoŹ wewnętrzna, uŹytkowa cm	39	63
szerokoŹ zewnętrzna cm	60	65
powierzchnia zajmowana na podłozu cm	53 x 60	65 x 60
wysokoŹ ławki nad podłozem cm	61	x
wymiary ławki	16 x 38	x
Źrednica kół mm	180	

PODPÓRKI 4-KOŁOWE



SHOPIROLL

Nowoczesny i lekki wózek na zakupy. Solidna rama oparta na czterech kołach zapewnia bardzo łatwe manewrowanie. Zaprojektowany z dbałością o bezpieczeństwo użytkownika, także osobom mającym problemy z samodzielnym poruszaniem się zapewni dodatkowe oparcie i pozwoli odpocząć podczas marszu - po zablokowaniu hamulca parkingowego możliwość użycia jako siedziska.

Wyposażone w pojemną torbę oraz dwie dodatkowe kieszenie

wysokość uchwytu: 92 do 100cm

wysokość siedziska: 58cm

wymiary siedziska: 25x39cm

wymiary w pozycji złożonej: 93x59x41cm

waga: 8,5kg

ref.243880

łatwe składanie



pojemna torba



hamulec parkingowy



WÓZKI TRANSPORTOWE

Wózki transportowe służą do doraźnego transferu pacjenta. Używane głównie na dworcach, lotniskach, itp. miejscach publicznych. Lekkie, wykonane z aluminium, składane. Masywna struktura ramy pozwala na obciążenie do 100kg.

LIVING

miękkie podłokietniki

podwójny hamulec - osobno dla pacjenta i dla opiekuna

dwa koła skrętne z przodu o średnicy 150mm

dwa koła z hamulcem z tyłu o średnicy 300mm

uchylne podnóżki z regulacją wysokości

pasy bezpieczeństwa oraz kieszeń z tyłu

szerokość między podłokietnikami: 46,5cm

wysokość siedziska: 47cm

wymiary siedziska: 40x47cm

wymiary: [wys. x gł. x szer.] 90x101x60cm

wymiary w pozycji złożonej: 90x30x75cm

waga: 11kg

maksymalne obciążenie: 100kg

ref.700100



IDEAL

składane, miękkie podłokietniki

dwa koła skrętne i dwa z hamulcem

składany podnóżek

pas bezpieczeństwa

torba transportowa oraz kieszeń z tyłu

szerokość między podłokietnikami: 37cm

wysokość siedziska: 43cm, wymiary siedziska: 33x31cm

wymiary: [wys. x gł. x szer.] 86x86x44cm

wymiary w pozycji złożonej: 45x31x73cm

waga: 7kg

maksymalne obciążenie: 100kg

ref.700002



www.aston.pl

DAJEMY NIEZALEŻNOŚĆ



ul. Powstania Wlkp.45
88 - 320 Strzelno
☎ +48 52 318 38 57
fax +48 52 318 37 01
info@aston.pl