

Medycyna ogólna





Medycyna ogólna

CEWNIK FOLEY DWUDROŻNY SILIKONOWANY

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z lateksu naturalnego, pokryty elastomerem silikonowym
- balon odporny na ciśnienie, łatwy do napełnienia i opróżnienia, odporny na rozrywanie
- sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku
- oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
- dostępne rozmiary: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
- pojemność balonu: 5-10cc lub 30-50cc



CEWNIK FOLEY 100% SILIKON

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany w 100% z silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności
- przezroczysty, ułatwiający obserwację i kontrolę
- sterylny, do jednorazowego użytku
- miękki, symetryczny, jednolicie wypełniony balon zapewnia bezpieczne osadzenie cewnika w pęcherzu moczowym
- gładka, dokładnie wyprofilowana powierzchnia zewnętrzna cewnika sprzyja ograniczeniu urazów przy zakładaniu i wycofywaniu cewnika
- dostępne rozmiary: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

CEWNIK NELATON

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z materiału, który przez odpowiedni stopień twardości jest odporny na załamania i skręcanie się
- lekko zaokrąglona, zamknięta końcówka
- dwa boczne końcowe otwory o łagodnych krawędziach
- rozmiary oznaczone kolorami łączników
- dostępne rozmiary: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
- sterylne



CEWNIK DO ODSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z materiału odpornego na załamania i skręcanie się
- wyposażony w dwa boczne otwory końcowe o łagodnych krawędziach
- rozmiary oznaczone kolorami łączników
- dostępne rozmiary: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- dostępne długości: 400 mm i 600 mm
- sterylne

CEWNIK DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z medycznego PCV
- bardzo miękkie końcówki o gładkich zakończeniach
- do zakładania z tyłu głowy
- dwudrożny, różny rozstaw kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru
- uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu
- dostępne rozmiary: 2 m, 3 m, 5 m
- długość drenu: 1,4 m
- sterylne



DREN TLENOWY

WŁAŚCIWOŚCI

- dren wykonany jest z wysokiej jakości, przezroczystego tworzywa
- wykonane z materiału odpornego na przetarcia i niekontrolowane skręcenia
- zakończony uniwersalnymi łącznikami „na wcisk”
- dostępne rozmiary: 2,1 m; 4,26 m; 7,62 m

ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z medycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie się
- lekko zaokrąglona zamknięta końcówka
- dwa boczne otwory końcowe o łagodnych krawędziach
- rozmiary oznaczone kolorami łączników
- dostępne rozmiary: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
- dostępne długości: 800 mm , 1000 mm , 1250 mm , 1500 mm
- sterylne



ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY 100% SILIKON

WŁAŚCIWOŚCI

- zaprojektowane dla odżywiania suplementarnego żołądka
- wykonany w 100% z silikonu medycznego
- odpowiednia miękkość i elastyczność zapewniająca pacjentowi większy komfort
- posiada znacznik głębokości (2020-0004) potwierdzający pozycję
- zatyczka cewnikowa
- linia kontrastująca w RTG
- zwężona końcówka ułatwiająca wprowadzanie
- sterylna zatyczka cewnikowa dołączona do każdego cewnika
- podwójne opakowanie
- sterylne





WOREK DO ZBIÓRKI MOCZU Z ODPŁYWEM NA NOGĘ

WŁAŚCIWOŚCI

- bezłateksowy worek wykonany z medycznej, wysokiej jakości specjalnie wzmacnianej folii PCV o pojemności: 500 i 1000 ml
- skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
- wzmocniony, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania, obsługiwany jedną ręką
- wzmocniony wpust worka z uniwersalnym łącznikiem schodkowym (bez drenu)
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka
- biała tylna ścianka
- eliptyczny kształt worka
- wzmocnione otwory podwieszające
- dwa elastyczne paski mocujące z możliwością regulacji długości (2 cm x 50-55 cm)

WOREK DO ZBIÓRKI MOCZU 2L Z ODPŁYWEM TYPU T – STERYLNY

WŁAŚCIWOŚCI

- bezłateksowy worek wykonany z medycznej, wysokiej jakości mocnej folii PCV
- pojemność: 2000 ml
- skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
- samouszczelniający się port do pobierania próbek
- szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką
- długość drenu 120cm, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka
- wzmocnione otwory do powieszenia, pasujące do standardowych wieszaków
- biała tylna ścianka



WOREK DO LEWATYWY

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z medycznej PCV
- skalowany w ml
- pojemność: 1750 ml
- wzmocniony, możliwy do zawieszania na wieszaku cewnik z miękką zaokrągloną końcówką i dwoma dużymi otworami bocznymi lub kanką z otworem końcowym
- długość drenu 120 cm
- w zestawie zacisk na dren



KUBEK NA MOCZ STERYLNY/NIESTERYLNY

WŁAŚCIWOŚCI


- kubek wykonany z tworzywa sztucznego
- dostępna pojemność: 100 ml, 120 ml, 150 ml
- wersja: sterylna i niesterylna
- w wersji sterylnej pakowany pojedynczo
- opakowanie zbiorcze: 100 szt.



BASEN SANITARNY

WŁAŚCIWOŚCI

- basen sanitarny z pokrywką
- stosowany w jednostkach leczniczych lub warunkach domowych, przeznaczony dla pacjentów obłożnie chorych
- wykonany z tworzywa łatwego do utrzymania w czystości
- możliwość czyszczenia popularnymi środkami czystości lub w autoklawie w temperaturze do 130°C (do 30 min)



KACZKA SANITARNA

WŁAŚCIWOŚCI

- kaczka sanitarna męska z uchwytem
- stosowana w jednostkach leczniczych lub warunkach domowych, przeznaczona dla pacjentów obłożnie chorych
- wykonana z tworzywa łatwego do utrzymania w czystości
- możliwość czyszczenia popularnymi środkami czystości lub w autoklawie w temperaturze do 130°C (do 30 min)
- pojemność: 1200 ml

NERKA MEDYCZNA

WŁAŚCIWOŚCI

- miseczka nerkowata
- pomocna przy karmieniu, zmianie opatrunków, przemywaniu ran itp.
- możliwość czyszczenia popularnymi środkami czystości lub w autoklawie w temperaturze do 130°C (do 30 min)
- rozmiar: 20 cm



POJEMNIK NA KAŁ

WŁAŚCIWOŚCI

- pojemnik PS z łopatką do badania kału
- wykonany z tworzywa sztucznego
- wyposażony w wciskany korek
- pojemność: 18 ml
- wersja: sterylna i niesterylna
- w wersji sterylnej pakowany pojedynczo
- opakowanie zbiorcze: 100 szt.



SZPATUŁKI LARYNGOLOGICZNE DREWNIANE

WŁAŚCIWOŚCI


- wykonane z wysokiej jakości drewna brzoźowego
- gładkie, z zaokrąglonymi końcówkami
- wymiary: 15 cm x 1,8 cm
- wersja: jałowa i niejałowa
- opakowanie: 100 szt.



SZPATUŁKI LARYNGOLOGICZNE PLASTIKOWE

WŁAŚCIWOŚCI

- szpatułki wykonane z wysokiej jakości plastiku
- jałowe
- opakowanie: 10 szt.
- wymiary: 15,8 cm x 2 cm
- pakowane pojedynczo w papierowo-foliowe opakowanie



IGŁA INIEKCYJNA

WŁAŚCIWOŚCI

- dostępne rozmiary: 0,45 x 23 mm; 0,5 x 25 mm; 0,6 x 30 mm; 0,7 x 30 mm; 0,7 x 40 mm; 0,8 x 40 mm; 0,9 x 40 mm; 1,1 x 40 mm; 1,2 x 40 mm
- opakowanie: 100 szt.



STRZYKAWKA TRZYZĘŚCIOWA

WŁAŚCIWOŚCI

- przezroczysty cylinder wykonany z polipropylenu
- uszczelniona podwójnym pierścieniem na korku położonym na szczycie tłoka
- kryza ograniczająca zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem tłoka
- ergonomicznie ukształtowany i wykończony tłok pozwala na dokładne i wygodne nabieranie leków oraz zapewnia idealną szczelność i bezskokowe przesuwanie w cylindrze
- wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego
- sterylna
- pojemność: 2 ml , 5 ml , 10 ml , 20 ml
- opakowanie: 100 szt.



STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA LUER-LOCK

WŁAŚCIWOŚCI

- przezroczysty cylinder wykonany z polipropylenu, umożliwiający doskonałą wizualizację zawartości
- końcówka luer-lock
- uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku znajdującym się na szczycie tłoka
- minimalna objętość zalegająca
- kryza ograniczająca zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem tłoka
- ergonomicznie ukształtowany i wykończony tłok pozwala na dokładne i wygodne nabieranie leków oraz zapewnia idealną szczelność i bezskokowe przesuwanie w cylindrze
- pojemność: 3 ml , 5 ml , 10 ml , 20 ml
- opakowanie: 100 szt.



STRZYKAWKA CEWNIKOWA JANETA

WŁAŚCIWOŚCI

- trzyczęściowa, ze stożkiem do cewnika
- gumowy tłoczek z podwójnym, elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw
- kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka
- czytelna i trwała skala
- sterylna, jednorazowego użytku
- pojemność: 100 ml

KIELISZEK DO LEKÓW

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z polipropylenu
- posiada wysokie właściwości wytrzymałościowe i elastyczne
- posiada skalę do dawkowania medykamentów
- pojemność: 25 ml , 30 ml
- opakowanie: 75 szt., 80 szt.



KUBEK POJNIK

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- możliwość czyszczenia popularnymi środkami czystości lub w autoklawie w temperaturze do 130°C (do 30 min)
- przeznaczony dla placówek służby zdrowia oraz odbiorców indywidualnych.
- odporny na działanie preparatów dezynfekujących zawierających aldehydy, związki chloru i czwartorzędowe zasady amonowe.
- pojemność: 300 ml



MASECZKI CHIRURGICZNE Z GUMKĄ

WŁAŚCIWOŚCI

- zakrywają nos, usta, podbródek
- wysoka przepuszczalność powietrza zapewnia swobodne oddychanie
- odporne na przesiąkanie
- trójwarstwowe
- niepyląca i hypoalergiczna włóknina
- specjalna wkładka pozwalająca na dopasowanie do kształtu nosa
- niejąłowe
- dostępne kolory: niebieski lub zielony
- opakowanie: 50 szt.



OKULARY OCHRONNE

WŁAŚCIWOŚCI

- wysokiej jakości okulary ochronne dla dorosłych
- wykonane z przezroczystego polikarbonu (PC) 100%
- filtr zabezpieczający przed promieniami UV
- bez regulacji zauszników
- posiadają boczne otwory wentylacyjne w zausznikach
- zaokrąglone krawędzie
- pakowane pojedynczo



STAZA GUMOWA BEZLATEKSOWA UCISKOWA

WŁAŚCIWOŚCI

- stosowana do uciskania żyły przy pobieraniu krwi
- wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej
- bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek
- jednorazowe opaski ograniczają możliwość zakażenia
- opakowanie: 1 rolka (25 szt.)



STAZA AUTOMATYCZNA

WŁAŚCIWOŚCI

- prosty mechanizm umożliwiający łatwe zapinanie i odpinanie oraz płynną zmianę siły zacisku
- opaska z rozpinanym, plastikowym zapięciem, niezbędna np. podczas wykonywania wkłucć dożylnych czy pobieraniu krwi
- wykonana z wysokiej jakości gumy
- długość: 440 mm, szerokość: 25 mm

PODKŁAD BIBUŁOWY 2-WARSTWOWY W ROLCE

WŁAŚCIWOŚCI

- podkład celulozowy (bibułowy) w kolorze białym
- jednorazowe, higieniczne nakrycie ochronne zabezpieczające fotele, łóżka zabiegowe, kozetki
- wyprodukowany z wysokiej jakości surowców
- dwie warstwy bibuły, klejone na całej powierzchni
- nie rozwarstwiają się
- perforowany, 210 odcinków
- długość: 80 m
- szerokość: 50 lub 60 cm



POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE

WŁAŚCIWOŚCI

- zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania
- posiadają atest PZH
- dostępne pojemności: 0,7 – 10 l
- w kolorze żółtym, z czerwonym wieczkiem

RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE LATEKSOWE PUDROWANE LUB BEZPUDROWE



WŁAŚCIWOŚCI

- wykonane z wysokiej jakości lateksu naturalnego
- ograniczone do minimum zawartości białek lateksowych
- doskonała bariera biologiczna
- wersja pudrowana przy użyciu delikatnej, modyfikowanej mączki kukurydzianej
- anatomiczny, uniwersalny kształt
- rolowany mankiet
- gładka powierzchnia
- kolor naturalny
- niesterylne
- rozmiary: XS, S, M, L, XL
- opakowanie: 100 szt.

RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE LATEKSOWE TEKSTURA „PLASTRA MIODU” PUDROWANE LUB BEZPUDROWE



WŁAŚCIWOŚCI

- wykonane z lateksu naturalnego
- zewnętrzna warstwa antypoślizgowa honey comb – struktura „plastru miodu”
- ograniczone do minimum zawartości białek lateksowych
- gwarantowana jakość i wytrzymałość
- doskonała bariera biologiczna
- wersja pudrowana przy użyciu delikatnej, modyfikowanej mączki kukurydzianej
- rolowany mankiet
- kolor naturalny
- niesterylne
- rozmiary: XS, S, M, L, XL
- opakowanie: 100 szt.

RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE WINYLOWE PUDROWANE LUB BEZPUDROWE

WŁAŚCIWOŚCI

- bezlateksowe
- niesterylne, pudrowane lub bezpudrowe
- stosowane podczas badań diagnostycznych, procedur terapeutycznych oraz do ochrony rąk przed skażonym materiałem medycznym i chemicznym
- miękkie, rozciągliwe, wygodne w noszeniu
- wzmocniony, rolowany mankiet
- kolor: przezroczysty lub niebieski
- rozmiary: XS, S, M, L, XL
- opakowanie: 100 szt.



RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NITRYLOWE, NIESTERYLNE, BEZPUDROWE

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonane z syntetycznego kauczuku, wolnego od lateksu
- brak zawartości białek lateksowych
- delikatność materiału oraz jego odpowiednia grubość zapewniają doskonałe czucie
- charakteryzują się dobrą odpornością na oleje, smary i wiele toksycznych związków chemicznych
- posiadają wysoką odporność na ścieranie
- rolowany mankiet
- bezpudrowe, zawartość pozostałości pudru poniżej 2mg na rękawicę
- chlorowane od strony wew. oraz polimerowane od strony roboczej
- pewny chwyt dzięki wyraźnej teksturze na palcach
- opakowanie: XS-L 200 szt., XL 180 szt.
- opakowanie zbiorcze: 10 opakowań/karton
- dostępne rozmiary: XS-XL



OSTRZA CHIRURGICZNE

WŁAŚCIWOŚCI

- sterylne
- wykonane ze stali nierdzewnej lub węglowej
- dostępne w rozmiarach 10, 11, 15, 15C, 20
- mocowane w uchwytach nr 3, 3L, 5, 7, 9 oraz B3 (za wyjątkiem ostrza nr 20)
- opakowanie: 100 szt.



BANDAŻ SYNTETYCZNY NOBACAST

WŁAŚCIWOŚCI

- bandaż syntetyczny złożony z poliestrowej tkanki oraz tworzywa poliuretanowego
- reakcja chemiczna tworzywa z wodą powoduje stwardnienie materiału w krótkim czasie
- znakomita przepuszczalność promieniowania rentgenowskiego
- wiele zastosowań, w tym głównie leczenie złamań
- wysoka stabilność, niska waga
- szerokość: 5 cm; 7,5 cm, 10 cm; 12,5cm
- długość: 3,6 m
- kolor: zielony, niebieski lub biały
- opakowanie: 1 szt.

