



Rehabilitacja

# Rehabilitacja

- Wózki inwalidzkie ręczne
- Przyrządy wspomagające poruszanie się
- Sprzęt i akcesoria przeciwoślizgowe
- Materace szpitalne
- Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy
- Akcesoria rehabilitacyjne
- Pasy stabilizujące i ochraniacze MEDICARE SYSTEM
- Sprzęt medyczny



Index

# Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU **H011 YOUNG**

SREBRNY, CZARNY



## WÓZEK INWALIDZKI STALOWY

Wózek inwalidzki wykonany ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Posiada wytrzymałe siedzisko nylonowo-bawełniane w kolorze czarnym oraz długie, uchylne podłokietniki. Wózek wyposażony w tylne, pompowane koła 22" z wygodnymi plastikowymi ciągami oraz przednie, pełne koła 6x1" wykonane z materiału o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.

|           |           |        |       |                    |                         |            |        |              |
|-----------|-----------|--------|-------|--------------------|-------------------------|------------|--------|--------------|
|           |           |        |       |                    |                         |            |        |              |
| 64, 67 cm | 46, 48 cm | 101 cm | 48 cm | 90 cm<br>(86,5 cm) | 45 cm, 47 cm<br>x 40 cm | 17-17,5 kg | 115 kg | +/- 0,5-1 cm |

# Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU **H011**

SREBRNY, CZARNY, GRANATOWY



## WÓZEK INWALIDZKI STALOWY

Wózek wykonany ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Posiada wytrzymałe siedzisko nylonowo-bawełniane w kolorze czarnym. Podłokietniki z funkcją uchyłania występują w wersji długiej, bądź krótkiej. Wózek wyposażony jest w funkcję szybkiego demontażu kół. Podnóżki dostępne są w wersji standardowej (uchylnej) bądź regulowanej pod kątem. Koła tylne (24") wykonane są ze stalowych szprych i wyposażone są w opony pompowane lub pełne gumowe. Koła przednie (8") wykonane są w całości z gumy o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.

|          |                          |        |       |                  |                                  |            |            |              |
|----------|--------------------------|--------|-------|------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|
|          |                          |        |       |                  |                                  |            |            |              |
| 57-67 cm | 41, 43, 46,<br>48, 51 cm | 104 cm | 50 cm | 91 cm<br>(88 cm) | 40, 42, 45, 47,<br>50 cm x 40 cm | 18,6-21 kg | 115-135 kg | +/- 0,5-1 cm |



# Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU **FS 209AE-61**

SREBRNY



## WÓZEK INWALIDZKI STALOWY

Wózek wykonany ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Posiada wytrzymałe siedzisko nylonowo-bawełniane w kolorze czarnym. Rama wózka została specjalnie wzmocniona, aby wytrzymywała obciążenie do 135 kg i wyposażona została w dodatkową stabilizację poprzeczną przy uchwytach dla osoby prowadzącej. Wózek wyposażony jest w funkcję szybkiego demontażu kół. Podłokietniki posiadają funkcję uchyłania i dostępne są w wersji krótkiej, umożliwiającej bliskie podjechanie pod blat stołu. Wózek wyposażony został w pompowane tylne koła (24”), wytrzymałe stalowe szprychy oraz pełne gumowe przednie koła o średnicy 8”. Podnóżki dostępne są w wersji uchyłnej.



78 cm



61 cm



110 cm



55 cm



95 cm (89 cm)



57 cm x 44 cm



21,8 kg



135 kg +/- 0,5-1 cm

# Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU FS 681 / FS 681U

SREBRNY – CHROM



## WÓZEK INWALIDZKI TOALETOWY

Wózek z funkcją toaletową wykonany został ze stalowej, chromowanej ramy. Siedzisko występuje w dwóch wersjach, jako: zdejmowane lub wyciągane (FS 681U – na zdjęciu), oba wykonane z odpornego na zanieczyszczenia i wodę tworzywa sztucznego. Podłokietniki występują w wersji długiej z funkcją uchyłania. Wózek wyposażony został w pełne gumowe koła oraz wytrzymałe stalowe szprychy. Podnóżki dostępne są w wersji standardowej (uchylnej). Koła tylne (22”), przednie (6”). Wózek wyposażony dodatkowo w wyjmowany pojemnik sanitarny.

|       |       |        |       |               |               |         |                     |
|-------|-------|--------|-------|---------------|---------------|---------|---------------------|
|       |       |        |       |               |               |         |                     |
| 60 cm | 45 cm | 102 cm | 51 cm | 90 cm (86 cm) | 44 cm x 44 cm | 19,6 kg | 100 kg +/- 0,5-1 cm |

# Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU FS 908LQ / FS 908LJQ

SREBRNY



## WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY

### WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY Z HAMULCAMI POMOCNICZYMI

Wózek wykonany z lekkiej, aluminiowej ramy wzmocnionej podwójnym krzyżakiem. Posiada wytrzymałe siedzisko nylonowo-bawełniane z dodatkową poduszką oraz pasem stabilizującym. Podłokietniki z funkcją uchyłania wykonane są w wersji profilowanej. Wózek wyposażony w funkcję szybkiego demontażu kół, hamulce dla osoby prowadzącej (FS 908LJQ – na zdjęciu) oraz kółka anty-wywrotne. Podnóżki dostępne są w wersji uchyłnej. Koła tylne pompowane 22" z aluminiowym ciążem, przednie pełne gumowe o średnicy 8". Wózek posiada możliwość regulacji środka ciężkości na przednich kołach dla pacjentów po amputacjach.

|          |               |        |       |               |                          |              |        |              |
|----------|---------------|--------|-------|---------------|--------------------------|--------------|--------|--------------|
|          |               |        |       |               |                          |              |        |              |
| 58-63 cm | 41, 43, 46 cm | 100 cm | 50 cm | 90 cm (83 cm) | 40, 42, 45 cm<br>x 39 cm | 13,6-15,6 kg | 100 kg | +/- 0,5-1 cm |

# Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU **TGR-R WA C2600**

SREBRNY



## WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY

Wózek wykonany został z lekkiej aluminiowej ramy wzmocnionej podwójnym krzyżakiem. Posiada wymiękczone oparcie i siedzisko wykonane z materiału umożliwiającego stały przepływ powietrza. Podłokietniki z funkcją uchyłania wykonane są w wersji profilowanej z mocno ściętym brzegiem. Wózek wyposażony w funkcję szybkiego demontażu kół oraz hamulce dla osoby prowadzącej. Podnóżki dostępne są w wersji uchylniej. Koła tylne pompowane (22"), przednie pełne gumowe o średnicy 6".

|          |               |        |       |       |                          |              |        |              |
|----------|---------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------------|--------|--------------|
|          |               |        |       |       |                          |              |        |              |
| 61-66 cm | 43, 46, 48 cm | 110 cm | 46 cm | 88 cm | 42, 45, 47 cm<br>x 41 cm | 13,5-15,5 kg | 100 kg | +/- 0,5-1 cm |

# Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU **TGR-R WA 4000**

NIEBIESKI



## WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY

Wózek wykonany został z wzmocnionej aluminiowej ramy. Posiada wytrzymałe i dodatkowo wymiękczone, nylonowe siedzisko z poduszką. Podłokietniki z funkcją uchyłania i wyjmowania wykonane w wersji profilowanej ze ściętym brzegiem. Wózek wyposażony w funkcję szybkiego demontażu kół, łamane tylne oparcie oraz kółka anti-wywrotne. Posiada funkcję regulacji środka ciężkości dla pacjentów po amputacjach. Podnóżki dostępne są w wersji uchyłnej. Koła tylne pompowane (24") z aluminiowym ciążem, przednie pełne gumowe o średnicy 8".

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64-69 cm                                                                            | 43, 46, 48 cm                                                                       | 104 cm                                                                              | 48 cm                                                                               | 94,5 cm                                                                             | 42, 45, 47 cm<br>x 41 cm                                                            | 16,5-18,5 kg                                                                        | 100 kg                                                                              | +/- 0,5-1 cm                                                                        |



# Wózki inwalidzkie ręczne


KOD PRODUKTU TGR-R WA 163

CZERWONY, GRANATOWY



## WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY

Wózek wykonany z wzmocnionej aluminiowej ramy. Posiada wytrzymałe siedzisko wykonane z tkaniny nylonowo-bawełnianej, dodatkową poduszkę oraz pas stabilizujący. Oparcie posiada funkcję regulacji siły napięcia za pomocą poprzecznych pasów. Podłokietniki wyciągane i uchylane, wykonane w wersji profilowanej z ściętym brzegiem. Wózek wyposażony w funkcję szybkiego demontażu kół, hamulce bębnowe oraz kółka anty-wywrótne. Posiada podwójną regulację środka ciężkości, na tylnych i przednich kołach dla pacjentów po amputacjach. Podnóżki dostępne, jako uchylne z regulacją długości. Koła tylne (24") pełne gumowe z bieżnikiem, przednie (8") o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.



# Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU **FS 654LGC**

SREBRNY



## WÓZEK INWALIDZKI STABILIZUJĄCY PLECY I GŁOWĘ Z FUNKCJĄ TOALETOWĄ

Wózek wykonany z aluminiowej ramy wzmocnionej konstrukcją krzyżakową. Posiada siedzisko oraz oparcie wykonane z materiału odpornego na zanieczyszczenia i wodę, a także pojemnik sanitarny. Wózek wyposażony został w przedłużenie oparcia, kółka anty-wywrotne, poduszkę pod głowę oraz pasy stabilizujące. Posiada funkcję regulacji kąta nachylenia oparcia od 0°-90° oraz regulowane pod kątem podnóżki. Podłokietniki wykonane, jako długie posiadają funkcję demontażu. Koła tylne 24" pompowane z plastikowym ciągiem, przednie pełne gumowe 8". Wózek przeznaczony w szczególności dla pacjentów z chorobami neurologicznymi.

|         |       |        |         |                    |               |         |        |              |
|---------|-------|--------|---------|--------------------|---------------|---------|--------|--------------|
|         |       |        |         |                    |               |         |        |              |
| 67,5 cm | 46 cm | 125 cm | 48,5 cm | 123,5 cm (83,5 cm) | 45 cm x 39 cm | 21,5 kg | 100 kg | +/- 0,5-1 cm |

# Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU FS 954LGC

SREBRNY



## WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY STABILIZUJĄCY PLECY I GŁOWĘ

Wózek wykonany z aluminiowej ramy wzmocnionej podwójnym krzyżakiem. Posiada siedzisko nylonowo-bawełniane w kolorze czarnym lub w kratę. Wózek wyposażony został w przedłużenie oparcia, kółka anty-wywrotne, poduszkę pod głowę oraz pas stabilizujący. Posiada funkcję regulacji kąta nachylenia oparcia od 0°-90° oraz regulowane pod kątem podnóżki. Podłokietniki wykonane, jako długie posiadają funkcję demontażu. Koła tylne 24" pompowane z plastikowym ciągiem, przednie pełne gumowe 8". Wózek przeznaczony w szczególności dla pacjentów z chorobami neurologicznymi.

|          |           |        |       |                    |                   |          |              |
|----------|-----------|--------|-------|--------------------|-------------------|----------|--------------|
|          |           |        |       |                    |                   |          |              |
| 63-68 cm | 41, 46 cm | 125 cm | 50 cm | 118-121 cm (86 cm) | 40, 45 cm x 39 cm | 17-18 kg | 100 kg       |
|          |           |        |       |                    |                   |          | +/- 0,5-1 cm |

# Wózki inwalidzkie ręczne

KOD PRODUKTU **ALH 008**

SREBRNY



## WÓZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY STABILIZUJĄCY PLECY I GŁOWĘ

Wózek wykonany z aluminiowej ramy wzmocnionej podwójnym krzyżakiem oraz dodatkową stabilizacją poprzeczną przy uchwytach dla osoby prowadzącej. Posiada oparcie i siedzisko nylonowo-bawełniane dodatkowo wmiękczone przez pokrowce wykonane z tkaniny umożliwiającej przepływ powietrza. Wózek wyposażony został w przedłużenie oparcia, poduszkę pod głowę, kółka anty-wyrotne oraz hamulce dla osoby prowadzącej. Posiada funkcję regulacji kąta nachylenia oparcia od 0°-90° oraz regulowane pod kątem podnóżki. Podłokietniki wykonane, jako długie posiadają funkcję demontażu. Koła tylne pompowane 24" z plastikowym ciągiem, przednie (6") pełne gumowe o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 cm                                                                               | 46 cm                                                                               | 117 cm                                                                              | 46 cm (48 cm)                                                                       | 124 cm (91 cm)                                                                      | 45 cm x 40 cm                                                                       | 20,3 kg                                                                             | 100 kg                                                                              | MAX                                                                                 | +/- 0,5-1 cm                                                                         |

# Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU TGR-R RS 881

GRANATOWY



## PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA STALOWA

Podpórka czterokołowa, składana wykonana z ramy stalowej malowanej proszkowo. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, siedzisko ze zdejmowaną tacką oraz koszyk. Posiada pełne gumowe koła o średnicy 8" oraz regulowane na wysokość ręczki z anatomicznymi uchwytami.



61 cm



42 cm



65 cm



60 cm



75-98 cm



38 cm x 16 cm



10,8 kg



135 kg

+/- 0,5-1 cm



# Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **TGR-R RS 8811**

GRANATOWY



## PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA STALOWA Z PODPARCIEM POD ŁOKCIE

Podpórka czterokołowa, składana z wydłużonymi rączkami i podparciem pod łokcie. Wykonana z ramy stalowej malowanej proszkowo. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, siedzisko ze zdejmowaną tacką oraz podręczny koszyk. Koła o średnicy 8" posiadające zwiększoną wytrzymałość na ścieranie.



61 cm



42 cm



65 cm



60 cm



100-126,5 cm



38 cm x 16 cm



12,5 kg



135 kg

+/- 0,5-1 cm

# Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU TGR-R RA 882

CZERWONY, NIEBIESKI, GRANATOWY, SZARY



## PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA ALUMINIOWA

Podpórka czterokołowa, składana wykonana z ramy aluminiowej. Powlekana farbą z metalicznym połyskiem. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, szerokie tapicerowane siedzisko, miękkie oparcie oraz zdejmowany koszyk. Posiada pełne koła o wąskim przekroju i średnicy 8" oraz regulowane na wysokość ręczki z wygodnym anatomicznym uchwytem.

|       |       |       |       |          |               |        |        |              |
|-------|-------|-------|-------|----------|---------------|--------|--------|--------------|
|       |       |       |       |          |               |        |        |              |
| 60 cm | 46 cm | 66 cm | 53 cm | 77-88 cm | 35 cm x 32 cm | 8,2 kg | 110 kg | +/- 0,5-1 cm |

# Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **TGR-R RA 883 YOLA**

SZARY, POMARAŃCZOWY, ZIELONY



## PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA ALUMINIOWA (YOLA)

Podpórka czterokołowa o nowoczesnym wyglądzie wykonana z wytrzymałego aluminium. Konstrukcja opiera się na ramie krzyżakowej oraz owalnym przekroju rurek, dzięki czemu znacznie podwyższona została wytrzymałość na nacisk osiowy. Powlekana farbą z metalicznym połyskiem. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, wytrzymałe siedzisko, oparcie oraz podręczną torbę. Posiada pełne koła o wąskim przekroju i średnicy 8" z funkcją składania do transportu, wykonane z materiału o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.

|       |         |       |         |              |                 |        |        |              |
|-------|---------|-------|---------|--------------|-----------------|--------|--------|--------------|
|       |         |       |         |              |                 |        |        |              |
| 62 cm | 46,5 cm | 69 cm | 53,5 cm | 79,5-92,5 cm | 46,5 cm x 26 cm | 7,6 kg | 130 kg | +/- 0,5-1 cm |

# Przyrządy wspomagające poruszanie się



KOD PRODUKTU **FS 969H / TGR-R RT 892G**

NIEBIESKI

## PODPÓRKA TRÓJKOŁOWA STALOWA

Podpórka trójkołowa, składana wykonana z ramy stalowej malowanej proszkowo. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, koszyk ze zdejmowaną pokrywką oraz torbę zapinaną na zamek. Posiada pełne gumowe koła o średnicy 8" oraz regulowane na wysokość ręczki z anatomicznymi uchwytami.

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FS 969H</b>       | 58 cm                                                                               | 25 cm                                                                               | 54 cm                                                                               | -                                                                                   | 82-94 cm                                                                            | -                                                                                   | 8,7 kg                                                                              | 100 kg                                                                              | +/- 0,5-1 cm |
| <b>TGR-R RT 892G</b> | 62 cm                                                                               | 27 cm                                                                               | 56 cm                                                                               | -                                                                                   | 82-97 cm                                                                            | -                                                                                   | 7,7 kg                                                                              | 110 kg                                                                              |              |

# Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU JMC-C 3511

NIEBIESKI



## PODPÓRKA DWUKOŁOWA STALOWA

Podpórka dwukołowa, składana wykonana ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Posiada zgrzewane siedzisko z tworzywa sztucznego, regulowane na wysokość ręczki zakończone anatomicznymi uchwytami oraz przednie pełne gumowe koła o średnicy 6".



51 cm



45 cm



60 cm



49 cm



82-97 cm



5,76 kg



100 kg

+/- 0,5-1 cm



# Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU FS 914L

NIEBIESKI, ZIELONY



## PODPÓRKA DWUKOŁOWA ALUMINIOWA

Podpórka dwukołowa, składana wykonana z lekkiej aluminiowej ramy malowanej proszkowo. Posiada szerokie, zgrzewane siedzisko z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym oraz miękkie oparcie pod plecy. Wyposażona w piankowe uchwyty oraz regulowane na wysokość nóżki zakończone od przodu dwoma parami kół.

  
59 cm

  
42 cm

  
48 cm

  
52-62 cm

  
78-88 cm

  
4,3 kg

  
100 kg

+/- 0,5-1 cm

# Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **JMC-C 2680SL**

## TRÓJNÓG INWALIDZKI

Trójnóg inwalidzki wykonany z aluminiowo-stalowej ramy. Posiada chromowaną, ergonomiczną rączkę regulowaną na wysokość zakończoną miękkim piankowym uchwytem oraz malowaną proszkowo podstawę z trzema punktami podparcia.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|  |  |  |  |        |              |
| JMC-C 2680SL                                                                      | 24,5 cm x 29,5 cm                                                                 | 77-98 cm                                                                          | 0,6 kg                                                                            | 100 kg | +/- 0,5-1 cm |



KOD PRODUKTU **JMC-C 2670SL**

KOD PRODUKTU **JMC-C 2660SL**

## CZWÓRNÓG INWALIDZKI

Czwórnióg inwalidzki wykonany z aluminiowo-stalowej ramy. Posiada chromowaną, ergonomiczną rączkę regulowaną na wysokość zakończoną miękkim piankowym uchwytem oraz malowaną proszkowo, stabilną podstawę z czterema punktami podparcia. Występuje w wersji z wysoką (JMC-C 2670SL) oraz niską podstawą (JMC-C 2660SL).

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|  |  |  |  |        |              |
| JMC-C 2670SL                                                                        | 26 cm (25,5 cm) x 23 cm                                                             | 77-101 cm                                                                           | 1 kg                                                                                | 100 kg | +/- 0,5-1 cm |
| JMC-C 2660SL                                                                        | 15 cm x 21 cm                                                                       | 78-101 cm                                                                           | 1 kg                                                                                | 100 kg | +/- 0,5-1 cm |

# Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU JMC-C 3016W5

BRĄZOWY, SREBRNY



## BALKONIK SKŁADANY NA DUŻYCH KOŁACH

Balkonik składany na dużych kołach wykonany z wytrzymałej aluminiowej, anodizowanej ramy. Wyposażony w przednie pełne koła o średnicy 5" oraz regulowane na wysokość nóżki. Szerokie pole podparcia, łatwe składanie i regulacja oraz wygodne uchwyty z tworzywa sztucznego wpływają na wysoki komfort użytkowania.



+/- 0,5-1 cm

# Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **FS 913L**

BRĄZOWY, SREBRNY



## BALKONIK DWUFUNKCYJNY

Balkonik dwufunkcyjny (krocząco-statyczny) wykonany z wzmocnionej poprzecznie aluminiowej ramy. Wyposażony w klipsy blokujące, regulowane na wysokość nóżki oraz miękkie piankowe uchwyty. Szerokie pole podparcia, stabilny i długi zakres kroczenia, łatwe składanie i regulacja wpływają na bezpieczeństwo użytkowania.



+/- 0,5-1 cm

# Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU JMC-C 3201 / JMC-C 3202

BRĄZOWY, SREBRNY



## BALKONIK STATYCZNY SKŁADANY

Balkonik statyczny, składany wykonany z podwójnie wzmocnionej aluminiowej, anodyzowanej ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami oraz miękkie piankowe uchwyty. Łatwe składanie i regulacja oraz szerokie pole podparcia zapewnia bezpieczne użytkowanie produktu.



50 cm



45 cm



48 cm



80-96 cm



2,7 kg



136 kg

+/- 0,5-1 cm

# Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU JMC-C 3211 / JMC-C 3212

BRĄZOWY, SREBRNY



## BALKONIK KROCZĄCY SKŁADANY

Balkonik kroczący, składany wykonany z podwójnie wzmocnionej aluminiowej, anodyzowanej ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami oraz miękkie piankowe uchwyty. Łatwe składanie i regulacja, bezpieczny zakres kroczenia oraz szerokie pole podparcia zapewnia bezpieczeństwo użytkowania produktu.



52 cm



47 cm



48 cm



80-96 cm



2,8 kg



136 kg

+/- 0,5-1 cm



# Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU JMC-C 2040-2046

## KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA

KOD PRODUKTU JMC-C 2040 MAG

### KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA DZIECIĘCA

Kula inwalidzka łokciowa posiadająca wygodną, wytrzymałą rękojeść oraz trzon wykonany z aluminiowego, anodowanego materiału, zakończonego wysokiej jakości gumową nasadką. Kula posiada ergonomiczny kształt oraz dobrze dobrany kąt łokciowy, dzięki czemu siła nacisku osiowego na uchwyt zostaje optymalnie rozłożona. Dostępne również w wersji dziecięcej JMC-C 2047.



BIIAŁO-SREBRNY  
WERSJA Z MAGNESEM



NIEBIESKI



ZIELONY



JASNO RÓŻOWY

KOD PRODUKTU JMC-C 2047-1 ÷ 4

### KULE DZIECIĘCE



CZERWONO-SREBRNY



NIEBIESKO-SREBRNY



ŻÓŁTO-SREBRNY



BIIAŁO-SREBRNY

JMC-C 2040-2046  
JMC-C 2047-1÷4

94-116 cm  
65-80 cm

67-89 cm  
64,5-79,5 cm

0,55 kg  
0,55 kg

115 kg  
110 kg

+/- 0,5-1 cm

# Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **FS 923L**

## KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA Z OBEJMĄ, REGULOWANA DWUSTOPNIOWO

Kula inwalidzka łokciowa wykonana z aluminiowego trzonu oraz wytrzymałego uchwytu z tworzywa sztucznego. Trzon zakończony wysokiej jakości gumową nasadką, posiada regulację części dolnej oraz górnej. Kulę cechuje bardzo dobre spasowanie elementów oraz ergonomiczny kształt.



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 86-109 cm (116 cm)                                                                | 63-86 cm                                                                          | 0,5 kg                                                                            | 90 kg                                                                             | +/- 0,5-1 cm                                                                      |

KOD PRODUKTU **FS 933L**

## KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA Z UCHYLNĄ OBEJMĄ, REGULOWANA DWUSTOPNIOWO

Kula inwalidzka łokciowa wykonana z aluminiowego trzonu oraz mocnego uchwytu wymiękczanego materiałem piankowym. Trzon zakończony wysokiej jakości gumową nasadką posiada regulację części dolnej oraz górnej. Obejma rękojeści wykonana z tworzywa sztucznego posiada funkcję uchyłania. Kulę cechuje bardzo dobre spasowanie elementów oraz ergonomiczny kształt. Występuje w dwóch wersjach długości: M, L.



|                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                        |  |  |  |  |              |
| <b>FS 933L rozm. M</b> | 95-118 cm (126 cm)                                                                  | 71-93,5 cm                                                                          | 0,57 kg                                                                             | 90 kg                                                                               | +/- 0,5-1 cm |
| <b>FS 933L rozm. L</b> | 107-130 (138 cm)                                                                    | 83-106 cm                                                                           | 0,65 kg                                                                             | 90 kg                                                                               |              |

# Przyrządy wspomagające poruszanie się

## ELIPSE

### KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA ELIPSE

Kula inwalidzka łokciowa klasy Premium wykonana z aluminiowego trzonu o przekroju elipsy oraz ergonomicznej rękojeści wykonanej w technologii bi-materiał z miękkim wykończeniem części chwytnej. Trzon ze skokową regulacją długości zakończony został wysokiej jakości gumową nasadką. Kula posiada gumowe wykończenia przy trzonie i obejmie, dzięki czemu umożliwia bezpieczne oparcie, np. o ścianę. Kształt obejmę został zaprojektowany tak, aby pacjent mógł zawiesić kulę na przedramieniu i zwolnić łokieć. Eliptyczny przekrój kuli sprawia, że jest bardzo wygodna w użytkowaniu, a zwiększony kąt łokciowy pozwalają na optymalne rozłożenie siły nacisku na uchwyt.



 73-105 cm   
  73-100,5 cm   
  0,62 kg   
  150 kg   
 +/- 0,5-1 cm

## STYLE

### KULA INWALIDZKA ŁOKCIOWA STYLE

Kula inwalidzka łokciowa klasy Premium wykonana z aluminiowego trzonu oraz ergonomicznej rękojeści wykonanej w technologii bi-materiał z miękkim wykończeniem części chwytnej. Trzon ze skokową regulacją długości zakończony został wysokiej jakości gumową, przegubową nasadką. Wygodny uchwyt oraz zwiększony kąt łokciowy, dzięki któremu rozłożona zostaje siła nacisku na uchwyt pozwalają na komfortowe, długoterminowe użytkowanie.



 73-105 cm   
  72-99,5 cm   
  0,56 kg   
  150 kg   
 +/- 0,5-1 cm

# Przyrządy wspomagające poruszanie się

## SOFIA

GRANATOWA, ZIELONA

### KULA ŁOKCIOWA SOFIA

Kula inwalidzka łokciowa klasy Premium wykonana z aluminiowego trzonu oraz wytrzymałej, ergonomicznej rękojeści wykonanej z tworzywa sztucznego. Trzon ze skokową regulacją długości zakończony został wysokiej jakości gumową nasadką. Wygodny uchwyt oraz zwiększony kąt łokciowy, dzięki któremu rozłożona zostaje siła nacisku na uchwyt pozwalają na długoterminowe użytkowanie.



|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 73-105 cm                                                                         | 71-98 cm                                                                          | 0,44 kg                                                                           | 140 kg                                                                            | +/- 0,5-1 cm                                                                      |



KOD PRODUKTU TGR-R KI-U 1933-2L

### KULA INWALIDZKA, TYP UCHYLNA Z OBEJMĄ

Kula inwalidzka łokciowa wykonana z wytrzymałej rękojeści oraz aluminiowego trzonu zakończonego gumową nasadką antypoślizgową. Kula posiada dwustopniową regulację. Cechuje ją bardzo dobre spasowanie elementów oraz ergonomiczny kształt. Dzięki szerokiej, uchylniej obejmie pozwala na komfortowe użytkowanie dla różnych grup pacjentów.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 93-115 cm (122 cm)                                                                  | 71,5-94,5 cm                                                                        | 0,8 kg                                                                              | 100 kg                                                                              | +/- 0,5-1 cm                                                                        |

# Przyrządy wspomagające poruszanie się



KOD PRODUKTU **FS 925L**

## KULA INWALIDZKA PACHOWA, REGULOWANA

Kula inwalidzka pachowa wykonana z wytrzymałego, aluminiowego trzonu zakończonego wysokiej jakości gumową nasadką, miękkiego podparcia pod pachę oraz regulowanego uchwytu. Kula posiada ergonomiczny kształt oraz niewielką wagę, dzięki czemu jest bardzo wygodna w użytkowaniu.

Dostępna w trzech rozmiarach: S, M, L.



S 94-114 cm

M 114-134 cm

L 134-154 cm



0,73 kg


0,8 kg

0,87 kg



100 kg

+/- 0,5-1 cm



KOD PRODUKTU **JMC-C 2005**

## KULA INWALIDZKA PACHOWA, UNIWERSALNA

Kula inwalidzka pachowa wykonana z aluminiowego trzonu zakończonego wytrzymałą gumową nasadką, miękkiego podparcia pod pachę oraz regulowanego uchwytu. Kula wykonana w technologii umożliwiającej zwiększenie zakresu regulacji, dzięki czemu pozwala na zastosowanie zarówno dla niskich, jak i wysokich osób. Kula posiada jeden uniwersalny rozmiar, a przy tym ergonomiczny kształt oraz niewielką wagę.



97,5-157,5 cm



0,88 kg



113 kg

+/- 0,5-1 cm



# Przyrządy wspomagające poruszanie się

KOD PRODUKTU **FS 9206L / TGR-R LA 833L2**

## LASKA INWALIDZKA ALUMINIOWA, REGULOWANA

Laska inwalidzka aluminiowa z uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego. Posiada regulowany trzon zakończony miękką gumową nasadką. Dzięki skokowej regulacji długości posiada szeroki zakres dostosowania regulacji.

**FS 9206L**  
**TGR-R LA 833L2**

70-103 cm  
69-92 cm



0,38 kg  
0,3 kg



90 kg  
90 kg

+/- 0,5-1 cm



BRĄZOWA  
CZARNA

KOD PRODUKTU **FS 927L / JMC-C 2052**

## LASKA INWALIDZKA ALUMINIOWA, SKŁADANA

Laska inwalidzka aluminiowa składana z uchwytem wykonanym z lakierowanego drewna. Posiada regulowany trzon zakończony miękką gumową, antypoślizgową nasadką. Dzięki skokowej regulacji długości oraz możliwości złożenia na trzy części jest bardzo wygodna w codziennym użytkowaniu.

BRĄZOWA  
CZARNA

**FS 927L**  
**JMC-C 2052**

80-90 cm  
78-88 cm



0,38 kg  
0,38 kg



90 kg  
90 kg

+/- 0,5-1 cm



KOD PRODUKTU **FS 948L / FS 949L**

## LASKA INWALIDZKA ALUMINIOWA Z UCHWYTEM ANATOMICZNYM

Laska inwalidzka aluminiowa składana z anatomicznym uchwytem dostosowanym do lewej (FS 948L) lub prawej (FS 949L) ręki. Posiada regulowany trzon zakończony miękką gumową, antypoślizgową nasadką. Dzięki skokowej regulacji długości oraz możliwości złożenia na trzy części jest bardzo komfortowa w użytkowaniu.

**FS 948L** (wersja lewa)  
**FS 949L** (wersja prawa)

77-87 cm



0,4 kg



90 kg

+/- 0,5-1 cm



CZARNA



# Sprzęt i akcesoria przeciwodleżynowe

KOD PRODUKTU TGR-Y MB 001-1



## MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY Z KOMPRESOREM

Materac zmiennociśnieniowy wykonany z wytrzymałego PCV o strukturze bąbelkowej. Posiada poprzeczne komory, które są cyklicznie, naprzemiennie wypełniane powietrzem poprzez pompę zasilającą. Zestaw ten, poprzez cykliczną zmianę punktów podparcia osoby leżącej minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie występowania uszkodzeń skóry.

Czas cyklu wynosi 12 min., zakres ciśnienia 50-105 mmHg, przepływ 4-6 l/min., maksymalne obciążenie materaca 110 kg, wymiary materaca 200 x 90 x 7 cm, waga materaca 2 kg, waga pompy 1,5 kg, zasilanie 220 V +/- 10% 50 Hz, pobór mocy 0,1 A.

# Sprzęt i akcesoria przeciwodleżynowe

KOD PRODUKTU **TGR-Y MR 001-2**



## MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY RUROWY Z KOMPRESOREM

Materac zmiennociśnieniowy wykonany z wytrzymałego PCV o strukturze poprzecznych komór. Komory te są cyklicznie, naprzemiennie wypełniane powietrzem poprzez pompę zasilającą. Zestaw ten, poprzez stałą zmianę punktów podparcia osoby leżącej minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie ich występowania.

Czas cyklu wynosi 12 min., zakres ciśnienia 50-110 mmHg, przepływ min 5-8 l/min., maksymalne obciążenie materaca 110 kg, wymiary materaca 200 x 87 x 11 cm, waga materaca 4,5 kg, waga pompy 1,5 kg, zasilanie 220V +/- 10% 50 Hz., pobór mocy 0,1 A.  
W zestawie znajduje się także pokrowiec oraz zapasowa komora.

# Sprzęt i akcesoria przeciwodleżynowe

KOD PRODUKTU **GM 105+7800/C**



## ZESTAW PRZECIWODLEŻYNOWY MATERAC RUROWY + POMPA do 130 kg

Materac zmiennociśnieniowy o podwyższonej wytrzymałości wykonany z trwałego PCV o strukturze poprzecznych komór. Komory te są cyklicznie, naprzemiennie wypełniane powietrzem poprzez pompę zasilającą. Zestaw ten, poprzez stałą zmianę punktów podparcia osoby leżącej minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie ich występowania.

Czas cyklu wynosi 12 min., zakres ciśnienia 40-100 mmHg, przepływ 6-7 l/min., maksymalne obciążenie materaca 130 kg, wymiary materaca 189 x 84 x 11 cm, waga materaca 3,5 kg, waga pompy 1,4 kg, zasilanie 220 V +/- 10% 50 Hz.

W zestawie znajduje się także nieprzemakalny pokrowiec.

# Sprzęt i akcesoria przeciwodleżynowe

KOD PRODUKTU **GM 3000/IC**



## ZESTAW PRZECIWODLEŻYNOWY MATERAC RUROWY + POMPA do 150 kg

Materac zmiennociśnieniowy o wysokiej wytrzymałości wykonany z trwałego PCV o strukturze poprzecznych komór. Komory te są cyklicznie, naprzemiennie wypełniane powietrzem poprzez pompę zasilającą. Zestaw ten, poprzez stałą zmianę punktów podparcia osoby leżącej minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie ich występowania.

Czas cyklu wynosi 9 min., zakres ciśnienia 75-125 mmHg, przepływ 6-8 l/min.,  
maksymalne obciążenie materaca 150 kg, wymiary materaca 189 x 84 x 11 cm,  
waga materaca 3,5 kg, waga pompy 1,95 kg, zasilanie 230 V +/- 2% 50 Hz.

W zestawie znajduje się także nieprzemakalny pokrowiec.

# Sprzęt i akcesoria przeciwodłężynowe



## PODUSZKI PRZECIWODŁĘŻYNOWE

Poduszka przeciwodłężynowa wykonana została z tkaniny bawełnianej lub paroprzepuszczalnej zamykanej na zamek i wypełnionej granulatem styropianowym, który zapewnia odciążenie narażonych na odleżyny części ciała.

Dostępna w różnych rozmiarach dla zastosowania w różnych okolicach ciała:  
15 cm – łokieć, pięty, 33 cm – potylica, 44 cm – kość krzyżowa.

# Materace szpitalne

## MATERAC SZPITALNY

Materac szpitalny wykonany z pianki poliuretanowej oraz pokrowca zapinanego na zamek. Pokrowce występują w tkaninach: bawełnianej, zmywalnej, bądź paroprzepuszczalnej. Pianka zapewnia pewne podtrzymanie pacjenta oraz pozwala na odwzorowanie pozycji ułożeniowych. Wymiary materaca: 200 x 90 x 10 cm.



## MATERAC TYPU GOFER

Materac szpitalny typu gofer wykonany z stałą z profilowanej pianki poliuretanowej zapewniającej optymalne podtrzymanie oraz rozłożenie nacisku osiowego ciała wpływając na ograniczenie występowania odleżyn. Materac posiada pokrowiec wykonany z tkaniny paroprzepuszczalnej, posiadającej możliwość prania w wysokiej temperaturze. Materac pozwala na odciążenie ciała pacjenta oraz odwzorowanie pozycji ułożeniowych. Wymiary materaca 200 x 90 x 12 cm.



# Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU **FS 960**

CZARNY, BIAŁY

## ROTOR REHABILITACYJNY

Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych wykonany ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Posiada długą dźwignię momentu obrotowego, paskowy mechanizm oporowy oraz szeroki zakres regulacji, dzięki czemu nadaje się dla różnych grup pacjentów. Wyposażony w cztery nasadki antypoślizgowe oraz opaski na stopy zapiane na rzep.

  
32 cm x 45 cm

  
31 cm

  
40 cm

  
3,2 kg

  
30 kg

+/- 0,5-1 cm



KOD PRODUKTU **JMC-C 5720**

SREBRNY-CHROM

## ROTOR REHABILITACYJNY

Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych wykonany ze stalowej, chromowanej ramy. Posiada szeroką podstawę oraz krótką dźwignię momentu obrotowego, dzięki czemu nadaje się dla pacjentów o rozległych urazach. Wyposażony w cztery nasadki antypoślizgowe, gumowe zapięcia na stopy oraz dociskowy mechanizm oporowy.

  
41 cm x 54 cm

  
17 cm

  
32 cm


  
2,3 kg

  
30 kg

+/- 0,5-1 cm




# Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU **JMC-C 7000**

## PODPÓRKA POD PLECY

Podpórka pod plecy wykonana ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Składa się z podstawy z skokową regulacją położenia oraz oparcia wykonanego z wytrzymałego i przewiewnego płótna z dodatkową poduszką pod głowę. Skokowa regulacja kąta nachylenia pozwala na indywidualne dostosowanie do potrzeb pacjenta.



# Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU **FS 894**

|       |       |       |          |          |               |        |        |              |
|-------|-------|-------|----------|----------|---------------|--------|--------|--------------|
|       |       |       |          |          |               |        |        |              |
| 53 cm | 47 cm | 53 cm | 43-53 cm | 73-83 cm | 43 cm x 38 cm | 7,1 kg | 100 kg | +/- 0,5-1 cm |

## KRZESŁO TOALETOWE

Krzesło toaletowe składane wykonane ze stalowej, chromowanej ramy. Posiada regulowane na wysokość nogi zakończone gumowymi nasadkami. Wyposażone dodatkowo w deskę sanitarną z klapą oraz pojemnik sanitarny. Łatwe składanie i regulacja pozwala na dostosowanie do potrzeb pacjenta, a boczne uchwyty wspomagają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

KOD PRODUKTU **FS 696**

## KRZESŁO TOALETOWE NA KÓŁKACH


Krzesło toaletowe składane wykonane ze stalowej, chromowanej ramy. Posiada regulowane na wysokość nogi zakończone kółkami (tylne z blokadą). Wyposażone dodatkowo w deskę oraz pojemnik sanitarny. Łatwe składanie i regulacja pozwala na dostosowanie do potrzeb pacjenta, a kółka transportowe umożliwiają jego wykorzystanie jako podstawkę nad sedes.



|       |       |       |          |          |               |        |        |              |
|-------|-------|-------|----------|----------|---------------|--------|--------|--------------|
|       |       |       |          |          |               |        |        |              |
| 53 cm | 47 cm | 53 cm | 43-53 cm | 73-83 cm | 43 cm x 38 cm | 7,5 kg | 100 kg | +/- 0,5-1 cm |

# Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU **JMC-C 5202**



## KRZESŁO TOALETOWE

Krzesło toaletowe składane wykonane ze stalowej, chromowanej ramy. Posiada regulowane na wysokość nogi zakończone gumowymi nasadkami. Wyposażone dodatkowo w deskę sanitarną z klapą oraz pojemnik sanitarny. Łatwe składanie i regulacja pozwala na dostosowanie do potrzeb pacjenta, a boczne uchwyty wspomagają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.




KOD PRODUKTU **JMC-C 5202W**

## KRZESŁO TOALETOWE NA KÓŁKACH

Krzesło toaletowe składane wykonane ze stalowej, chromowanej ramy. Posiada regulowane na wysokość nogi zakończone kółkami (tylne z blokadą).

Wyposażone dodatkowo w deskę oraz pojemnik sanitarny. Łatwe składanie i regulacja pozwala na dostosowanie do potrzeb pacjenta, a kółka transportowe umożliwiają jego wykorzystanie jako nadstawkę nad sedes.



# Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU TGR-R KT 618



## KRZESŁO TOALETOWE SKŁADANE Z SZYBKOZŁĄCZKAMI

Krzesło toaletowe składane z szybkozłączkami wykonane ze stalowej, malowanej proszkowo ramy. Posiada regulowane na wysokość nogi zakończone gumowymi nasadkami. Wyposażone dodatkowo w deskę sanitarną z klapą oraz pojemnik sanitarny z osłonką. Łatwe składanie i regulacja pozwala na dostosowanie do potrzeb pacjenta, a zastosowanie uchwytyw szybkozłącznych znacznie ułatwiają jego składanie i rozkładanie.



55 cm



45 cm



49 cm



41-57 cm



59-75 cm



47 cm x 35 cm



6,7 kg



110 kg

+/- 0,5-1 cm

# Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

**KOD PRODUKTU TGR-R KT-S 668**

## KRZESŁO TOALETOWE STAŁE

Krzesło toaletowe wykonane ze stalowej, malowanej proszkowo ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki z gumowymi nasadkami antypoślizgowymi. Wyposażone w deskę sanitarną z klapą oraz pojemnik sanitarny. Krzesło wykonane jako stałe (nieskładane), a dzięki zastosowaniu śrub oraz motylków jest łatwe w samodzielnym montażu.



55 cm



44 cm



47 cm



43-58 cm



64-79 cm



51 cm x 35 cm



6,6 kg



110 kg

+/- 0,5-1 cm

# Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU **FS 692**



## WÓZEK TOALETOWY TRANSPORTOWY

Wózek toaletowy transportowy wykonany ze stalowej, malowanej proszkowo ramy. Posiada uchylne podłokietniki umożliwiające łatwe wsiadanie i zsiadanie dla osób o znacznie obniżonej sprawności ruchowej. Wyposażony w miękkie siedzisko, tapicerowane nieprzemakalnym i łatwym w czyszczeniu materiałem, cztery obrotowe koła, z których tylne posiadają hamulce, uchylne podnóżki oraz pojemnik sanitarny. Dzięki swojej konstrukcji można nim najeżdżać na sedes. Wózek jest łatwy w transporcie dzięki swojej składanej ramie.



55 cm



45 cm



87 cm



53 cm



95 cm



44 cm x 44 cm



10,6 kg



100 kg

+/- 0,5-1 cm



# Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

**KOD PRODUKTU FS 797L / TGR-R KP 340L**

## TABORET PRYSZNICOWY

Taboret prysznicowy składa się z aluminiowej ramy oraz szerokiego siedziska wykonanego z wytrzymałego PCV. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi oraz boczne uchwyty przy siedzisku ułatwiające korzystanie z przyrządu. Wersja TGR-R KP 340L wyposażona została dodatkowo w system ułatwiający montaż (TF).

|               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FS 797L       |  |  |  |  |  |  |              |
|               | 48 cm                                                                               | 37 cm                                                                               | 35-45 cm                                                                            | 48 cm x 29 cm                                                                       | 2 kg                                                                                | 100 kg                                                                              |              |
| TGR-R KP 340L |  |  |  |  |  |  | +/- 0,5-1 cm |
|               | 49 cm                                                                               | 39 cm                                                                               | 36-46 cm                                                                            | 49 cm x 29 cm                                                                       | 1,5 kg                                                                              | 100 kg                                                                              |              |

# Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU FS 798L / TGR-R KP 350L



## TABORET PRYSZNICOWY Z OPARCIEM

Taboret prysznicowy z oparciem składa się z aluminiowej ramy oraz szerokiego siedziska z oparciem wykonanych z wytrzymałego PCV. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi oraz boczne uchwyty przy siedzisku ułatwiające korzystanie z przyrządu. Wersja TGR-R KP 350L wyposażona została dodatkowo w system ułatwiający montaż (TF).

|               |       |       |          |          |               |        |        |              |
|---------------|-------|-------|----------|----------|---------------|--------|--------|--------------|
| FS 798L       |       |       |          |          |               |        |        | +/- 0,5-1 cm |
|               | 48 cm | 43 cm | 35-45 cm | 73-83 cm | 48 cm x 29 cm | 2,8 kg | 100 kg |              |
| TGR-R KP 350L |       |       |          |          |               |        |        |              |
|               | 49 cm | 44 cm | 36-46 cm | 64-74 cm | 49 cm x 29 cm | 3 kg   | 100 kg |              |

# Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU **TGR-R KP 355L**



## TABORET PRYSZNICOWY Z OPARCIEM I UCHWYTAMI BOCZNYMI

Taboret prysznicowy z oparciem i uchwytami bocznymi wykonany z aluminiowej ramy oraz siedziska z oparciem wykonanych z wytrzymałego PCV. Poprzez wykorzystanie bocznych uchwytów pokrytych materiałem piankowym znajduje zastosowanie u pacjentów z trudnościami we wstawaniu i siadaniu. Posiada regulowane na wysokość nogi zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi, demontowalne oparcie oraz system TF.



+/- 0,5-1 cm

# Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU TGR-R KP-U 3522



## TABORET PRYSZNICOWY Z OPARCIEM I SIEDZISKIEM TYPU U

Taboret prysznicowy z oparciem wykonany z aluminiowej ramy oraz siedziska z oparciem wykonanych z wytrzymałego PCV. Poprzez odpowiednie wyprofilowanie siedziska znajduje szczególne zastosowanie u kobiet. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi, demontowane oparcie oraz system TF.



48 cm



40 cm



35-52 cm



70-87 cm



48 cm x 31 cm



2,8 kg



110 kg

+/- 0,5-1 cm

# Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU **TGR-R TW 330**



## TRANSFER NA WANNĘ

Transfer na wannę wykonany został z wytrzymałego PCV. Wyposażony w uchwyt pomocniczy oraz blokujące nóżki rozporowe zapewniające stabilny montaż. Poprzez wykorzystanie specjalnej mieszanki komponentów posiada wysoką wytrzymałość na nacisk oraz zachowuje swoje parametry w środowisku o podwyższonej wilgotności.



70 cm



41 cm



60 cm x 29 cm



2,8 kg



110 kg

+/- 0,5-1 cm

# Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

**KOD PRODUKTU TGR-R LW 794L-1**

## ŁAWKA WGLĘBNA DO WANNY

Ławka wgłębna do wanny składa się z siedziska oraz wyprofilowanej ramy zakończonej nasadkami antypoślizgowymi. Poprzez zastosowanie klipsów regulacyjnych posiada możliwość dostosowania do różnych szerokości wanien, a wykorzystanie PCV na siedzisku i aluminiowej ramy umożliwia długotrwałe jej użytkowanie.



# Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

**KOD PRODUKTU JMC-C 5040 / TGR-R KP-O 3432**

## TABORET PRYSZNICOWY OKRĄGŁY

Taboret prysznicowy składa się aluminiowej ramy oraz okrągłego siedziska wykonanego z wytrzymałego PCV. Posiada regulowane nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi. Dzięki skokowej regulacji wysokości posiada możliwość indywidualnego dostosowania do wzrostu pacjenta. Wersja TGR-R KP-O 3432 wyposażona została dodatkowo w system ułatwiający montaż (TF).

**JMC-C 5040**

33 cm



33-50 cm



32 cm



1,6 kg



90 kg

**TGR-R KP-O 3432**

33 cm



36-54 cm



32 cm



1,6 kg



90 kg

+/- 0,5-1 cm



# Sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy

KOD PRODUKTU FS 793S

## ŁAWKA OBROTOWA NA WANNE

Ławka obrotowa na wannę składa się z wyprofilowanego siedziska z oparciem zamontowanego centralnie na obrotowej podstawie. Rama wyposażona w kliny rozporowe, których zadaniem jest ustabilizowanie produktu oraz dźwignię, dzięki której możliwe jest blokowanie w żądanej pozycji. Ławka dodatkowo wyposażona w uchwyty boczne dla pacjentów z trudnościami w samodzielnym wstawaniu / siadaniu.



## UCHWYTY ŁAZIENKOWE

Uchwyty łazienkowe wykonane zostały ze stalowej ramy, lakierowanej proszkowo. Dzięki zastosowaniu kilku warstw powłoki ochronnej wykazują wysoką trwałość warunkach o podwyższonej wilgotności. Montaż możliwy w poziomie oraz pionie. Dostępne w różnych długościach i kształtach w zależności od miejsca wykorzystania. Waga uchwytów od 0,45 kg do 1,2 kg, w zależności od długości.

|                             |             |                  |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| UCHWYT ŁAZIENKOWY<br>PROSTY | JMC-C 54012 | 30 cm            |
|                             | JMC-C 54016 | 40 cm            |
|                             | JMC-C 54018 | 45 cm            |
|                             | JMC-C 54024 | 60 cm            |
|                             | JMC-C 54032 | 80 cm            |
| UCHWYT ŁAZIENKOWY<br>KĄTOWY | JMC-C 5403R | prawy 40 x 80 cm |
|                             | JMC-C 5403L | lewy 40 x 80 cm  |



# Akcesoria rehabilitacyjne

KOD PRODUKTU **TGR-R PRJ 101**

## PIŁKA REHABILITACYJNA Z KOLCAMI

Piłka rehabilitacyjna z kolcami wykonana z miękkiego, nietoksycznego PCV. Wykorzystywana w rehabilitacji dłoni, przy zanikach lub osłabieniu siły mięśniowej. Wyposażona w kolce pobudzające receptory czuciowe i wpływające na poprawę czynności chwytnej. Dostępna w rozmiarach: średnica 6, 7, 8, 9 cm.



## KOMPRESY TERMICZNE

Kompresy żelowe do terapii ciepłem lub zimnem wykonane zostały z trwałego materiału nylonowego, w środku których znajduje się aktywny żel posiadający zdolności kumulowania zimna lub ciepła. Wykorzystywane w terapii zimnem lub ciepłem w celu hamowania powstawania obrzęków, zmniejszenia wytwarzania limfy oraz zmniejszaniu dolegliwości bólowych spowodowanych urazami. Kompresy uniwersalne, przeznaczone do wielokrotnego użycia, dostępne w rozmiarach: 23 x 23 cm, 30 x 18 cm, 54 x 19 cm – rekomendowany na górny odcinek kręgosłupa.

# Akcesoria rehabilitacyjne

## TEKSTYLIA ROZGRZEWAJĄCE

Tekstylia rozgrzewające wykonane w technologii bezszwowej. Wykonane z angory z wełną oraz domieszkami nylonu i elastanu. Wykorzystywany materiał przyjazny dla skóry pacjenta zapewnia doskonałe rozgrzewanie i utrzymywanie temperatury okolic ciała. Występują jako: ściągacz na łokieć, kolano oraz pas i skarpety rozgrzewające. Dostępne w różnych rozmiarach.

**HWJ180**  
Rozmiar: S/M, L/XL  
Kolor: ecru

**HW0696**  
Rozmiar: 37-39, 40-42, 43-45  
Kolor: ecru, czarny

**HWBAKo**  
Rozmiar: S/M, L/XL  
Kolor: ecru, czarny

**HWD176**  
Rozmiar: Uniwersalny  
Kolor: ecru



HWJ180

HW0696

HWBAKo

HWD176

## SKARPETY ZDROWOTNE

Skarpety zdrowotne wykonane z nowoczesnego włókna Lycra na całej powierzchni, gwarantującej ich elastyczność i podwyższoną wytrzymałość na ścieranie. Poprzez zastosowanie nowych technologii produkcji cechują się bardzo dobrym wykończeniem cholewek oraz wysoką jakością bezszwowego łączenia nad palcami. Dostępne w różnych rozmiarach oraz kolorystyce. Dostępne rodzaje to: Srebrny SeaCell – zawierające algi morskie i srebro – wspomagają krążenie krwi i działają przeciwzapalnie, DeoMed COTTON – bezuciskowe i bardzo elastyczne, DeoMed BAMBOO – wykazujące silne działanie antymikrobowe i zapewniające odprowadzenie wilgoci, Medic Deo COTTON – wykonane z frotte o działaniu antymikrobowym, polecane dla osób aktywnych ruchowo.




| Rozmiar | Rozmiar buta |
|---------|--------------|
| S       | 35-38        |
| M       | 39-42        |
| L       | 43-46        |

Kolor:    biały    beżowy    czarny    szary    ciemny szary

# Akcesoria rehabilitacyjne

**SA-9013**

Rozmiar:  
S, M, L




**BC-110**

Rozmiar:  
S, M, L



**U-110**

Rozmiar:  
S, M, L



**SH-210D**

Rozmiar:  
S, M, L



**SH-200D**

Rozmiar:  
S, M, L



**SHP-300**

Rozmiar:  
UNIWERSALNY



**SH-311D**

Rozmiar:  
S, M, L



**SH-300D**

Rozmiar:  
S, M, L




**SH-310D**

Rozmiar:  
S, M, L



**SH-301D**

Rozmiar:  
S, M, L



**SI-340D**

Rozmiar:  
S, M, L



**SI-341D**

Rozmiar:  
S, M, L




**SI-500D**

Rozmiar:  
36, 38, 40, 42, 44




**SI-600D**

Rozmiar:  
36, 38, 40, 42, 44



**SI-600DF**

Rozmiar:  
36, 38, 40, 42, 44



## WKŁADKI SILIKONOWE MEDICAL INSOLES

Wkładki medyczne wykonane z hypoalergicznego silikonu. Bardzo dobrze dopasowują się do kształtu stopy i palców. Zapewniają odpowiednie ułożenie i odciążenie stopy, a także absorbują nacisk na piętę i śródstopie. Stosowane w schorzeniach stóp i kończyn dolnych. Występują w różnych kształtach oraz różnym umiejscowieniem materiału amortyzującego.

# Akcesoria rehabilitacyjne



PODUSZKA DO WÓZKA



TORBA DO BALKONIKA



NASADKI NA KULE, ŁASKI I BALKONIKI



STOLIK DO WÓZKA



UCHWYT NA KULĘ

# Pasy stabilizujące i ochroniacze MEDICARE SYSTEM



## STMT 6512

roz. M (dł. 117 cm, szer. 13 cm)

## STMT 6513

roz. L (dł. 128 cm, szer. 14 cm)

## PASY NA NADGARSTEK

Pasy na nadgarstek lub na kostkę z metalową sprzączką zapewniają bezpieczeństwo i komfort pacjentom a zarazem pozwalają opiekunom zaoszczędzić czas konieczny do unieruchomienia chorego. Pasy chronią przed obrażeniami i skaleczeniami skóry unieruchamiając pacjenta i nie dopuszczając do powstania urazów. Wewnętrzna część wykonana jest w 75% z poliestru oraz w 25% z wiskozy, a zewnętrzna z weluru zapinanego poprzez pas z rzepem i metalową sprzączką.

## SVC 2500

roz. M

## SVC 2510

roz. L



## RĘKAWICE OCHRONNE

Rękawice ochronne pozwalają na zabezpieczenie kończyn górnych w obrębie dłoni poprzez zamknięcie ich w specjalnej rękawicy wykonanej z miękkiego weluru oraz oddychającej siateczki. Produkt jest w 100% hypoalergiczny. Zapewnia większą i skuteczniejszą ochronę poprzez nie dopuszczenie do samookaleczeń pacjenta i powstania urazów.

## SVC 2476 XL



## PAS DO PRZENOSZENIA CHORYCH

Pas do przenoszenia chorych wykorzystywany jest jako element wspomagający terapeutów, pielęgniarzy i opiekunów w opiece nad pacjentem. Pas zapinany od przodu na klamrę wykonany ze specjalnie wzmocnionej tkaniny z możliwością regulacji długości zapięcia. Dzięki mocnej tkaninie, precyzyjnemu obszcziu, wewnętrznemu materiałowi antypoślizgowemu oraz zewnętrznym uchwytom pozwala na bezproblemowe przemieszczanie pacjenta w pozycji siedzącej, nie obciążając przy tym nadmiernie kręgosłupa zarówno pacjenta, jak i opiekuna.



# Pasy stabilizujące i ochraniacze MEDICARE SYSTEM



## SALVAPAD

Produkty Salvapad zostały wykonane z oddychającej, syntetycznej tkaniny poliestrowej lub w 75% z poliestru i 25% wiskozy zapewniając odciążenie, komfort oraz odpowiednie odprowadzenie wilgoci ze skóry. Przeznaczone są do ograniczenia lub zniwelowania prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia skóry (odleżyn) spowodowanego nadmiernym naciskiem części ciała na podłoże lub o obrzeża łóżka. Stosowane są zarówno w profilaktyce, jak i terapii przeciwoleżynowej. Dzięki wykorzystaniu sztucznej wełny i poliamidowego weluru produkty są trwałe i estetyczne, a zarazem łatwe w czyszczeniu (pranie w temp. do 60°C).

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| SVP 2401 | Ochraniacz na łokieć lub piętę                    |
| SVP 240  | Ochraniacz na łokieć lub piętę z dodatkową obejmą |
| SVP 2412 | Ochraniacz na pięty                               |
| SVP 2413 | Ochraniacz na pięty wydłużony na palce u stopy    |



# Pasy stabilizujące i ochraniacze MEDICARE SYSTEM



## SALVACLIP

Produkty Salvaclip zostały wykonane z wytrzymałej tkaniny bawełniano-poliestrowej zapewniającej pewną oraz komfortową stabilizację. Przeznaczone są do stabilizacji biernej pacjenta z trudnościami w utrzymaniu właściwej pozycji siedzącej. Zapewniają skuteczny i wygodny sposób unieruchomienia pacjenta w wózku, na krześle lub w fotelu. Zapobiegają przed zsunieniem się i niekontrolowanym upadkiem, a w konsekwencji urazem. Ich ergonomiczna budowa i regulacja długości pozwala na dostosowanie dla różnych części ciała, dla każdego pacjenta. Wykonane z tkaniny umożliwiającej pranie w temp. do 40°C.

|                  |                                                          |                  |                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SCP 4300M</b> | Pas stabilizujący miednicę (90-165 cm)                   | <b>SCP 4250M</b> | Kaftan unieruchamiający 5-punktowy (100-150 cm) |
| <b>SCP 4300L</b> | Pas stabilizujący miednicę (115-200 cm)                  | <b>SCP 4250L</b> | Kaftan unieruchamiający 5-punktowy (120-175 cm) |
| <b>SCP 4275M</b> | Pas stabilizujący miednicę z ujęciem krocza (100-165 cm) | <b>SCP 4200M</b> | Kaftan na rzep stabilizujący tułów (100-150 cm) |
| <b>SCP 4275L</b> | Pas stabilizujący miednicę z ujęciem krocza (120-175 cm) | <b>SCP 4200L</b> | Kaftan na rzep stabilizujący tułów (120-175 cm) |
| <b>SCP 4500</b>  | PAS trzymający brzuch (80-105 cm)                        |                  |                                                 |

# Pasy stabilizujące i ochroniache MEDICARE SYSTEM



## SALVAFIX

Produkty Salvafix zostały wykonane z wytrzymałego 100% poliestru odpornego na wszelkiego rodzaju uszkodzenia w tym strzępienie. Przeznaczone są do bezpiecznego i efektywnego unieruchomienia pacjenta narażonego na samookaleczenie lub uszkodzenie ciała spowodowanego urazem przez nadpobudliwość ruchową. System Salvafix składa się z pasów przeznaczonych do unieruchamiania określonych części lub partii ciała zapianych przy pomocy kluczy magnetycznych. Elementy metalowe oczek regulacyjnych zostały zabezpieczone tak, aby nie ulegały korozji, a materiał nadawał się do czyszczenia (prania) w temp. 90°C.

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SVF 3150A</b> | Komplet ograniczający ruchy (roz. M)                                                |
| <b>SVF 3152A</b> | Komplet ograniczający ruchy (roz. L)                                                |
| <b>SVF 3250</b>  | Pas ograniczający ruchy na nadgarstki z rzepem<br>(roz. M dł. 15-20 cm, szer. 8 cm) |
| <b>SVF 3252</b>  | Pas ograniczający ruchy na nadgarstki z rzepem<br>(roz. L dł. 20-25 cm, szer. 8 cm) |
| <b>SVF 3350</b>  | Pas ograniczający ruchy na kostki z rzepem<br>(roz. M dł. 18-24 cm, szer. 8 cm)     |

|                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SVF 3352</b> | Pas ograniczający ruchy na kostki z rzepem                                                                   |
| <b>SVF 3000</b> | Pas ograniczający ruchy na tułów<br>(roz. L dł. 24-28 cm, szer. 8 cm)<br>(roz. M dł. 68-108 cm, szer. 18 cm) |
| <b>SVF 3002</b> | Pas ograniczający ruchy na tułów<br>(roz. L dł. 95-135 cm, szer. 18 cm)                                      |
| <b>SVF 3013</b> | Pas ograniczający ruchy na tułów<br>(roz. XL dł. 115-150 cm, szer. 18 cm)                                    |
| <b>SVF 3600</b> | Pas ograniczający ruchy na udo<br>(roz. uniwersalny dł. 32-62 cm, szer. 8 cm)                                |

KOD PRODUKTU 32206, 32207, 32208



## STETOSKOPY LEKARSKIE

Stetoskopy membranowe wykonane z nowoczesnych i trwałych materiałów. Cechują się wysoką jakością akustyczną i czułością, a zarazem zapewniają wysoki komfort użytkowania.

| MODEL        | 32206                    | 32207          | 32208        |
|--------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Rodzaj       | Trójkanałowy             | Jednokanałowy  | Dwukanałowy  |
| Zastosowanie | Uniwersalny              | Internistyczny | Pediatryczny |
| Głowica      | Miedź                    | Aluminium      | Aluminium    |
| Membrana     | PE                       |                |              |
| Przewód      | Gumowy                   |                |              |
| Zestaw       | W komplecie zestaw leków |                |              |



## SSAK ELEKTRYCZNY PRZEJEZDNY

Ssak medyczny przejezdny służący do udrożnienia dróg oddechowych. Zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności w celu wykorzystania w przychodniach, szpitalach i domach opieki. Pompa próżniowa napędzana tłokiem zapewnia brak pary i wilgoci oraz zapobiega gromadzeniu bakterii. Charakteryzuje się niskim poziomem hałasu, wysokim ciśnieniem ujemnym, wysokim bezpieczeństwem (brak możliwości wytworzenia ciśnienia dodatniego), łatwym użytkowaniem poprzez przełącznik ręczny i nożny oraz precyzyjnym systemem kontroli próżni.

Cechy: zasilanie poprzez AC 220V 22V 50Hz, próżnia maks.  $\geq 0,09$  MPa, maks. przepływ powietrza  $\geq 20$  L/min, poziom hałasu  $\leq 65$  dB, pojemność butli 2500 ml/PC x 2pcs, pobór mocy 180 VA, waga netto 15,5 kg, wymiary 360 x 320 x 480 mm.

KOD PRODUKTU **7E-A**



## SSAK ELEKTRYCZNY PRZENOŚNY

Ssak medyczny przenośny służący do udrożnienia zablokowanych dróg oddechowych. Pompa próżniowa napędzana tłokiem eliminuje wytwarzanie oparów oraz konieczność lubrykacji, co zabezpiecza przed zakażeniem bakteryjnym. Wykorzystywany do odsysania flegmy oraz ropy i krwi podczas leczenia klinicznego. Charakteryzuje się ograniczonym poziomem hałasu, płynną regulacją ciśnienia ujemnego, niską wagą, małymi wymiarami i łatwością użycia. Wykonany z plastikowej obudowy oraz wyposażony w wbudowany zbiornik płynu oraz miernik próżniowy.

Cechy: zasilanie poprzez AC 220 V 22 V 50 Hz, próżnia maks.  $\geq 0,075$  MPa, maks. przepływ powietrza  $\geq 18$  L/min, poziom hałasu  $\leq 65$  dB, pojemność butli 1000 ml/PC, pobór mocy 90 VA, waga netto 4,4 kg, wymiary 280 x 196 x 285 mm.



## SSAK ELEKTRYCZNY PRZENOŚNY

Ssak medyczny przenośny służący do udrożnienia zablokowanych dróg oddechowych. Pompa próżniowa napędzana łukiem eliminuje wytwarzanie oparów oraz konieczność lubrykacji, co zabezpiecza przed zakażeniem bakteryjnym. System próżniowy można dowolnie dostosować do trybu użytkownika. Wykonany z plastikowej obudowy co zapewnia najwyższą odporność na korozję oraz ułatwia konserwację. Zasilany poprzez: AC, DC, baterię wewnętrzną. Doładowanie prądem stałym, poprzez ładowarkę niskoprądową.

Cechy: Próżnia maks. 20,075 MPa, zmienny zakres próżni 0,02 MPa – próżnia maks., maks. przepływ powietrza  $\geq 15$  L/min, poziom hałasu  $\leq 65$  dB, pojemność butli 1000 ml/PC, pobór mocy 44 VA, waga netto 6,5 kg, wymiary 280 x 196 x 285 mm.

KOD PRODUKTU **7A-23B**



## SSAK ELEKTRYCZNY PRZEJEZDNY

Ssak medyczny przejezdny służący do udrożnienia dróg oddechowych. Zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności w celu wykorzystania w przychodniach, szpitalach i domach opieki. Pompa próżniowa napędzana łukiem zapewnia brak pary i wilgoci oraz zapobiega gromadzeniu bakterii. Charakteryzuje się niskim poziomem hałasu, wysokim ciśnieniem ujemnym, wysokim bezpieczeństwem (brak możliwości wytworzenia ciśnienia dodatniego), łatwym użytkowaniem poprzez przełącznik ręczny i nożny oraz precyzyjnym systemem kontroli próżni.

Cechy: zasilanie poprzez AC 220 V 22 V 50 Hz, próżnia maks.  $\geq 0,09$  MPa, maks. przepływ powietrza  $\geq 20$  L/min, poziom hałasu  $\leq 65$  dB, pojemność butli 2500 ml/PC x 2pcs, pobór mocy 180 VA, waga netto 19,5 kg, wymiary 350 x 305 x 795 mm.





## NEBULIZATOR ULTRADŹWIĘKOWY

Nebulizator ultradźwiękowy stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego. Służy do wytwarzania i rozbijania cząsteczek leczniczej cieczy, które dostarczane są do dróg oddechowych pacjenta. Stosowany na oddziałach szpitalnych, w ośrodkach zdrowia, sanatoriach oraz domach opieki. Nebulizator posiada wizualny i dźwiękowy alarm poziomu wody. Wykonany z wysokiej jakości materiałów.

Cechy: zasilanie poprzez AC 220V, pobór mocy 50 VA, częstotliwość 1,7 MHz, wydajność  $\geq 3$  ml/min, wielkość cząsteczek śr. 2,341  $\mu$ m, maks. czas pracy 60 min.

KOD PRODUKTU 403A



## NEBULIZATOR KOMPRESYJNY

Inhalator tłokowy stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego. Służy do pneumatycznego rozpylania cząsteczek leczniczej cieczy, które dostarczane są do dróg oddechowych pacjenta. Stosowany w ośrodkach zdrowia oraz warunkach domowych. Cechuje się niewielkimi wymiarami, cichą, wydają pracą oraz brakiem konieczności lubrykacji.

Cechy: zasilanie poprzez AC 220 V 50 Hz, poziom hałasu  $\leq 65$  dB, wydajność  $\geq 0,1$  ml/min, wielkość cząsteczek  $\text{śr. } 2,160 \mu\text{m}$ , przepływ  $\geq 10$  l/min, maks. ciśnienie ujemne  $\geq 0,15$  MPa, waga netto 2,9 kg, wymiary 340 x 185 x 120 mm.



## NEBULIZATOR KOMPRESYJNY 403B

Inhalator tłokowy stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego. Służy do pneumatycznego rozpylania cząsteczek leczniczej cieczy, które dostarczane są do dróg oddechowych pacjenta. Stosowany w ośrodkach zdrowia oraz warunkach domowych. Cechuje się niewielkimi wymiarami, cichą, wydającą pracę oraz brakiem konieczności lubrykacji.

Cechy: zasilanie poprzez AC 220V 50Hz, poziom hałasu  $\leq 65$  dB, wydajność  $\geq 0,1$  ml/min, wielkość cząsteczek śr.  $2,160 \mu\text{m}$ , przepływ  $\geq 10$  l/min, maks. ciśnienie ujemne  $\geq 0,15$  MPa, waga netto 2,3kg, wymiary 240 x 160 x 105 mm.

KOD PRODUKTU 7F-5 / 7F-8 / 7F-10



## KONCENTRATOR TLENU

Koncentrator tlenu wykonany z wysokiej jakości materiałów zapewniających bezpieczną i niezawodną pracę urządzenia. Cechuje się: wysokim stężeniem tlenu, systemem alarmującym o odcięciu dopływu prądu oraz zbyt wysokim lub niskim ciśnieniu, zabezpieczeniem działania kompresora, niewielkimi rozmiarami oraz wagą, a także niskim zużyciem energii. Zapewnia wysokie skoncentrowanie tlenu dla terapii w warunkach domowych.

| MODEL               | 7F-5               | 7F-8               | 7F-10              |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Strumień wyjściowy  | 1-5 l/min          | 1-8 l/min          | 1-10 l/min         |
| Stężenie tlenu      | 93 % +/- 3 %       | 93 % +/- 3 %       | 95,5 % ~ 87 %      |
| Ciśnienie wyjściowe | 45 kPa +/- 4,5 kPa | 45 kPa +/- 4,5 kPa | 62 kPa +/- 4,5 kPa |
| Poziom hałasu       | ≤60dB              |                    |                    |
| Pobór mocy          | ≤500 VA            | ≤500 VA            | ≤850 VA            |
| Czas pracy          | do 30 minut        |                    |                    |
| Waga                | 27 kg              | 28,5 kg            | 34,5 kg            |
| Wymiary             | 44,5x37,2x68cm     |                    |                    |



## KONCENTRATOR TLENU

Koncentrator tlenu wykonany z wysokiej jakości materiałów zapewniających bezpieczną i niezawodną pracę urządzenia. Cechuje się: wysokim skoncentrowaniem tlenu, systemem czterech funkcji alarmowych informujących o: niskiej koncentracji tlenu, nieprawidłowemu rozprowadzaniu ciśnienia, awarii kompresora, niskim poziomie przepływu, opływowymi kształtami, dużym ekranem LCD, zabezpieczeniami gwarantującymi bezpieczeństwo działania kompresora i koncentratora, a także niskim zużyciem energii. Zapewnia wysokie stężenie tlenu dla terapii w warunkach domowych.

Parametry: strumień wyjściowy 0,5-3 l/min, stężenie tlenu 93% +/-3%,  
ciśnienie wyjściowe 20-50 kPa, poziom hałasu ≤55 dB, pobór mocy 320 VA,  
czas pracy do 30 minut, waga 25 kg, wymiary: 71,2 x 28,5 x 54,5 cm.