



MEDICAL SPORT



KATALOG PRODUKTÓW

Spis treści



3 Ortezy i stabilizatory kolan



Ortezy i stabilizatory stawu skokowego **10**

15 Ortezy i stabilizatory kończyn górnych



Ortezy tułowia **20**

23 Stabilizatory różne



Terapia zimnem **24**

27 Taśmy Kinesio,
tapy i akcesoria do tapingu



Ortezy i stabilizatory kolan



Nazwa NFZ	Kod środka NFZ	Dopłata
orteza stawu kolanowego obejmująca całą gołeń i udo, z regulacją zakresu ruchomości	J.039	10% - dorośli 0% - dzieci do 18 roku życia

ZEGAROWY STABILIZATOR KOLANA T-SCOPE - BREG

NR 08814



Opis produktu

- posiada teleskopowe, składane szyny z zegarem, które można w łatwy (płynny) sposób dopasować w zakresie od 43 do 68 cm
- sprzączki pozwalające na szybkie zdejmowanie i wkładanie stabilizatora na nogę
- intuicyjny zegar umożliwiający szybkie blokowanie ortezy w żądanym kącie o wartości od -10° do 70° (ze skokiem ustawionym co 10°)
- anatomiczny profil ortezy; formowalne szyny

Zastosowanie

- uszkodzenia więzadeł ACL, PCL, MCL i LCL
- doleczanie pooperacyjne uszkodzeń w obrębie chrząstek i kości
- ograniczenie lub zablokowanie zakresu ruchomości stawu kolanowego po interwencjach chirurgicznych
- złamania kości udowej, złamania kłykcia, skręcenia kolana i naciągnięcia ścięgien
- zachowawcza i pooperacyjna terapia po złamaniu rzepki

POOPERACYJNA ORTEZA KOLANA Z ZEGAREM REVOLUTION - BREG

NR EK01900X



Opis produktu

- płaskoprofilowe, aluminiowe szyny boczne umożliwiają łatwe dopasowanie do kształtów kończyny
- regulacja kąta zgięcia i wyprostu od -10° do 110°
- szybka blokada „na sztywno” w zakresie zgięcia od -10° do 40°
- występuje w wersji krótszej 46-56 cm i w wersji dłuższej 60-70 cm
- oparcie nadkostkowe i pasek podkolanowy – zabezpieczają przed zsuwaniem się ortezy z kończyny pacjenta
- jedna z najlżejszych ortez pooperacyjnych na rynku; anatomiczny profil ortezy

Zastosowanie

- uszkodzenia więzadeł ACL, PCL, MCL i LCL
- doleczanie pooperacyjne uszkodzeń w obrębie chrząstek i kości
- ograniczenie lub zablokowanie zakresu ruchomości stawu kolanowego po interwencjach chirurgicznych
- złamania dalszej kości udowej oraz bliższej kości piszczelowej, złamania kłykcia, skręcenia kolana i naciągnięcia ścięgien

Rozmiar	Długość ortezy
X = 3	46 - 56 cm
X = 5	60 - 70 cm

ZAWIASOWY STABILIZATOR KOLANA Z13 - BREG

NR 11410X – LEWY

NR 11420X – PRAWY



Opis produktu

- płaskoprofilowa rama z aluminium lotniczego umożliwia idealne dopasowanie do kształtu kończyny
- możliwość ograniczenia ruchomości stawu co 10°
- obrotowy system mocowania taśm do ramy zapobiega zsuwaniu się ortezy

Zastosowanie

- urazy lub rekonstrukcje więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL
- niestabilność stawu kolanowego
- profilaktyka i ochrona stawu kolanowego podczas uprawiania sportów (również kontaktowych)

Rozmiar	Rozmiar	obwód uda	obwód łydki
X = 1	XS	34 - 41 cm	32 - 36 cm
X = 3	S	41 - 48 cm	36 - 39 cm
X = 5	M	48 - 55 cm	39 - 43 cm
X = 7	L	55 - 62 cm	43 - 47 cm

STABILIZATOR KOLANA FUSION XT - BREG

NR 006XX – LEWY

NR 008XX – PRAWY



Opis produktu

- ruchome mocowania taśm zwiększają komfort ruchu
- technologia ProForm zapewnia komfortowe i dokładne dopasowanie, nie ograniczając przy tym ruchu
- Air Tech Frame Pads – innowacyjne otwory i kanaliki wentylacyjne podkładki stabilizatora zapewniają chłodzenie przy jednoczesnym odprowadzaniu potu ze skóry
- zegary umożliwiają kontrolę wyprostu w przedziale od 10° do 40° w skoku co 10° oraz kontrolę zakresu zgięcia w przedziale od 45° do 90° w skoku co 15°

Zastosowanie

- do użytkowania podczas codziennej aktywności, jak i podczas uprawiania sportu, również sportów walki
- uszkodzenia więzadeł ACL, PCL, MCL i LCL
- niestabilność stawu kolanowego

Rozmiar	Rozmiar	15 cm nad rzepką	15 cm pod rzepką
XX = 20	S	38 - 46 cm	30 - 36 cm
XX = 30	M	46 - 50 cm	36 - 38 cm
XX = 35	M+	50 - 53 cm	38 - 41 cm
XX = 40	L	53 - 61 cm	41 - 46 cm
XX = 50	XL	61 - 69 cm	46 - 51 cm

Nazwa NFZ	Kod środka NFZ	Dopłata
orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z regulacją zakresu ruchomości	J.039	10% - dorośli 0% - dzieci do 18 roku życia

NR TAO0920X – PRAWA MEDIAL
NR TAO0910X – LEWA MEDIAL
NR TAO0820X – PRAWA LATERAL
NR TAO0810X – LEWA LATERAL

ORTEZA KOLANA THRUSTER - BREG

Opis produktu

- ✚ jednoszynowa orteza
- ✚ orteza stosowana w osteoartrozie, najskuteczniejsze odciążenie zwężonego przedziału stawu kolanowego
- ✚ natychmiastowe uwolnienie pacjenta od bólu
- ✚ płynny system korekcji odciąża zwężony przedział do 36 stopni
- ✚ długość ramy 43 cm oraz płaski profil
- ✚ korekcja następuje w fazie wyprostu kolana

Zastosowanie

- ✚ jednoprzędziowe zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego
- ✚ uszkodzenia łąkotek leczone operacyjnie
- ✚ uszkodzenia chrząstki stawowej
- ✚ spowolnienie pogłębiania się osteoartrozy
- ✚ PRZECIWSKAZANIE niestabilność boczna, przyśrodkowa oraz zmiany dwu- lub trójpzędziowe w stawie kolanowym

Rozmiar	Rozmiar	15 cm nad rzepeką	15 cm pod rzepeką mężczyźni	15 cm pod rzepeką kobiety
X = 1	XS	38 - 44 cm	30 - 36 cm	27 - 31 cm
X = 3	S	45 - 51 cm	34 - 38 cm	31 - 34 cm
X = 5	M	51 - 57 cm	38 - 42 cm	34 - 38 cm
X = 7	L	57 - 63 cm	42 - 46 cm	38 - 42 cm



NR ED 11220X – PRAWA MEDIAL
NR ED 11210X – LEWA MEDIAL
NR ED 11420X – PRAWA LATERAL
NR ED 11410X – LEWA LATERAL

ORTEZA KOLANA DUO - BREG

Opis produktu

- ✚ dynamiczna orteza dwuszynowa działająca jak orteza jednoszynowa
- ✚ korekcja następuje w fazie wyprostu kolana
- ✚ można zastosować do 16 stopni korekcji
- ✚ specjalna wyściółka na łydce zabezpiecza przed przesuwaniem się ortezy
- ✚ dostępny w kolorze czarnym

Zastosowanie

- ✚ osteoartroza
- ✚ szpotawość-koślawość
- ✚ uszkodzenie więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL z towarzyszącą osteoartrozą
- ✚ niestabilność stawu kolanowego

Rozmiar	Rozmiar	15 cm nad rzepeką	15 cm pod rzepeką
X = 3	S	41 - 48 cm	36 - 39 cm
X = 5	M	48 - 55 cm	39 - 43 cm



NR PK52820X - PRAWA
NR PK52810X - LEWA

ORTEZA KOLANA AXIOM-D ELITE - BREG

Opis produktu

- ✚ konstrukcja zegara połączona z obejmą podkolanową dynamicznie kontroluje ustawienie piszczeli względem uda
- ✚ niskoprofilowe kontury ramienia do nóg zapewniające komfort i stabilność
- ✚ zegar umożliwia kontrolę ruchomości co 10 stopni
- ✚ specjalna wyściółka na łydce zabezpiecza przed przesuwaniem się ortezy
- ✚ długość 43 cm
- ✚ dostępny w kolorze czarnym

Zastosowanie

- ✚ dedykowany dla osób aktywnych fizycznie po urazach stawu kolanowego
- ✚ po rekonstrukcji więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL
- ✚ urazy więzadeł ACL i PCL

Rozmiar	Rozmiar	15 cm nad rzepeką	15 cm pod rzepeką
X = 3	S	41 - 48 cm	36 - 39 cm
X = 5	M	48 - 55 cm	39 - 43 cm



NR MR4912

EKONOMICZNA ORTEZA KOLANA DŁUGA - MEDIROYAL

Opis produktu

- ✚ zegary umożliwiają dopasowanie oraz zapewniają kontrolę wyprostu w przedziale od 0° do 90°, jak również kontrolę zakresu zgięcia w przedziale od 0° do 90°
- ✚ wykonana z materiału Airmesh (oddychający, lekki), zalecana osobom, które muszą nosić stabilizator przez dłuższy czas lub w upalne dni
- ✚ taśmy biegnące dookoła nogi dla lepszego dopasowania, natomiast otwarta/owijana konstrukcja dla łatwiejszego wkładania i zdejmowania
- ✚ dłuższa konstrukcja zapewnia dodatkowy nacisk i stabilizację

Zastosowanie

- ✚ większość uszkodzeń i kontuzji związanych z ACL, PCL, MCL i LCL
- ✚ umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego
- ✚ lekka i umiarkowana niestabilność stawu kolanowego

Mierzyć w centrum kolana	
XS	29-33 cm
S	33-36 cm
M	36-39 cm
L	39-43 cm
XL	43-47 cm
XXL	47-51 cm



Nazwa NFZ	Kod środka NFZ	Dopłata
orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia	J.038	10% - dorośli 0% - dzieci do 18 roku życia

ORTEZA KOLANA Z REGULOWANYMI ZAWIASAMI HG 80 - MUELLER

NR 5501X



Opis produktu

- ✦ wewnętrzny rękaw to dopasowany kształt klepsydry i ekskluzywny materiał pochłaniający wilgoć
- ✦ wbudowana bariera antymikrobową zapewnia ochronę przed bakteriami wywołującymi nieprzyjemny zapach
- ✦ opatentowane zawiasy trójosiowe dają maksymalne oparcie i ochronę przy naturalnym ruchu kolana
- ✦ niezwykle miły w dotyku i lekki materiał zapewnia wysoki komfort i wygodę
- ✦ regulacja kąta zgięcia i wyprostu

Zastosowanie

- ✦ większość uszkodzeń i kontuzji związanych z ACL, PCL, MCL, LCL
- ✦ lekka i umiarkowana niestabilność stawu kolanowego
- ✦ niestabilność rzepki
- ✦ umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego

Rozmiar	Rozmiar	Obwód
X=1	S	30-35 cm
X=2	M	35-40 cm
X=3	L	40-45 cm
X=4	XL	45-50 cm
*obwód środka kolana		

OWIJANY USZTYWNIACZ KOLANA Z REGULOWANYMI ZAWIASAMI - MUELLER

NR 5533X



Opis produktu

- ✦ otwarta, owijana konstrukcja dla łatwiejszego wkładania/zdejmowania
- ✦ otwarty tył zapobiega rolowaniu się materiału pod kolaniem, co chroni skórę przed podrażnieniem
- ✦ wspomaganie rzepki stabilizuje i podtrzymuje ją we właściwej pozycji
- ✦ regulowane pasy zapewniają indywidualne dopasowanie i kontrolowany ucisk
- ✦ regulacja kąta zgięcia i wyprostu
- ✦ opatentowane zawiasy trójosiowe dają maksymalne oparcie i ochronę przy naturalnym ruchu kolana

Zastosowanie

- ✦ większość uszkodzeń i kontuzji związanych z ACL, PCL, MCL, LCL
- ✦ lekka i umiarkowana niestabilność stawu kolanowego
- ✦ niestabilność rzepki
- ✦ umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego

Rozmiar	Rozmiar	Obwód
X=2	REG	30-40 cm
X=3	L	40-50 cm
X=4	XL	50-60 cm
*obwód środka kolana		

ZAWIASOWY STABILIZATOR KOLANA SHORTRUNNER - BREG

NR 2175X – OWIJANY

NR 2173X – WCIĄGANY



Opis produktu

- ✦ wykonany z materiału Airmesh (oddychający, lekki)
- ✦ otwarta, owijana konstrukcja dla łatwiejszego wkładania i zdejmowania, a wciągana konstrukcja dla lepszego dopasowania do nogi
- ✦ zegary umożliwiają kontrolę wyprostu w przedziale od 10° do 40° w skoku co 10° oraz kontrolę zakresu zgięcia w przedziale od 45° do 90° w skoku co 15°
- ✦ otwarty tył zapobiega związaniu się materiału pod kolaniem co chroni skórę przed podrażnieniem

Zastosowanie

- ✦ większość uszkodzeń i kontuzji związanych z ACL, PCL, MCL, LCL
- ✦ lekka i umiarkowana niestabilność stawu kolanowego
- ✦ umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego

Rozmiar	Rozmiar	15 cm nad rzepką
X = 2	S	38 - 46 cm
X = 3	M	46 - 53 cm
X = 4	L	53 - 61 cm
X = 5	XL	61 - 69 cm
X = 6	XXL	69 - 79 cm

EKONOMICZNA ORTEZA KOLANA KRÓTKA - MEDIROYAL

NR MR4910



Opis produktu

- ✦ wykonany z materiału Airmesh (oddychający, lekki)
- ✦ otwarta, owijana konstrukcja dla łatwiejszego wkładania i zdejmowania
- ✦ zegary umożliwiają kontrolę wyprostu i zgięcia w przedziale od 0° do 90°

Zastosowanie

- ✦ większość uszkodzeń i kontuzji związanych z ACL, PCL, MCL, LCL
- ✦ lekka i umiarkowana niestabilność stawu kolanowego
- ✦ umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego

Mierzyć w centrum kolana	
XS	29-33 cm
S	33-36 cm
M	36-39 cm
L	39-43 cm
XL	43-47 cm
XXL	47-51 cm

NR 5901X

ORTEZA KOLANA Z ZAWIASAMI HG 80 - MUELLER

Opis produktu

- ✦ wewnętrzny rękaw to dopasowany kształt klepsydry i ekskluzywny materiał pochłaniający wilgoć
- ✦ wbudowana bariera antymikrobową zapewnia ochronę przed bakteriami wywołującymi przykry zapach
- ✦ opatentowane zawiasy trójosiowe dają maksymalne oparcie i ochronę przy normalnym ruchu kolana
- ✦ niezwykle miły w dotyku i lekki, zapewnia olbrzymią wygodę

Zastosowanie

- ✦ większość uszkodzeń i kontuzji związanych z ACL, PCL, MCL, LCL
- ✦ niestabilność rzepki
- ✦ do użytkowania podczas codziennej aktywności, jak i podczas uprawiania sportu
- ✦ umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego

Rozmiar	Rozmiar	Obwód
X=1	S	30-35 cm
X=2	M	35-40 cm
X=3	L	40-45 cm
X=4	XL	45-50 cm
X=5	XXL	50-55 cm
*obwód środka kolana		



NR 3333

OWIJANY USZTYWNIACZ KOLANA Z ZAWIASAMI - MUELLER

Opis produktu

- ✦ otwarta, owijana konstrukcja dla łatwiejszego wkładania/zdejmowania
- ✦ otwarty tył zapobiega związaniu się materiału pod kolaniem, co chroni skórę przed podrażnieniem
- ✦ wspomaganie rzepki stabilizuje i podtrzymuje ją we właściwej pozycji
- ✦ regulowane pasy zapewniają indywidualne dopasowanie i kontrolowany ucisk
- ✦ opatentowane zawiasy trójosiowe dają maksymalne oparcie i ochronę przy naturalnym ruchu kolana

Zastosowanie

- ✦ większość uszkodzeń i kontuzji związanych z ACL, PCL
- ✦ uszkodzenia łąkotki, niestabilność rzepki
- ✦ do użytkowania podczas codziennej aktywności, jak i podczas uprawiania sportu
- ✦ umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego

Rozmiar	Obwód
REG	30-40 cm
L	40-50 cm
XL	50-60 cm
*obwód środka kolana	



NR 86455

REGULOWANY USZTYWNIACZ KOLANA Z ZAWIASAMI „GREEN” - MUELLER

Opis produktu

- ✦ otwarta, owijana konstrukcja dla łatwiejszego wkładania/zdejmowania
- ✦ do użytkowania podczas codziennej aktywności, jak i podczas uprawiania sportu
- ✦ miękka, neoprenowa mieszanka utrzymuje ciepło, co pomaga w ukojeniu bólu
- ✦ wewnętrzna powłoka wykonana z przetworzonych plastikowych butelek
- ✦ wbudowane zawiasy zapewniają maksymalne oparcie i ochronę

Zastosowanie

- ✦ większość uszkodzeń i kontuzji związanych z ACL, PCL, MCL, LCL
- ✦ do użytkowania podczas codziennej aktywności, jak i podczas uprawiania sportu
- ✦ umiarkowane zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego

Uniwersalny rozmiar (pasuje do obwodu kolana od 33 do 53 cm)



NR 2313

USZTYWNIACZ KOLANA ZE STABILIZATOREM RZEPKI - MUELLER

Opis produktu

- ✦ wspomaganie rzepki, stabilizuje i podtrzymuje ją we właściwej pozycji
- ✦ materiał neoprenowy zapewnia kojące ciepło
- ✦ giętkie, stalowe sprężyny po obu stronach oferują umiarkowane środkowe i boczne wsparcie nie ograniczając możliwości poruszania się

Zastosowanie

- ✦ urazy stawu kolanowego: łagodne, umiarkowane i ostre zwichnięcia oraz przemieszczenia rzepki
- ✦ poruszanie się rzepki po nieprawidłowym torze
- ✦ stany zapalne ścięgien rzepki
- ✦ niwelowanie bólu podczas chodzenia

Rozmiar	Obwód
S	30-35 cm
M	35-40 cm
L	40-45 cm
XL	45-50 cm
*obwód środka kolana	



OWIJANY STABILIZATOR KOLANA - MUELLER

NR 57637



Opis produktu

- ✦ otwór na rzepkę utrzymuje ją we właściwej pozycji
- ✦ fiszbyin wspomagają boczną stabilizację stawu kolanowego
- ✦ miękki materiał neoprenowy zapewnia kojące ciepło
- ✦ lekki i wygodny w codziennym użytkowaniu

Zastosowanie

- ✦ łagodne i umiarkowane urazy stawu kolanowego
- ✦ stany zapalne ścięgien rzepki
- ✦ lekkie niestabilności kolana
- ✦ odciążenie oraz stabilizacja rzepki

Uniwersalny rozmiar (pasuje do obwodu kolana od 30 do 51 cm)
Ulepszona wersja modelu NR 4539

SAMOREGULUJĄCY STABILIZATOR KOLANA - MUELLER

NR 56427



Opis produktu

- ✦ otwór na rzepkę utrzymuje ją we właściwej pozycji
- ✦ skrzyżowane paski elastyczne nad i pod kolanem zapewniają samoregulujące wsparcie i ucisk
- ✦ fiszbyin wspomagają boczną stabilizację stawu kolanowego
- ✦ miękki materiał neoprenowy zapewnia kojące ciepło

Zastosowanie

- ✦ łagodne i umiarkowane urazy stawu kolanowego oraz przemieszczenia rzepki
- ✦ lekkie niestabilności kolana
- ✦ przeciążenia stawu kolanowego
- ✦ zmiany zwyrodnieniowe kolana
- ✦ stany zapalne ścięgien rzepki
- ✦ odciążenie oraz stabilizacja rzepki

Uniwersalny rozmiar (pasuje do obwodu kolana od 35 do 51 cm)

OPASKA KOLANA MAX - MUELLER

NR 59857



Opis produktu

- ✦ bardzo lekki stabilizator nadający się do noszenia przez cały dzień
- ✦ cylindryczne wkłady nad i pod kolanem utrzymują rzepkę w optymalnej pozycji
- ✦ w pełni regulowany

Zastosowanie

- ✦ podwichnięcia lub hipermobilność bliższego stawu strzałkowo-piszczałowego
- ✦ odciążenie stawu rzepkowo-udowego
- ✦ stany zapalne ścięgien rzepki
- ✦ niestabilność rzepki

Uniwersalny rozmiar (pasuje do obwodu kolana od 30 do 46 cm)

MAŁY USZTYWNIACZ KOLANA - MUELLER

NR 58677



Opis produktu

- ✦ miękka mieszanka neoprenowa zapewnia równomierny nacisk i kojące ciepło
- ✦ owijane pasy wokół rzepki pozwalają dopasować opaskę do każdej wielkości kolana
- ✦ otwór na rzepkę utrzymuje ją we właściwej pozycji

Zastosowanie

- ✦ naderwania mięśni
- ✦ stany zapalne różnego pochodzenia
- ✦ przeciążenia stawu kolanowego
- ✦ niewielkie skręcenia stawu kolanowego
- ✦ zmiany zwyrodnieniowe kolana

Uniwersalny rozmiar (pasuje do obwodu kolana od 25 do 55 cm)

OWIJANY USZTYWNIACZ KOLANA - MUELLER

NR 53457



Opis produktu

- ✦ owijana konstrukcja zapewnia regulowany nacisk i łatwe zakładanie oraz zdejmowanie
- ✦ miękki materiał neoprenowy zapewnia kojące ciepło
- ✦ otwór na rzepkę utrzymuje ją w jednej pozycji

Zastosowanie

- ✦ stany zapalne różnego pochodzenia
- ✦ niewielkie skręcenia stawu kolanowego
- ✦ ochrona podczas aktywności sportowej

Uniwersalny rozmiar (pasuje do obwodu kolana od 30 do 51 cm)
Ulepszona wersja modelu NR 4532

NR WO11L1X

OPASKA KOMPRESYJNA NA KOLANO - CEP

Opis produktu

- wyprodukowany przez firmę Medi - specjalistę w dziedzinie kompresji medycznej
- idealne dopasowanie podczas ćwiczeń i uprawiania sportu dzięki konstrukcji profilowej
- lekki i cienki elastyczny materiał

Zastosowanie

- stabilizacja stawu kolanowego oraz uwolnienie od dolegliwości bólowych
- głęboki masaż tkanek w celu poprawy mikrokrążenia i zmniejszenia obrzęków
- przeciążenia stawu kolanowego

Rozmiar	Rozmiar	15 cm nad środkiem rzepki	5 cm pod środkiem rzepki
X = 1	XS	37 - 40 cm	25 - 28 cm
X = 2	S	40 - 43 cm	28 - 31 cm
X = 3	M	43 - 46 cm	31 - 34 cm
X = 4	L	46 - 49 cm	34 - 37 cm
X = 5	XL	49 - 52 cm	37 - 40 cm
X = 6	XXL	52 - 55 cm	40 - 43 cm



NR 57227

REGULOWANY USZTYWNIACZ KOLANA - MUELLER

Opis produktu

- regulowany system pasków pozwala na dowolne dopasowanie nad i pod kolanem
- podwójna warstwa materiału wokół kolana zapewnia dodatkową ochronę
- miękki materiał neoprenowy zapewnia kojące ciepło

Zastosowanie

- naderwania mięśni
- stany zapalne różnego pochodzenia
- przeciążenia stawu kolanowego
- niewielkie skręcenia stawu kolanowego
- zmiany zwyrodnieniowe kolana

Uniwersalny rozmiar (pasuje do obwodu kolana od 30 do 50 cm)
Ulepszona wersja modelu NR 4531



NR 5913X

OCHRANIACZ KOLANA Z OTWARTYM OBSZAREM RZEPKI - MUELLER

Opis produktu

- ekstra długie rękawy o konstrukcji profilowanej dla zapewnienia komfortu i odpowiedniego dopasowania do kształtu kolana
- miękka mieszanka neoprenowa zapewnia równomierny nacisk i kojące ciepło
- otwór na rzepkę utrzymuje ją we właściwej pozycji

Zastosowanie

- zespoły bólowe stawu kolanowego
- przeciążenia stawu kolanowego
- ochrona podczas aktywności sportowej
- stany zapalne różnego pochodzenia

Rozmiar	Rozmiar	Obwód
X=1	S	30-35 cm
X=2	M	35-40 cm
X=3	L	40-45 cm
X=4	XL	45-50 cm

*obwód środka kolana

Ulepszona wersja modelu NR 4531



NR 5525X

ELASTYCZNY WSPOMAGACZ KOLANA - MUELLER

Opis produktu

- konstrukcja profilowa dla zapewnienia komfortu i odpowiedniego dopasowania do kształtu kolana
- elastyczny materiał zapewnia równomierny nacisk

Zastosowanie

- zespoły bólowe stawu kolanowego
- przeciążenia stawu kolanowego
- ochrona podczas aktywności sportowej
- ochrona skóry przed otarciami

Rozmiar	Rozmiar	Obwód
X=1	S	30-35 cm
X=2	M	35-40 cm
X=3	L	40-45 cm
X=4	XL	45-50 cm

*obwód środka kolana



NR 991-995

OPASKA NA KOLANO DLA SKOCZKÓW - MUELLER

Opis produktu

- zapewnia doskonałe podparcie szczytu rzepki podczas prostowania kończyny
- zawiera cylindryczny wkład, który wywiera delikatne ciśnienie na ścięgno pod rzepką i naprowadza ją na właściwe miejsce
- w pełni regulowany

Zastosowanie

- zapalenie ścięgna rzepkowego spowodowanego częstym bieganiem i skakaniem
- podrażnienie rzepki oraz choroba Osgooda-Schlattera
- podwichnięcie lub hipermobilność bliższego stawu strzałkowo-piszczelowego
- odciążenie stawu rzepkowo-udowego

Uniwersalny rozmiar (pasuje do obwodu kolana od 25 do 56 cm)



Ortezy i stabilizatory stawu skokowego



Nazwa NFZ

orteza sztywna lub półsztywna
z tworzywa sztucznego na gołe i stopę

Kod środka NFZ

J.037

Dopłata

10% - dorośli
0% - dzieci do 18 roku życia

NR BL51400X - WYSOKI

BUT PNEUMATYCZNY GENESIS WALKER - BREG

NR BL52500X - NISKI

Opis produktu

- ✦ najlżejszy, pneumatyczny walker na rynku!
- ✦ system bocznych, pompowanych komór zapewnia doskonałą stabilizację oraz działa przeciwozbrękowo
- ✦ podobnie jak w markowych butach do biegania w ortezie została wykorzystana komora Dynamic Air w miejscu pięty, co skutkuje dodatkową amortyzacją podczas ruchu
- ✦ unikatowy profil podeszwy buta zapewnia prawidłową propulsję

Zastosowanie

- ✦ urazy skrętne stawu skokowego I,II stopień, po leczeniu zachowawczym oraz operacyjnym
- ✦ doleczenie po stabilnych złamaniach nasady dalszej kości piszczelowej i strzałkowej
- ✦ doleczenie po operacjach na tkankach miękkich stopy i stawu skokowego
- ✦ złamania w obrębie śródstopia, pęknięcia kości stępu, kości piętowej, kości śródstopia
- ✦ rekonstrukcja ścięgna Achillesa (przy jednoczesnym zastosowaniu klinów na Achillesa)

Rozmiar	Rozmiar	Rozmiar obuwia
X = 1	XS	29 - 32
X = 3	S	33 - 35
X = 5	M	36 - 39
X = 7	L	40 - 43
X = 9	XL	44 - 48

* wg rozmiaru obuwia



NR AL05800X

BUT ORTOPEDYCZNY BUNION - BREG

Opis produktu

- ✦ profil podeszwy zapewnia płynny chód
- ✦ pneumatyczna pelota na śródstopiu
- ✦ autoformowalna wyściółka

Zastosowanie

- ✦ operacyjna korekcja palucha koślawego
- ✦ bóle i urazy w rejonie palców, śródstopia i stępu
- ✦ utrzymanie palca dużego w skorygowanej pozycji
- ✦ stabilizacja przodostopia

Rozmiar	Rozmiar	Rozmiar obuwia
X = 3	S	33 - 37
X = 5	M	38 - 41
X = 7	L	42 - 46

* wg rozmiaru obuwia



NR AL03601XBB

BUT ORTOPEDYCZNY ACHILLES HITOP BOOT - BREG

Opis produktu

- ✦ wysoka konstrukcja ze specjalnie zaprojektowanymi klinami zabezpiecza przed rozciąganiem ścięgna Achillesa
- ✦ system wypinanych klinów (każdy po 10 stopni) w trakcie postępującej rehabilitacji
- ✦ stabilizacja stawu skokowego za pomocą specjalnych poduszek dla szybszego procesu rehabilitacji

Zastosowanie

- ✦ pooperacyjne doleczenie ścięgna Achillesa
- ✦ uszkodzenie ścięgna Achillesa

Rozmiar	Rozmiar	Rozmiar obuwia
X = 3	S	33 - 37
X = 5	M	38 - 41
X = 7	L	42 - 46

* wg rozmiaru obuwia



NR AS02020X - PRAWY

ORTEZA KOSTKI AXIOM - BREG

NR AS02010X - LEWY

Opis produktu

- ✦ stabilizacja boczna i przyśrodkowa stawu skokowego, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości zgięcia podeszwowego i grzbietowego
- ✦ rama o niskim profilu
- ✦ podwójne pasy i tylny mankiet zapewniają wysoki stopień podparcia stawu skokowego w przypadku trudnych zwichnięć
- ✦ zdejmowana wkładka do prania
- ✦ nowoczesny system zapięć ułatwia i przyspiesza zakładanie

Zastosowanie

- ✦ ochrona przed skręceniami (bocznymi i rotacyjnymi)
- ✦ niestabilność boczna stawu skokowego
- ✦ profilaktycznie podczas uprawiania sportu

Rozmiar	Rozmiar	Rozmiar obuwia
X = 3	S	do 40 cm
X = 5	M	40,5 - 44,5 cm
X = 7	L	45+

* wg rozmiaru obuwia



Nazwa NFZ	Kod środka NFZ	Dopłata
orteza stabilizująca staw skokowy	J.036	10% - dorośli 0% - dzieci do 18 roku życia

REGULOWANY STABILIZATOR KOSTKI OSFM - MUELLER

NR 44547



Opis produktu

- ✦ uniwersalny rozmiar umożliwia indywidualne dopasowanie dzięki zapięciom na rzepy
- ✦ lekki i cienki, pasuje do każdego rodzaju obuwia
- ✦ zapięcie pasków w kształt ósemki daje poczucie pewnej ochrony
- ✦ podwyższony stan daje dodatkową stabilizację stawu skokowego
- ✦ wewnątrz posiada barierę mikrobową Aegis, która chroni przed rozwojem bakterii wywołujących nieprzyjemny zapach

Zastosowanie

- ✦ ochrona przed skręceniami bocznymi
- ✦ umiarkowane skręcenia stawu skokowego
- ✦ profilaktycznie podczas uprawiania sportu

Uniwersalny rozmiar (wg rozmiaru obuwia od 35 do 47)

ORTEZA KOSTKI ACTIV ANKLE - MEDIROYAL

NR EU8073



Opis produktu

- ✦ anatomicznie wyprofilowane łuski oraz lekka konstrukcja zapewniają wygodę użytkowania
- ✦ stabilizator jest wyposażony w zawiasy, które pozwalają na swobodne zginanie grzbietowe i podeszwowe
- ✦ neoprenowa gąbka amortyzuje skutki uderzeń i otarć
- ✦ obustronny - można nosić zarówno na lewej jak i prawej stopie
- ✦ dostosowany do noszenia w obuwiu sportowym

Zastosowanie

- ✦ ochrona przed skręceniami (bocznymi i rotacyjnymi) zarówno w jej dolnej, jak i w górnej części
- ✦ zwichnięcia stawu skokowego
- ✦ nawykowa niestabilność stawu skokowego
- ✦ profilaktycznie podczas uprawiania sportu

Według rozmiaru obuwia	
S	37-42
M	42-46
L	46+

ORTEZA STAWU SKOKOWEGO THE ONE - MUELLER

NR 4664X



Opis produktu

- ✦ cienka i stabilna konstrukcja zapewnia dopasowanie ortezy do każdego obuwia
- ✦ długie, antypoślizgowe paski po obu stronach stabilizatora owijają staw skokowy imitując efekt tapingu dzięki czemu uzyskujemy maksymalne wsparcie dla słabych stawów skokowych
- ✦ sznurowadła od strony grzbietowej umożliwiają lepsze dopasowanie do kształtu kończyny

Zastosowanie

- ✦ ochrona przed skręceniami (bocznymi i rotacyjnymi)
- ✦ zwichnięcia stawu skokowego
- ✦ nawykowa niestabilność stawu skokowego
- ✦ profilaktycznie podczas uprawiania sportu
- ✦ osłabienie więzadeł

	X=0	X=1	X=2	X=3	X=4
Rozmiar	XS	SM	MD	LG	XL
EUROPEJSKI MĘSKI	38-40	40-42	42-45	45-47	47-49
EUROPEJSKI DAMSKI	36-39	39-41	41-43	44-46	46-48

* wg rozmiaru obuwia

ORTEZA KOSTKI ATF 2 - MUELLER

NR 4333X



Opis produktu

- ✦ wewnętrzne paski chronią przed skręceniami inwersyjnymi
- ✦ cztery sprężyste wkładki (po dwie z każdej strony) działają jak ścięgna i pomagają wzmocnić staw skokowy
- ✦ wykonany jest z wysoko wytrzymałego poliestru na zewnątrz, a wewnątrz znajduje się powłoka bardzo miękkiej dzianiny
- ✦ warstwa oddychającego materiału na stopie, języku i wokół kostki umożliwia lepszą cyrkulację powietrza oraz jego lepsze dopasowanie do stopy

Zastosowanie

- ✦ ochrona przed skręceniami (bocznymi i rotacyjnymi)
- ✦ zwichnięcia stawu skokowego
- ✦ nawykowa niestabilność stawu skokowego
- ✦ osłabienie więzadeł

	X=0	X=1	X=2	X=3	X=4
Rozmiar	XS	SM	MD	LG	XL
EUROPEJSKI MĘSKI	38-40	40-42	42-45	45-47	47-49
EUROPEJSKI DAMSKI	36-39	39-41	41-43	44-46	46-48

* wg rozmiaru obuwia

Nazwa NFZ	Kod środka NFZ	Dopłata
orteza stabilizująca staw skokowy	J.036	10% - dorośli 0% - dzieci do 18 roku życia

NR 4552 – CZARNY

STABILIZATOR NA KOSTKĘ LITE - MUELLER

NR 4554 – BIAŁY

Opis produktu

- lekki i wygodny stabilizator, który nie ogranicza ruchów grzbietowych i podeszwowych
- posiada dwie anatomicznie wyprofilowane łuski zabezpieczone od wewnątrz pianką, która amortyzuje skutki uderzeń i otarć
- wyposażony w sztywną obejmę stawu skokowego doskonale chroniącą staw
- idealny do stosowania w obuwiu sportowym

Zastosowanie

- ochrona przed skręceniami (bocznymi i rotacyjnymi) zarówno w jej dolnej, jak i w górnej części
- zwichnięcia stawu skokowego
- nawykowa niestabilność stawu skokowego
- profilaktycznie podczas uprawiania sportu

Uniwersalny rozmiar (wg rozmiaru obuwia od 40 do 51)



NR 4300X

STABILIZATOR NA KOSTKĘ XLP - MUELLER

Opis produktu

- cztery sprężyste wkładki (po dwie z każdej strony) działają jak ścięgna i pomagają wzmocnić staw skokowy
- wykonany jest z wysoce wytrzymałego poliestru na zewnątrz, a wewnątrz znajduje się powłoka bardzo miękkiej dzianiny
- wysokie wycięcie z przodu i wąska dolna część pozwalają na swobodne poruszanie nogą

Zastosowanie

- ochrona przed skręceniami (bocznymi i rotacyjnymi)
- zwichnięcia stawu skokowego
- osłabienie więzadeł
- profilaktycznie podczas uprawiania sportu

	X=0	X=1	X=2	X=3	X=4
Rozmiar	XS	SM	MD	LG	XL
EUROPEJSKI MĘSKI	38-40	40-42	42-45	45-47	47-49
EUROPEJSKI DAMSKI	36-39	39-41	41-43	44-46	46-48

* wg rozmiaru obuwia



NR 9017X

ORTEZA KOSTKI Z PASKAMI - BREG

Opis produktu

- cienka i stabilna konstrukcja zapewnia dopasowanie ortezy do każdego obuwia
- długie paski po obu stronach stabilizatora owijają staw skokowy imitując efekt tapingu
- sznurowadła od strony grzbietowej umożliwiają lepsze dopasowanie do kształtu kończyny
- dodatkowe zabezpieczenie boczne sprawia, że orteza może być stosowana w przypadku poważniejszych kontuzji

Zastosowanie

- ochrona przed skręceniami (bocznymi i rotacyjnymi)
- ostre skręcenia stawu skokowego
- nawykowa niestabilność stawu skokowego
- profilaktycznie podczas uprawiania sportu

	X=1	X=2	X=3	X=4	X=5
Rozmiar	XS	SM	MD	LG	XL
EUROPEJSKI MĘSKI	39-40	40-42	43-44	45-47	47-49
EUROPEJSKI DAMSKI	36-37	37-39	40-41,5	42-44	44 +

* wg rozmiaru obuwia



NR SA70200X

ORTEZA KOSTKI WRAPTOR - BREG

Opis produktu

- trwały nylon i wzmocniona konstrukcja wytrzymują ekstremalne obciążenia i zużycie
- szybkie sznurowadła - sznurowadła szybko dopasowują się i zabezpieczają ortezę na właściwym miejscu
- szerokie nylonowe taśmy, zapinane ósemkowo gwarantują dodatkową kontrolę

Zastosowanie

- ostre skręcenia stawu skokowego
- profilaktycznie podczas uprawiania sportu
- osłabienie więzadeł
- nawykowa niestabilność stawu skokowego

Rozmiar	Rozmiar	Rozmiar obuwia
X=1	XS	38-40
X=2	S	40-42
X=3	M	42-44
X=4	L	44-46
X=5	XL	47+

* wg rozmiaru obuwia

Grubsza stopa - dobieramy rozmiar wyższy
Chuda stopa - dobieramy rozmiar niższy



OPASKA KOMPRESYJNA NA KOSTKĘ - CEP

NR WO12L1X



Opis produktu

- ✚ wyprodukowany przez firmę Medi - specjalistę w dziedzinie kompresji medycznej
- ✚ idealne dopasowanie podczas ćwiczeń i uprawiania sportu
- ✚ lekki i cienki pasuje do każdego rodzaju obuwia
- ✚ elastyczny materiał

Zastosowanie

- ✚ stabilizacja stawu skokowego oraz uwolnienie od dolegliwości bólowych
- ✚ głęboki masaż tkanek w celu poprawy mikrokrążenia i zmniejszenia obrzęków

	X=1	X=2	X=3	X=4	X=5
Rozmiar	XS	SM	MD	LG	XL
OBWÓD	17-20	20-22	22-24	24-26	26-28

* mierzyć obwód tuż nad kostką w najwęższym miejscu

REGULOWANY NEOPRENOWY STABILIZATOR KOSTKI - MUELLER

NR 4547



Opis produktu

- ✚ wykonany z neoprenu lekki i cienki stabilizator pasuje do każdego rodzaju obuwia
- ✚ zapinanie za pomocą krzyżujących się pasów zapewnia stabilne i równomierne usztywnienie
- ✚ konstrukcja bez szwów zapobiega powstawaniu podrażnień i otarć, a otwarta pięta pozwala na szczelne i wygodne dopasowanie do nogi

Zastosowanie

- ✚ ochrona przed skręceniami
- ✚ lekkie zwichnięcia stawu skokowego
- ✚ słabe i bolące stawy skokowe
- ✚ profilaktycznie podczas uprawiania sportu

Uniwersalny rozmiar (wg rozmiaru obuwia od 36 do 47)

STABILIZATOR KOSTKI Z NEOPRENU - MUELLER

NR 964



Opis produktu

- ✚ wykonany z neoprenu
- ✚ lekki i cienki stabilizator, pasuje do każdego rodzaju obuwia

Zastosowanie

- ✚ urazy i osłabienie więzadeł
- ✚ choroby zwyrodnieniowe stawu skokowego
- ✚ profilaktycznie podczas uprawiania sportu (profilaktyka przeciążeń)

	SM	MD	LG	XL
EUROPEJSKI MĘSKI	40-42	42-45	45-47	47-49
EUROPEJSKI DAMSKI	39-41	41-43	44-46	46-48

* wg rozmiaru obuwia

Ortezy i stabilizatory kończyn górnych



Nazwa NFZ	Kod środka NFZ	Dopłata
orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki lub bez	L.049	10% - dorośli 0% - dzieci do 18 roku życia

ZEGAROWY ZAWIASOWY STABILIZATOR ŁOKCIA T-SCOPE - BREG

NR 70125 - UJĘCIE NADGARSTKA
NR 07254 – LEWY
NR 07255 – PRAWY



Opis produktu

- ✚ teleskopowe przedramię oraz szyny na ramieniu dają możliwość łatwego dopasowania do każdej długości ręki
- ✚ zegar pozwala na ustawienie kąta wyprostu od -10° do 70° oraz kąta zgięcia od 0° do 110° (ze skokiem co 10°)
- ✚ możliwość zablokowania ortezy pod dowolnym kątem
- ✚ opcjonalnie możliwość zastosowania ujęcia nadgarstka w celu stabilizacji dłoni
- ✚ bardzo lekka orteza ok. 370 gram
- ✚ cienkie taśmy z łatwością dopasowują się do ramienia

Zastosowanie

- ✚ stabilne złamania łokcia, dalsza kość ramieniowa, bliższa kość promieniowa lub łokciowa
- ✚ po operacjach lub po urazach ścięgien i więzadeł
- ✚ chroniczne urazy łokcia, przeprost łokcia
- ✚ leczenie „łokcia tenisisty”
- ✚ zabiegi lecznicze na urazy ścięgien tricepsa
- ✚ rekonstrukcja więzadeł pobocznych



Nazwa NFZ	Kod środka NFZ	Odpłatność
Produkty nie podlegające refundacji NFZ		

NEOPRENOWY USZTYWNIACZ ŁOKCIA - MUELLER

NR 78547



Opis produktu

- ✚ regulowany stabilizator łatwo jest dopasować do każdej wielkości łokcia
- ✚ regulowane paski nie ześlizgują się oraz nie ocierają podczas noszenia
- ✚ podwójna warstwa wokół łokcia zapewnia dodatkową ochronę przed uderzeniami
- ✚ neopren utrzymuje kojące ciepło

Zastosowanie

- ✚ urazy „łokcia tenisisty” i „łokcia golfisty”
- ✚ zapalenie nadkłykcia
- ✚ w przypadku słabych i nadwyrężonych łokci

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu łokcia od 20 do 40 cm)

NR 70207**USZTYWNIACZ ŁOKCIA TENISISTY Z PODKŁADKĄ ŻELOWĄ - MUELLER****Opis produktu**

- ✚ wkładka żelowa zapewnia punktową kompresję skoncentrowaną na miejscu urazu
- ✚ zapinany na rzep stabilizator można indywidualnie dopasować

Zastosowanie

- ✚ „łokieć tenisisty”
- ✚ „łokieć golfisty”

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu łokcia od 20 do 38 cm)**NR 4521****REGULOWANY USZTYWNIACZ ŁOKCIA - MUELLER****Opis produktu**

- ✚ owijana konstrukcja zapewnia indywidualne dopasowanie do kształtu łokcia poprzez regulowany nacisk
- ✚ kojące ciepło utrzymywane przez neopren zapewnia giętkość stawu

Zastosowanie

- ✚ urazy „łokcia tenisisty” i „łokcia golfisty”
- ✚ zapalenie nadkłykcia
- ✚ w przypadku słabych i nadwyrężonych łokci

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu łokcia od 18 do 38 cm)**NR 75217****REGULOWANY USZTYWNIACZ ŁOKCIA - MUELLER****Opis produktu**

- ✚ zwiększona powierzchnia stabilizująca zapewnia maksymalną ochronę
- ✚ zapinane paski pozwalają na indywidualne dopasowanie
- ✚ materiał AEGIS na łokciu zapewnia lepszą cyrkulację powietrza

Zastosowanie

- ✚ urazy „łokcia tenisisty” i „łokcia golfisty”
- ✚ zapalenie nadkłykcia
- ✚ w przypadku słabych i nadwyrężonych łokci

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu łokcia od 17 do 38 cm)

Nazwa NFZ	Kod środka NFZ	Dopłata
orteza na rękę i przedramię	L.048	10% - dorośli 0% - dzieci do 18 roku życia

DOPASOWANY USZYWNIACZ NADGARSTKA „GREEN” - MUELLER

NR 86271 – S/M PRAWY
NR 86272 – S/M LEWY
NR 86273 – L/XL PRAWY
NR 86274 – L/XL LEWY



Opis produktu

- ✚ posiada elastyczne usztywnienie na górze oraz sztywny, anatomicznie wyprofilowany dół dla lepszej stabilizacji i komfortu
- ✚ oddychająca i lekka tkanina zapewnia wygodę podczas całodziennego użytkowania
- ✚ produkt wyprodukowany z przetworzonych plastikowych butelek

Zastosowanie

- ✚ niestabilność więzadeł
- ✚ rehabilitacja pourazowa oraz pooperacyjna
- ✚ zespół cieśni nadgarstka
- ✚ bóle reumatyczne, choroby zwyrodnieniowe

86271 SM/MD Prawy (pasuje do obwodu nadgarstka od 12 do 20 cm);
86272 SM/MD Lewy (pasuje do obwodu nadgarstka od 12 do 20 cm);
86273 LG/XL Prawy (pasuje do obwodu nadgarstka od 20 do 27 cm);
86274 LG/XL Lewy (pasuje do obwodu nadgarstka od 20 do 27 cm);

USZTYWNIACZ NADGARSTKA APOLLO - BREG

NR 10056 – LEWY
NR 10057 – PRAWY
NR 10058 – LEWY Z KCIUK
NR 10059 – PRAWY Z KCIUK



Opis produktu

- ✚ lekka wytrzymała konstrukcja
- ✚ doskonałe usztywnienie nadgarstka i kciuka przy zachowaniu mobilności dłoni i ręki
- ✚ miękka i wygodna konstrukcja
- ✚ unieruchamiające szyny od strony grzbietowej i dłoniowej mogą być profilowane według indywidualnych potrzeb pacjentów

Zastosowanie

- ✚ przed- i pooperacyjne unieruchomienie
- ✚ skręcenia, urazy stawów i więzadeł nadgarstka i kciuka (w ortezie z ujęciem kciuka)
- ✚ zespół cieśni nadgarstka, zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe
- ✚ pęknięcia kości promieniowej oraz łokciowej
- ✚ zespół De Quervaina

WYGODNY STABILIZATOR NADGARSTKA - MUELLER

NR 311




Opis produktu

- ✚ miękka poduszka dołączana do górnej części stabilizatora chroni przed urazami i uprzyjemnia sen
- ✚ miękka i wygodna konstrukcja w kolorze beżowym
- ✚ unieruchamiające szyny od strony grzbietowej i dłoniowej mogą być profilowane według indywidualnych potrzeb pacjentów
- ✚ unikalne regulowane zapięcie umożliwia szybkie wkładanie i zdejmowanie

Wskazania:

- ✚ przed- i pooperacyjne unieruchomienie ręki i nadgarstka
- ✚ skręcenia, urazy stawów i więzadeł nadgarstka
- ✚ zespół cieśni nadgarstka, zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe
- ✚ pęknięcia kości promieniowej oraz łokciowej
- ✚ zespół De Quervaina



Uniwersalny rozmiar (wg obwodu nadgarstka od 13 do 23 cm)

Nazwa NFZ	Kod środka NFZ	Dopłata
orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu Stacka i Capenera)	L.047	10% - dorośli 0% - dzieci do 18 roku życia

NR 300 STABILIZATOR NADGARSTKA Z SZYNĄ - MUELLER

Opis produktu

- ✚ unieruchamiająca szyna od strony dłoniowej może być profilowana według indywidualnych potrzeb pacjentów
- ✚ doskonałe usztywnienie nadgarstka przy zachowaniu mobilności dłoni i ręki
- ✚ lekka i wytrzymała konstrukcja

Zastosowanie

- ✚ zespół cieśni nadgarstka
- ✚ przed- i pooperacyjne unieruchomienie nadgarstka
- ✚ skręcenia, urazy stawów i więzadeł nadgarstka

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu nadgarstka od 15 do 22 cm)



NR 4518 STABILIZATOR KCIUKA BEŻOWY - MUELLER

Opis produktu

- ✚ wbudowane formowalne metalowe wzmocnienie dla zapewnienia maximum ochrony
- ✚ wspiera i ogranicza możliwość ruchu stawu, nie blokując przy tym możliwości ruchu samego palca
- ✚ szeroki pasek na wysokości nadgarstka zapewnia jego sztywne zapięcie

Zastosowanie

- ✚ pourazowa stabilizacja/unieruchomienie kciuka
- ✚ bóle reumatyczne, choroby zwyrodnieniowe nadgarstka
- ✚ kontuzja tkanek miękkich i ścięgien
- ✚ zapalenia kości i stawów

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu nadgarstka od 13 do 26 cm)



NR 62712 STABILIZATOR KCIUKA - MUELLER

Opis produktu

- ✚ zawiera dwa wzmocnienia dla zapewnienia maximum ochrony oraz trzy paski dla idealnego dopasowania stabilizatora w okolicach nadgarstka
- ✚ wspiera i ogranicza możliwość ruchu stawu, nie blokując przy tym możliwości ruchu samego palca
- ✚ materiał airmash umożliwia skórze oddychanie

Zastosowanie

- ✚ pourazowa stabilizacja/unieruchomienie kciuka
- ✚ bóle reumatyczne, choroby zwyrodnieniowe nadgarstka
- ✚ kontuzja tkanek miękkich i ścięgien
- ✚ zapalenia kości i stawów

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu nadgarstka od 13 do 27 cm)



Nazwa NFZ	Kod środka NFZ	Dopłata
Produkt nie podlegający refundacji NFZ		

NR 4505 NEOPRENOVA OPASKA STABILIZUJĄCA NADGARSTEK - MUELLER

Opis produktu

- ✚ neoprenowy materiał zatrzymuje kojące ciepło
- ✚ pasek na kciuk ułatwia mocowanie i dopasowanie
- ✚ perforacja materiału zwiększa oddychanie i czyni całodienne noszenie wygodniejszym

Zastosowanie

- ✚ osłabione i nadwyrężone nadgarstki
- ✚ bóle nadgarstka
- ✚ bóle reumatyczne

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu nadgarstka od 10 do 30 cm)



Ortezy tułowia



Nazwa NFZ

Kod środka NFZ

Dopłata

orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub stabilizująca staw biodrowy z regulowanym zakresem zgięcia lub odwiedzenia

J.040

10% - dorośli
0% - dzieci do 18 roku życia

NR AT090105 – LEWA DŁUGA
NR AT090115 – LEWA KRÓTKA
NR AT090205 – PRAWA DŁUGA
NR AT090215 – PRAWA KRÓTKA

ORTEZA STAWU BIODROWEGO PHILIPPON - BREG

Opis produktu

- ✦ zegar pozwala na ustawienie kąta zgięcia od -30° do 105° (ze skokiem co 15°)
- ✦ możliwość szybkiego zablokowania ortezy pod dowolnym kątem od -30° do 60°
- ✦ część udową i miedniczną dopasowuje się niezależnie
- ✦ dopasowanie modułu na biodrach i udzie odbywa się za pomocą łatwych w regulacji pasów
- ✦ wersja krótka dla pacjentów poniżej 163 cm wzrostu
- ✦ wersja długa dla pacjentów powyżej 163 cm wzrostu

Zastosowanie

- ✦ stabilizacja stawu biodrowego
- ✦ ograniczenie i kontrola ruchów zgięcia i prostowania kończyny w stawie biodrowym
- ✦ podtrzymuje i odciąża staw biodrowy
- ✦ ułatwia anatomiczne ułożenie stawu oraz prawidłowe wykonywanie ruchów
- ✦ po artroskopii stawu biodrowego
- ✦ osteoporoza biodra



NR 08911 – PRAWY

NR 08910 – LEWY

ORTEZA STAWU BIODROWEGO T-SCOPE - BREG

Opis produktu

- ✦ teleskopowe szyny dają możliwość łatwego dopasowania ortezy dla każdego, nawet wysokiego pacjenta
- ✦ zegar pozwala na ustawienie kąta wyprostu od -10° do 30° oraz kąta zgięcia od -10° do 120° (ze skokiem co 10°)
- ✦ możliwość szybkiego zablokowania ortezy pod dowolnym kątem do -10° do 30°
- ✦ część udową i miedniczną dopasowuje się niezależnie
- ✦ dopasowanie modułu na biodrach odbywa się za pomocą łatwego w regulacji pasa
- ✦ komfortowe i łatwe zakładanie dzięki zastosowaniu wielu elementów regulacji

Zastosowanie

- ✦ stabilizacja stawu biodrowego
- ✦ ograniczenie i kontrola ruchów zgięcia i prostowania kończyny w stawie biodrowym
- ✦ podtrzymuje i odciąża staw biodrowy
- ✦ ułatwia anatomiczne ułożenie stawu oraz prawidłowe wykonywanie ruchów
- ✦ po artroskopii stawu biodrowego
- ✦ osteoporoza biodra



Nazwa NFZ

Kod środka NFZ

Dopłata

orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia

L.053

10% - dorośli
0% - dzieci do 18 roku życia

NR AE050500

ORTEZA ODWODZĄCA STAW BARKOWY - BREG

Opis produktu

- ✦ płynna regulacja zakresu rotacji w stawie ramiennym (od 20° rotacji wewnętrznej do 15° rotacji zewnętrznej)
- ✦ uchwyt piankowy umożliwia ćwiczenie mięśni przedramienia oraz zapewnia ustawienie nadgarstka w żądanej pozycji
- ✦ taśma nośna aparatu wyposażona w miękką wyściółkę w okolicy szyi, zapobiega uciskowi tętnicy szyjnej oraz zapewnia wysoki komfort użytkowania aparatu
- ✦ duży zakres regulacji pasów z taśmami na rzep oraz plastyczność szyny odwodzącej stanowią o uniwersalności aparatu - jeden rozmiar

Zastosowanie

- ✦ schorzenia wymagające określonego położenia ramienia
- ✦ uszkodzenia Bankart
- ✦ uszkodzenia stożka rotatorów
- ✦ niestabilność ramion
- ✦ naprawa mięśni i ścięgien
- ✦ po artroskopii ramienia



Nazwa NFZ	Kod środka NFZ	Dopłata
orteza (sznurówka) lędźwiowo-krzyżowa ze stawkami lub fiszbiniami	M.060	10% - dorośli 0% - dzieci do 18 roku życia

REGULOWANA ORTEZA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA Z PODKŁADKĄ LĘDŹWIOWĄ - MUELLER NR 255



Opis produktu

- ❖ dwie warstwy pozwalają na indywidualne dopasowanie nacisku na brzuch i dolną część pleców
- ❖ wyjmowane usztywnienie lędźwiowe zabezpiecza i uciska dolną część pleców, zapewniając optymalne oparcie
- ❖ stabilność zawdzięcza elastycznym wzmocnieniom wzdłuż kręgosłupa
- ❖ oddychający materiał pozwala na długotrwałe noszenie

Zastosowanie

- ❖ zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
- ❖ utrzymuje zdrową i wyprostowaną postawę
- ❖ bóle kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych
- ❖ po urazach mięśni brzucha
- ❖ dla pracowników fizycznych przenoszących ciężkie rzeczy

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu w talii od 71 do 127 cm)

NISKA SZNURÓWKA - MEDIROYAL

NR MR4920



Opis produktu

- ❖ orteza zawiera cztery elastyczne usztywnienia i dwie stalki, które mogą być profilowane w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta
- ❖ elastyczna, przepuszczająca powietrze tkanina
- ❖ materiał oddychający, umożliwiający odprowadzenie ciepła i wilgoci
- ❖ wysokość 26 cm
- ❖ w zestawie znajdują się dwa zapasowe elastyczne usztywnienia, które można zamienić z metalowymi stawkami

Zastosowanie

- ❖ po przebytych urazach jak skręcenia, złamania kręgosłupa
- ❖ bóle kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych
- ❖ zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
- ❖ po urazach mięśni grzbietu i brzucha
- ❖ doleczenie po zabiegach neurologicznych i ortopedycznych

Mierzyć obwód w pasie	
SM	75-83
MD	83-91
LG	91-99
XL	99-107
XXL	107-115
XXXL	115-125

REGULOWANY STABILIZATOR PLECÓW I BRZUCHA - MUELLER

NR 86741



Opis produktu

- ❖ łatwe wkładanie i dopasowanie do obwodu talii dzięki unikalnemu naciągającemu paskowi
- ❖ gładkie i wygodne plastikowe wkładki zapewniają wsparcie dla słabych mięśni kręgosłupa
- ❖ wewnętrzna wyściółka wyprodukowana z przetworzonych plastikowych butelek

Zastosowanie

- ❖ bóle kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych
- ❖ zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
- ❖ po urazach mięśni brzucha
- ❖ utrzymanie zdrowej i wyprostowanej postawy

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu w talii od 81 do 129 cm)

REGULOWANA ORTEZA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA - MUELLER

NR 4581



Opis produktu

- ❖ regulowany, lekki i wygodny stabilizator
- ❖ 8 stalowych wsporników zapewnia oparcie dolnej części pleców
- ❖ składa się z 2 warstw, co pozwala na indywidualne dopasowanie nacisku na brzuch i dolną część pleców
- ❖ może być noszony pod lub na ubranie

Zastosowanie

- ❖ bóle kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych
- ❖ zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
- ❖ po urazach mięśni brzucha
- ❖ utrzymanie zdrowej i wyprostowanej postawy
- ❖ podczas uprawiania sportu w celu wsparcia kręgosłupa

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu w talii od 71 do 127 cm)

NR 140501

OCHRANIACZ NA NOS - MUELLER

Opis produktu

- ✚ wykonany z mocnego materiału
- ✚ regulowany rozmiar
- ✚ łatwy w zakładaniu

Zastosowanie

- ✚ w celu ochrony nosa po operacjach
- ✚ podczas uprawiania sportu jako ochrona przed kontuzjami



NR 501

ORTEZA PALCA - MEDIROYAL

Opis produktu

- ✚ wsuwany aparat wyprostny dla stawu PIP (międzypaliczkowy bliższy)
- ✚ miękkie poduszeczki z pianki zapewniają podparcie pod stawu PIP oraz MCP (śródręczno-paliczkowy)
- ✚ siły działające na palec są średniej mocy (227g dla 15° zgięcia)

Zastosowanie

- ✚ uszkodzenia tkanek miękkich okolic stawu
- ✚ zapobieganie usztywnieniom, odciążenie stawu MCP
- ✚ utrzymanie równowagi statyczno-dynamicznej palca

Pomiaru dokonuje się od dalszego przetłoczenia dłoni do stawu DIP (międzypaliczkowy dalszy)

Rozmiar	A	B	C
w mm	67	76	89



NR 971

PROFESJONALNE PODKŁADKI POD PIĘTY - MUELLER

Opis produktu

- ✚ lekkie i łatwe w użytkowaniu
- ✚ pasuje do każdego rodzaju obuwia
- ✚ 2 sztuki w opakowaniu

Rozmiar	Regular	Large
w kg	do 79 kg	od 79 kg
* wg wagi ciała		

Zastosowanie

- ✚ w celu amortyzacji wstrząsów podczas biegania lub skakania
- ✚ redukcja bólu pięt i kolan podczas biegania
- ✚ problemy z Achillesem
- ✚ pomocne w tzw. „ostrogach piętowych”



NR MR1500 – MOW - SUPINACJA

NR MR1700 – LOW - PRONACJA

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE - MEDIROYAL

Rozmiar	34-35	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Opis produktu

- ✚ wkładki MOW i LOW są wykonane z pianki EVA oraz Poron®.
- ✚ pianka Poron® znajduje się w części podeszwowej wkładki - pod piętą ma za zadanie amortyzować piętę podczas chodu, biegu
- ✚ pokryta jest poliamidem z powłoką antystatyczną, odporna na intensywne wycieranie
- ✚ bardzo komfortowa

Zastosowanie

- ✚ w koślawości MOW i szpotawości LOW
- ✚ zapalenie rozcięgna podeszwowego, osteoartroza, dysfunkcja stawu rzepkowo-udowego
- ✚ zerwanie ACL oraz jego rekonstrukcja (MOW) zapobiega rotacji wew.
- ✚ zapalenie okostnej kości piszczelowej



Terapia zimnem



NR 100291

KODIAK - BREG

Opis produktu

- ✦ terapia zimnem za pomocą urządzenia Kodiak jest najbardziej wygodną i wszechstronną ofertą w szerokiej gamie produktów BREG
- ✦ jego łatwa w obsłudze, kompaktowa konstrukcja sprawia, że doskonale nadaje się do przychodni, szpitali, klubów sportowych i użytku domowego
- ✦ w zależności od potrzeb, niewielka ilość wody i lodu może wystarczyć aby pacjenci mogli cieszyć się zimną terapią do ok. 6-8 godzin
- ✦ opcjonalnie dla zwiększenia mobilności możliwe jest zasilanie Kodiak za pomocą akumulatora
- ✦ zastosowanie pompki elektrycznej w urządzeniu sprawia, że pacjenci mogą wykonywać swoje ulubione zajęcia w momencie terapii
- ✦ cicha praca pompki pozwala pacjentom na odpoczynek i regenerację
- ✦ trwała, mocna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo

Zastosowanie

- ✦ po operacjach
- ✦ po artroskopii
- ✦ w chirurgii plastycznej
- ✦ w chirurgii ogólnej
- ✦ w momencie urazów dla zmniejszenia obrzęków
- ✦ przewlekły ból

PANELE INTELLI-FLO

- ✦ te rewolucyjne panele oferują regulację temperatury dostosowaną do każdego zabiegu na danym obszarze ciała przy jednocześnie stałej cyrkulacji wody, a co za tym idzie stałej dostawy zimna
- ✦ średnia temperatura robocza w panelach Intelli-Flo wynosi ok. 7 stopni Celsjusza
- ✦ ergonomiczna konstrukcja zapewnia wyjątkowy zasięg i komfort pacjenta
- ✦ panele Intelli-Flo są przeznaczone do stosowania tylko z urządzeniami Kodiak firmy Breg
- ✦ w ofercie firmy Medical Sport dostępny jest panel uniwersalny, jak również panele specjalistyczne zaprojektowane na określoną część ciała - patrz tabela obok



kod prod.	Opis
100291	Schładzacz KODIAK
PANELE INTELLI-FLO	
100292	BARK
100294	KOLANO
100296	UNIWERSALNY
100298	KOSTKA
100300	KRĘGOSŁUP
100302	BIODRO
100303	NADGARSTEK

NR 030202

SPRAY CHŁODZĄCY - MUELLER

- ✦ nieleczniczy spray do chłodzenia skóry i zmniejszenia obrzęków
- ✦ pojemność 270 ml
- ✦ 12 szt. opakowanie zbiorcze



NR 230676

OPASKA CHŁODZĄCA - MUELLER

- ✦ miękki, łatwy w dopasowaniu opatrunek chłodzący można zakładać na różne części ciała takie jak kolana czy plecy
- ✦ długie pasy zapewniają pewny ucisk worka z lodem co zmniejsza obrzęk rany



WOREK NA LÓD - MUELLER

NR 6621



- ✚ przystosowany do używania z kostkami lodu, kruszonym lodem bądź zimną wodą
- ✚ elastyczne wykonanie pozwala na idealne dopasowanie do ciała
- ✚ wielokrotnego użytku i bardzo ekonomiczny
- ✚ średnica worka 22,8 cm

ZIMNY/CIEPŁY OKŁAD WIELOKROTNEGO UŻYTKU - MUELLER

NR 030105



- ✚ miękki żel do schłodzenia w lodówce lub zamrażarce
- ✚ ekonomiczny - może być użyty ponownie
- ✚ idealny do terapii ciepłem - przygotowanie w mikrofalówce (zanurzony w naczyniu z wodą) bądź ocieplony w gorącej wodzie
- ✚ wymiary 15,2 x 22,8 cm
- ✚ 12 szt. opakowanie zbiorcze

NATYCHMIASTOWY ZIMNY OPATRUNEK MUELLER COLD - MUELLER

NR 030102



- ✚ zimny opatrunek wysokiej jakości natychmiastowo uruchamiany naciskiem palców lub uderzeniem pięści
- ✚ nie potrzebuje zamrażania
- ✚ jednokrotnego użytku
- ✚ 16 szt. opakowanie zbiorcze

FOLIA EZ-WRAP - MUELLER

NR 050304



- ✚ łatwa w użyciu, ekonomiczna folia do zamocowania Zimnych/Ciepłych Okładów
- ✚ należy zawsze okryć lub owinąć Zimny/Ciepły Okład przed zastosowaniem na skórze

Taśmy Kinesio, tapy i akcesoria do tapingu



KINESIO TEX GOLD FINGER PRINT



beżowy

15024-5cm x 5m
14125-5cm x 31,5m
15034-7,5 cm x 5 m



niebieski

25024-5cm x 5m
25125-5cm x 31,5m



różowy

35024-5cm x 5m
35125-5cm x 31,5m



czarny

45024-5cm x 5m
45125-5cm x 31,5m



biały

55024-5cm x 5m
55125-5cm x 31,5m

- ✦ dr Kenzo Kase postanowił stworzyć nową wersję swojego legendarnego produktu
- ✦ nowy Kinesio® Tex Gold FP zawiera rewolucyjną technologię Finger Print, która imituje linię papilarną ludzkiej skóry
- ✦ poprawiona została przyczepność kleju jak i grubość plastra, dzięki temu jest to najdoskonalszy produkt jaki stworzył dr Kenzo Kase
- ✦ nowe Kinesio® Tex Gold zostały stworzone głównie z myślą o profesjonalnych terapeutach
- ✦ nowa struktura bawełny umożliwiła jeszcze lepsze oddychanie skóry
- ✦ nowy układ „fali” dla lepszego komfortu
- ✦ opatentowane mikroszczeliny w kleju gwarantują lepszą przyczepność przy jednocześnie mniejszej ilości kleju

KINESIO TEX CLASSIC



beżowy

65024-5cm x 4m
65125-5cm x 31,5m



niebieski

75024-5cm x 4m
75125-5cm x 31,5m



różowy

85024-5cm x 4m
85125-5cm x 31,5m



czarny

95024-5cm x 4m
95125-5cm x 31,5m



biały

05024-5cm x 4m
05125-5cm x 31,5m

- ✦ Kinesio w dalszym ciągu dostarczać będzie znane dotychczas rolki z tradycyjnym klejem, które ustanowiły standardy dla Kinesio Taping® na całym świecie; używane w sporcie, neurologii, pediatrii
- ✦ Kinesio® Tex Classic zapewniają użytkownikom wysoką jakość aplikacji i zgodne z oczekiwaniami wyniki
- ✦ przygotowane z myślą o profesjonalnych terapeutach i indywidualnych pacjentach
- ✦ niższa cena w porównaniu z Kinesio® Tex Gold

GOTOWE APLIKACJE - KINESIO

- ✦ gotowe aplikacje pre-cut stanowią przetestowaną przez Kinesio Taping® Association odpowiedź na potrzeby indywidualnych osób, jak również są uzupełnieniem klasycznych rolek
- ✦ każda gotowa aplikacja jest regulowana i stworzona została do łatwej aplikacji podczas pracy czy uprawiania sportu, w przypadku pojawiania się urazu szyi, kolana, barku, stopy, nadgarstka, pleców
- ✦ wymiary pasków oraz linie na papierze z tyłu stanowią podpowiedź doboru właściwego rozmiaru dla każdego pacjenta



01
plecy

02
szyja

03
ramię

04
kolano

05
nadgarstek

06
stopa

KINESIO TEX PERFORMANCE +



beżowy

65024L - 5 cm x 5 m



niebieski

75024L - 5 cm x 5 m



różowy

85024L - 5 cm x 5 m



czarny

95024L - 5 cm x 5 m

- ❖ dzięki stosunkowi 1/2 bawełny i 1/2 poliestru staje się bardziej wytrzymała i zachowuje na dłużej właściwości elastyczne
- ❖ taśma umieszczona w twardym funkcjonalnym opakowaniu chroni przed rozwijaniem się rolki
- ❖ dedykowany osobom aktywnym
- ❖ zapewnia więcej komfortu, lepszą stabilizację
- ❖ redukuje nadmierną kompresję głęboko położonych tkanek
- ❖ elastyczne wsparcie z delikatną stymulacją
- ❖ połączenie właściwości produktu FINGER PRINT i CLASSIC
- ❖ Made in USA

MTAPE® TAŚMA IMPREGNOWANA TLENKIEM CYNKU - MUELLER

- ❖ 100% bawełny, taśma przylepna impregnowana tlenkiem cynku
- ❖ biała, dezynfekowana taśma M-Tape charakteryzuje się wysoką odpornością na rozciąganie i dużą przylepnością
- ❖ zmniejsza podrażnienia skóry
- ❖ łatwa i wygodna w stosowaniu

130104 Białą	2,5 cm x 9 m	(48 rolek/opakowanie)
130105 Białą	3,8 cm x 13,7 m	(32 rolek/opakowanie)
130106 Białą	5 cm x 13,7 m	(24 rolek/opakowanie)

130820	Niebieski
130821	Zielony
130822	Czerwony
130823	Żółty
130824	Czarny
130825	Pomarańczowy
130829	Szary

* rolka o wymiarach 3,8 cm x 9m (32 rolek/opakowanie)



NR 130888

- ❖ rolka o wymiarach 3,8 cm x 13,7m (32 rolek/opakowanie)
- ❖ 100% bawełny, taśma przylepna impregnowana tlenkiem cynku
- ❖ biała dezynfekowana taśma charakteryzuje się wysoką odpornością na rozciąganie i dużą przylepnością
- ❖ łatwa i wygodna w stosowaniu
- ❖ konkurencyjna cena

130888 biała	3,8 cm x 13,7 m	(32 rolek/opakowanie)
---------------------	-----------------	-----------------------

ATHLETIC CARE TAPE - MUELLER



EUROTAPE TAŚMA SAMOPRZYLEPNA - MUELLER

- ❖ biała, dezynfekowana taśma Eurotape charakteryzuje się wysoką odpornością na rozciąganie i dużą przylepnością
- ❖ 100% bawełna
- ❖ wzmocniony klej
- ❖ ząbkowany brzeg ułatwia oddzielenie
- ❖ stworzona specjalnie z myślą o europejskich technikach tapingu

130594 Biała	2,5 cm x 10 m	(48 rolek/opakowanie)
130595 Biała	3,8 cm x 11,4 m	(32 rolek/opakowanie)
130596 Biała	5 cm x 10 m	(24 rolek/opakowanie)



P TAPE - MUELLER

NR 130546



- ✦ bardzo sztywna (odporna na rozciąganie we wszystkich kierunkach)
- ✦ wykonana w 100% z bawełny
- ✦ impregnowana tlenkiem cynku
- ✦ nie zawiera lateksu
- ✦ ząbkowane krawędzie ułatwiają oddzielanie
- ✦ bardzo mocny klej
- ✦ doskonała w rehabilitacji sportowej i medycznej

130546 beżowa	3,8 cm x 13,7 m	(30 rolek/opakowanie)
---------------	-----------------	-----------------------

M LASTIC TAPE - MUELLER



- ✦ stosowana jako Blood Spill tape
- ✦ lekka, rozciągliwa, spajająca
- ✦ przyczepia się tylko do siebie
- ✦ może być stosowana na owłosione powierzchnie i wrażliwą skórę
- ✦ nie niszczy odzieży ani ubrań
- ✦ nie zawiera lateksu

130612 beżowa	5,0 cm x 4,5 m	(24 rolki/opakowanie)
130613 beżowa	7,5 cm x 4,5 m	(16 rolek/opakowanie)

FLEX LIGHT TAPE - MUELLER



- ✦ lekka elastyczna taśma
- ✦ bardzo mocny klej
- ✦ bardzo łatwa w oddzielaniu
- ✦ można aplikować bezpośrednio na skórę
- ✦ nie zawiera lateksu
- ✦ może być używany do podtrzymywania okładów zimno/ciepłych

26447 czarna	5,0 cm x 6,8 m	(24 rolki/opakowanie)
26457 czarna	7,5 cm x 6,8 m	(16 rolek/opakowanie)
26438 biała	5,0 cm x 6,8 m	(24 rolki/opakowanie)
26448 biała	7,5 cm x 6,8 m	(16 rolek/opakowanie)

TEAR-LIGHT TAPE - MUELLER



- ✦ wysoka przylepność i wygoda; łatwe oddzielanie i odwijanie
- ✦ idealna do wzmacniania obustronnych nakolanników, jako ściągacz oraz do mocowania ochraniaczy i opatrunków chłodzących
- ✦ używany do tapingu stawów skokowych jako ochrona przed kontuzjami
- ✦ wysoka elastyczność taśmy

130632 Biała	5,0 cm x 6,9 m	(24 rolki/opakowanie)
130633 Biała	7,5 cm x 6,9 m	(16 rolek/opakowanie)
130642 Czarna	5,0 cm x 6,9 m	(24 rolki/opakowanie)
130643 Czarna	7,5 cm x 6,9 m	(16 rolek/opakowanie)

MWRAP GĄBKA POD TAPY - MUELLER

NR 130702



- ✦ gąbka pod taśmę samoprzylepną, chroniąca skórę przed podrażnieniami
- ✦ można dzięki niej zapobiegać przemieszczaniu się ochraniaczy i skarpet, a także używać do owijania stóp w butach turystycznych, narciarskich jak i innych butach sportowych
- ✦ wymiary: 7 cm x 27,4 m
- ✦ kolor jasnokremowy

SPRAY POD TAŚMY TUFFNER - MUELLER



- ✚ spray ułatwiający przymocowanie taśmy
- ✚ używany w tapingu i KinesioTapingu
- ✚ 12 szt. opakowanie zbiorcze

NR 200901 120 ml spray
NR 200902 300 ml spray

NR 200115

REMOVER - MUELLER



- ✚ rozprowadzić po zewnętrznej stronie taśmy aby ją poluzować
- ✚ usuwa spraye Tuffner™, maści i kleje ze skóry
- ✚ służy również do usuwania plam tłuszczu i maści z przyrządów treningowych
- ✚ pojemność 300 ml spray
- ✚ 12 szt. opakowanie zbiorcze

NOŻYCKI KINESIO PRO

NR DSN-210

- ✚ wykonane z wysokowęglowej stali nierdzewnej, która zapewnia wieloletnią ostrość powierzchni tnących
- ✚ pokryte są teflonem co umożliwia wykonywanie szybkich, czystych cięć bez pozostawiania śladów
- ✚ futerał na nożyczki w zestawie



NR 020301 NOŻYCKI DO BANDAŻY - MUELLER



- ✚ nożyczki o długości 18,4 cm z tępo zakończonym dolnym ostrzem
- ✚ zapewniają bezpieczne usuwanie taśm i bandaży

OPATRUNEK MORE SKIN - MUELLER



- ✚ chroni i pomaga zapobiegać powstawaniu pęcherzy
- ✚ koi otarcia, zadrapania i rany, łagodzi lekkie oparzenia, także od słońca
- ✚ hydrożel zapewnia wilgotność potrzebną do gojenia ran, absorbuje wydzieliny z ran
- ✚ pomaga zabezpieczyć przed zakażeniem
- ✚ nie przykleja się do rany
- ✚ bez środków leczniczych, nie wyjąłowy

NR 131411 Kwadraty 2,5 cm 75/opak.
NR 131412 Okręgi 7,6 cm 25/opak.
NR 131414 Arkusz 30,4x30,4 cm



KINESIOLOGY TAPE - MUELLER



- ✚ taśmy Kinesiology firmy Mueller wykonane są w 100% z wysokogatunkowej bawełny
- ✚ taśma jest elastyczna, przepuszczająca powietrze
- ✚ dostosowuje się do ludzkiej skóry
- ✚ użyty w niej klej nie powoduje alergii
- ✚ rolka o wymiarach 5cm x 5m

NR 27367 Niebieski
NR 27467 Beżowy
NR 28147 Czarny
NR 28277 Różowy

Jeśli chcesz zamówić produkty lub umówić się na prezentację,
zadzwoń do jednego z naszych przedstawicieli handlowych.



 woj. lubuskie, dolnośląskie, śląskie, opolskie
Tel. 506 813 080 Anna Workowska

 woj. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie
Tel. 506 036 505 Emilia Melon

 woj. lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie
Tel. 793 582 321 Jarosław Gryka

 Centrala Lublin
Tel./FAX 81 525 14 14
e-mail: info@medicalsport.pl